

# Catálogo 2015



*Advanced Wound-  
& Vascular Care*

*Orthopaedic  
Solutions*

México



# Índice

## ORTOPEDIA

### Manejo de Fracturas

#### Vendas enyesadas

- Gypsona® S Venda de gasa de algodón con yeso grado médico 7
- Gypsona® Doble vuelta Venda de gasa de algodón con yeso grado médico 7

#### Vendas sintéticas de fibra de vidrio

- Delta Lite Plus® Vendas sintéticas de fibra de vidrio 8

#### Vendas sintéticas de fibra de poliéster

- Delta Cast Conformable® Venda sintética de fibra de poliéster 9
- Delta Cast Prints® Venda sintética de poliéster estampado 10
- Delta Cast Soft® Venda sintética de poliéster semirígido 11

#### Huatas

- Delta Dry® Huata resistente al agua 12
- Soffban® Huata sintética 13
- Protouch® Huata sintética 13

#### Stockinette

- Protouch® Venda tubular en rollo 13
- Delta Dry® Venda tubular en rollo resistente al agua 14

#### Férulas

- Ortho-Glass® Sistema de férulas de fibra de vidrio en rollo 14
- Ortho-Glass® Sistema de férulas de fibra de vidrio, precortado 14
- Ortho-Glass Comfort® Sistema de férulas de poliéster resistente al agua 15

#### Vendajes

- ORTHO-GLASS® Wraps Venda elástica de algodón en colores 15
- Delta Dry Comfort® Venda para colocación de férula Ortho-Glass-Comfort 16

#### Sierras y aspiradoras

- Delta Cast® Saw Sierra para retiro de inmovilización 16

#### Accesorios varios

- Discos de replazo para sierras Accesorios varios 17

#### Ortopedia Blanda

- Actimove® Cuello 20
- Actimove® Cabestrillos, Húmero y Clavícula 21
- Actimove® Mano y codo 24
- Actimove® Tronco 30
- Actimove® Rodilla, Tobillo y Pie 34

#### Fisioterapia

- Tensoplast® Venda elástica de algodón con adhesivo 42
- CoPlus® Venda cohesiva flexibles sin latex 43

# Índice

## CUIDADO DE HERIDAS

### Cuidado Tradicional de Heridas

#### Cintas y telas adhesivas

■ Leukoplast®	Tela adhesiva	45
■ Leukopor®	Cinta adhesiva microporosa	46
■ Leukofix®	Cinta adhesiva microperforada transparente	48

#### Apósitos de fijación

■ Hypafix®	Apósito fijador para áreas grandes	49
■ Hypafix® Transparent	Apósito fijador transparente para áreas grandes	50
■ Leukomed®	Apósito blanco estéril con almohadilla absorbente	51
■ Leukomed® T	Apósito estéril transparente	52
■ Leukomed® T Plus	Apósito estéril transparente con almohadilla	53
■ Leukomed® IV	Apósito estéril transparente para fijación IV	54

#### Venditas adhesivas

■ Coverplast®	Venditas adhesivas	55
---------------	--------------------	----

#### Parches oculares

■ Coverlet®	Parche ocular	60
-------------	---------------	----

#### Toallitas alcoholadas

■ Cutisoft® Wipes	Toallitas alcoholadas	61
-------------------	-----------------------	----

### Cuidado Avanzado de Heridas

#### Apósitos de cuidado avanzado de heridas

■ Cutimed® Sorbact®	Apósito antimicrobiano	63
■ Cutimed® Sorbact® Gel	Apósito antimicrobiano con hidrogel	67
■ Cutimed® Sorbact® Hydroactive	Apósito de hidropolímero con antimicrobiano	68
■ Cutimed® Sorbact® Hydroactive B	Apósito de hidropolímero con antimicrobiano con bordes adhesivos	69
■ Cutimed® Gel	Hidrogel para desbridamiento	70
■ Cutimed® Siltec®	Espuma hidrofílica	71
■ Cutimed® Siltec® Sorbact®	Apósito de espuma hidrofílica con antimicrobiano	76
■ Cutimed® Cavity	Espuma hidrofílica conformable	77
■ Cutimed® Alginate	Apósito de alginato de calcio y sodio	78
■ Cutimed® Hydro	Apósito hidrocoloide	79
■ Cutisorb® Ultra	Apósito altamente absorbente	81
■ Cuticell® Classic	Apósito impregnado con parafina	82
■ Cuticell®	Apósito impregnado con petrolato	83
■ Cutimed® Epigraft®	Apósito para epitelización	84
■ Cutimed® Protect	Cuidado de la piel	85

## Sistemas y vendajes de compresión para úlceras venosas

### Sistema de Compresión para Úlceras Venosas

- UlcerCare® Sistema de compresión para úlceras venosas 88

### Vendajes de alta compresión

- Comprifore® Sistema de vendaje multicapa 89
- Comprilan® Vendajes de alta compresión y baja elasticidad 90
- Gelocast® Bota de Unna 91

## TERAPIA DE COMPRESIÓN

### Calcetines de Compresión

- Sport® Calcetín deportivo 93
- SoSoft® Calcetín con diseños exclusivos para dama 94
- ForMen® Ambition Calcetín de vestir de alta calidad 95
- Men's Dress® Calcetín de vestir con elegante diseño ligero 96

### Medias de Compresión

- Ultrasheer® Máxima transparencia 97
- Opaque® Suave y fácil de colocar 98
- Relief® Accesible y durable 99

### Otros Productos de Compresión

- Sensifoot® Calcetín para diabético 100
- JOBST Bella Lite Prendas de compresión para linfedema 101

### Medias Antiembólicas

- AntiEm® Medias antiembólicas 102
- Accesorios Prendas compresión 103

## GUIA DE REFERENCIA DE CODIGOS DE CUADRO BASICO

- Lista de productos clave cuadro básico sin grado de Integración Nacional 105
- Lista de productos clave cuadro básico con grado de Integración Nacional 110

# Ortopedia



**Manejo de  
Fracturas**

## Venda enyesada de gasa de algodón

### Indicaciones:

- Manejo e inmovilización de lesiones músculo-esqueléticas como esguinces y fracturas de extremidades. Para realizar vendajes circulares y férulas.

### Características y beneficios:

- Elaborada con gasa de algodón, trama 20 x 24 recubierta con una capa uniforme de yeso. Cuenta con un tejido entrelazado que permite una mayor permanencia y menor pérdida de yeso en la venda. El resultado es una inmovilización premium
- Fraguado rápido
- Centro de plástico que facilita la aplicación
- Corte lateral en zig-zag que evita el deshilachado

### Composición:

- Gasa de algodón ■ Yeso grado médico

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7200358	4042809144338	Gypsona S de 5 cm x 2.75 m ( 2" x 3 yd )	Caja c/12
7200359	4042809144352	Gypsona S de 7.5 cm x 2.75 m ( 3" x 3 yd )	Caja c/12
7200355	4042809144376	Gypsona S de 10 cm x 2.75 m ( 4" x 3 yd )	Caja c/12
7200356	4042809144390	Gypsona S de 15 cm x 2.75 m ( 6" x 3 yd )	Caja c/12
7200357	4042809144413	Gypsona S de 20 cm x 2.75 m ( 8" x 3 yd )	Caja c/12
7200360	4042809144437	Gypsona S de 10 cm x 4.50 m ( 4" x 5 yd )	Caja c/8
7200361	4042809144451	Gypsona S de 15 cm x 4.50 m ( 6" x 5 yd )	Caja c/8
7200362	4042809144475	Gypsona S de 20 cm x 4.50m ( 8" x 5 yd )	Caja c/8

# Gypsona® Doble vuelta

## Venda enyesada de gasa de algodón

### Indicaciones:

- Manejo e inmovilización de lesiones músculo-esqueléticas como esguinces y fracturas de extremidades. Para realizar vendajes circulares y férulas.

### Características y beneficios:

- Elaborada con gasa de algodón, trama 20 x 24 recubierta con una capa uniforme de yeso. Cuenta con un tejido entrelazado que permite una mayor permanencia y menor pérdida de yeso en la venda. El resultado es una inmovilización premium
- Fraguado rápido
- Centro de plástico que facilita la aplicación
- Corte lateral en zig-zag que evita el deshilachado

### Composición:

- Gasa de algodón
- Yeso grado médico

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7198719	4042809144338	Gypsona 5 cm x 2.75 m ( 8.8' x 2" )	Caja c/24
7198713	4042809107630	Gypsona 10 cm x 2.75 m ( 8.8' x 4" )	Caja c/12
7198715	4042809107692	Gypsona 15 cm x 2.75 m ( 8.8' x 6" )	Caja c/12
7198717	4042809107753	Gypsona 20 cm x 2.75 m ( 8.8' x 8" )	Caja c/48

# Delta Lite Plus®

## Venda sintética inmovilizadora de fibra de vidrio

### Indicaciones:

- Manejo e inmovilización de lesiones músculo esqueléticas como esguinces y fracturas de extremidades. Para realizar vendajes circulares

### Características y beneficios:

- Recubrimiento ahulado en todas su fibras
- Impregnada de resina de poliuretano
- Al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado
- Buena laminación
- Acabado muy liso

### Composición:

- Fibra de vidrio
- Resina de poliuretano

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7345801	4042809270532	Delta-Lite Plus blanco 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7345802	4042809270549	Delta-Lite Plus blanco 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7345803	4042809270556	Delta-Lite Plus blanco 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7345804	4042809270563	Delta-Lite Plus blanco 12.5 cm x 3.65 m ( 5" x 4 yd )	Caja c/10
7345820	4042809270570	Delta-Lite Plus azul marino 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7345821	4042809270587	Delta-Lite Plus azul marino 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7345822	4042809270594	Delta-Lite Plus azul marino 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7345823	4042809270600	Delta-Lite Plus azul marino 12.5 cm x 3.65 m ( 5" x 4 yd )	Caja c/10
7345855	4042809270785	Delta-Lite Plus rosa 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7345856	4042809270792	Delta-Lite Plus rosa 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7345857	4042809270808	Delta-Lite Plus rosa 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7345830	4042809270655	Delta-Lite Plus rojo 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7345831	4042809270662	Delta-Lite Plus rojo 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7345832	4042809270679	Delta-Lite Plus rojo 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7345860	4042809270815	Delta-Lite Plus morado 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7345861	4042809270822	Delta-Lite Plus morado 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7345862	4042809270839	Delta-Lite Plus morado 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7345850	4042809270754	Delta-Lite Plus 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd ) colores mixtos	Caja c/10
7345851	4042809270761	Delta-Lite Plus 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd ) colores mixtos	Caja c/10
7345852	4042809270778	Delta-Lite Plus 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd ) colores mixtos	Caja c/10
7345860	4042809270815	Delta lite Plus morado 5.08cm x 3.65m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7345861	4042809270822	Delta lite Plus morado 7.62 cm x 3.65m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7345862	4042809270839	Delta lite Plus morado 10.16 cm x 3.65m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7345850	4042809270754	Delta lite Plus 5.08 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd ) colores mixtos	Caja c/10
7345851	4042809270761	Delta lite Plus 7.62 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd ) colores mixtos	Caja c/10
7345852	4042809270778	Delta lite Plus 10.16 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd ) colores mixtos	Caja c/10





# Delta Cast® Conformable

## Venda de inmovilización de poliéster

### Indicaciones:

- En el manejo e inmovilización de lesiones músculo esqueléticas como esguinces y fracturas de extremidades para realizar vendajes circulares

### Características y beneficios:

- Venda inmovilizadora de poliéster
- Impregnada de sustrato de polipropileno y poliéster que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado
- Mayor conformabilidad
- 100% traslúcida a rayos X
- Resina de baja adherencia que permite colocarla con cualquier guante

### Composición:

- Tejido de poliéster
- Resina de poliuretano

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7228001	4042809158977	Delta-Cast Conformable blanco 5.08 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7228002	4042809158984	Delta-Cast Conformable blanco 7.62 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7228003	4042809158991	Delta-Cast Conformable blanco 10.16 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7228004	4042809159004	Delta-Cast Conformable blanco 12.7 cm x 3.65 m ( 5" X 4 yd )	Caja c/10
7228200	4042809159042	Delta-Cast Conformable azul 5.08 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7228201	4042809159059	Delta-Cast Conformable azul 7.62 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7228202	4042809159066	Delta-Cast Conformable azul 10.16 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7228100	4042809159011	Delta-Cast Conformable neon rosa 5.08 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7228101	4042809159028	Delta-Cast Conformable neon rosa 7.62 cm x 3.65 m ( 3"x 4 yd )	Caja c/10
7228102	4042809159035	Delta-Cast Conformable neon rosa 10.16 cm x 3.65 m ( 4"x 4 yd )	Caja c/10
7228910	4042809177442	Delta-Cast Conformable colores mixtos 5.08cmx3.65m ( 2"x4 yd )	Caja c/10
7228911	4042809177459	Delta-Cast Conformable colores mixtos 7.62cm x 3.65m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7228912	4042809177466	Delta-Cast Conformable colores mixtos 10.16cmx 3.65m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7228800	4042809159226	Delta Cast Conformable negro 5.08cmx3.65m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7228801	4042809159233	Delta Cast Conformable negro 7.62cm x 3.65m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7228802	4042809159240	Delta Cast Conformable negro 10.16cm x 3.65m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7228910	4042809177442	Delta Cast Conformable colores mixtos 5.08cmx3.65m ( 2"x4 yd )	Caja c/10
7228911	4042809177459	Delta Cast Conformable colores mixtos 7.62cm x 3.65m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7228912	4042809177466	Delta Cast Conformable colores mixtos 10.16cmx 3.65m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10



# Delta Cast® Prints

## Venda de inmovilización de poliéster con dibujos

### Indicaciones:

- En el manejo e inmovilización de lesiones músculo esqueléticas como esguinces y fracturas de extremidades para realizar vendajes circulares

### Características y beneficios:

- Venda inmovilizadora de poliéster
- Impregnada de sustrato de polipropileno y poliéster que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado
- Mayor conformabilidad
- 100% traslúcida a rayos x
- Resina de baja adherencia que permite aplicarla con cualquier guante
- Decorada con diferentes diseños huellas, camuflaje, osos teddy, dinosaurios, balones de soccer, pastel, barras y estrellas. Navideño, en temporada.
- Tecnología de impresión en poliéster patentada

### Composición:

- Tejido de poliéster
- Resina de poliuretano

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7227305	4042809158731	Delta-Cast Prints osos 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7227302	4042809158700	Delta-Cast Prints dinosaurios 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7227322	4042809269758	Delta-Cast Prints camuflaje 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7227306	4042809158748	Delta-Cast Prints camuflaje 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7227320	4042809261547	Delta-Cast Prints huellas 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7227321	4042809261554	Delta-Cast Prints huellas 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7227317	4042809467369	Delta-Cast Prints color pastel 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7227307	4042809158755	Delta-Cast Prints color pastel 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7227308	4042809158762	Delta-Cast Prints balones 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7227309	4042809158779	Delta-Cast Prints balones 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10



# Delta Cast® Soft

## Venda sintética de inmovilización semirrígida (suave)

### Indicaciones:

- Manejo e inmovilización de lesiones músculo esqueléticas como esguinces, lesiones menores de tobillo. Para realizar vendajes circulares suaves, con resultados más rápidos de recuperación y menor tiempo de rehabilitación. Indicado para el pie equino varo y luxación congénita de cadera.

### Características y beneficios:

- Buena conformabilidad
- Tejido con estructura abierta
- 100% radiolúcido
- Resistente al agua
- Bordes suaves
- Resina de baja adherencia
- Superficie lisa
- Fórmula libre de látex
- Fácil de retirar sin necesidad de sierra
- Retiro con tijeras o desenrollándolo
- Inmovilizaciones flexibles

### Composición:

- Tejido de poliéster
- Resina de Poliuretano

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7270801	4042809446951	Delta-Cast Soft negro 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7270811	4042809446968	Delta-Cast Soft negro 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7270821	4042809446975	Delta-Cast Soft negro 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7270805	4042809446890	Delta-Cast Soft azul 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7270815	4042809446906	Delta-Cast Soft azul 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7270825	4042809446913	Delta-Cast Soft azul 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7270809	4042809446982	Delta-Cast Soft huellas 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7270819	4042809446999	Delta-Cast Soft huellas 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7270808	4042809446920	Delta-Cast Soft rojo 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7270818	4042809446937	Delta-Cast Soft rojo 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7270828	4042809446944	Delta-Cast Soft rojo 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7270802	4042809019216	Delta-Cast Soft blanco 2.5 cm x 3.65 m ( 1" x 4 yd )	Caja c/10
7270812	4042809446852	Delta-Cast Soft blanco 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Caja c/10
7270822	4042809446869	Delta-Cast Soft blanco 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Caja c/10
7270832	4042809446876	Delta-Cast Soft blanco 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Caja c/10
7270842	4042809446883	Delta-Cast Soft blanco 12.5 cm x 3.65 m ( 5" x 4 yd )	Caja c/10

# Delta Dry®



## Venda de almohadilla hidrofuga

### Indicaciones:

- Huata acolchada resistente al agua para colocarse entre la piel y el vendaje circular de fibra de vidrio o poliéster, que permite a los pacientes tener una mayor calidad de vida permitiendo lavarse las manos, bañarse e incluso nadar. Seca en 90 minutos máximo.

### Características y beneficios:

- Resistente al agua
- Con adhesivo blanco acrílico
- Tejido 3D que permite mayor superficie de adhesión
- Dermatológicamente probada

### Composición:

- 53% Polipropileno
- 47% Nylon

### País de origen:

- Estados Unidos de América



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7344300	4042809094305	Delta-Dry 5 cm x 2.4 m ( 1.95" x 2.6 yd )	Caja c/12
7344301	4042809094312	Delta-Dry 7.5 cm x 2.4 m ( 2.92" x 2.6 yd )	Caja c/12
7344302	4042809094329	Delta-Dry 10 cm x 2.4 m ( 3.9" x 2.6 yd )	Caja c/12

# Soffban®



## Acolchado ortopédico sintético

### Indicaciones:

- Acolchado para colocarse por encima de la piel y usarse con venda Inmovilizadora de yeso, fibra de vidrio o poliéster

### Características y beneficios:

- Adaptable a los contornos del cuerpo
- Fácil de cortar
- Envoltura de papel impermeable
- No es repelente al agua

### Composición:

- 100% Poliéster

### País de origen:

- Bélgica

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7146701	4042809019469	Soffban 7.5 cm x 2.7 m ( 3" x 3 yd )	Bolsa c/12
7148605	4042809019490	Soffban 10 cm x 2.7 m ( 4" x 3 yd )	Bolsa c/12



## Acolchado ortopédico sintético

### Indicaciones:

- Acolchado para colocarse por encima de la piel y usarse con venda Inmovilizadora de yeso, fibra de vidrio o poliéster

### Características y beneficios:

- Adaptable a los contornos del cuerpo
- Fácil de cortar
- Envoltura de papel impermeable
- No es repelente al agua

### Composición:

- 100% Poliéster

### País de origen:

- Bélgica

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7201316	4042809022469	Protouch 5 cm x 3.65 m ( 2" x 4 yd )	Bolsa c/12
7201317	4042809022483	Protouch 7.5 cm x 3.65 m ( 3" x 4 yd )	Bolsa c/12
7201318	4042809022513	Protouch 10 cm x 3.65 m ( 4" x 4 yd )	Bolsa c/12

# Protouch® Stockinette



## Vendaje tubular sintético

### Indicaciones:

- Vendaje protector de la piel debajo de las inmovilizaciones de yeso, fibra de vidrio o poliéster, para dar mayor confort y protección.
- Se puede utilizar en todos los casos que se requiera proteger la piel o como vendaje de fijación suave

### Características y beneficios:

- Permite cortarse al tamaño deseado
- Vendaje en forma tubular
- Brinda comodidad y suavidad
- Se adapta a cualquier circunferencia por su facilidad para estirarse
- Resistente al agua

### Composición:

- 100% Poliéster

### País de origen:

- Estados Unidos de América

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7202600	4042809143461	Protouch de 2.5 cm x 22.8 m ( 1" x 25 yd )	Rollo
7202601	4042809143485	Protouch de 5 cm x 22.8 m ( 2" x 25 yd )	Rollo
7202602	4042809143508	Protouch de 7.5 cm x 22.8 m ( 3" x 25 yd )	Rollo
7202603	4042809143522	Protouch de 10 cm x 22.8 m ( 4" x 25 yd )	Rollo
7202604	4042809143546	Protouch de 15 cm x 22.8 m ( 6" x 25 yd )	Rollo
7202605	4042809143560	Protouch de 20 cm x 22.8 m ( 8" x 25 yd )	Rollo

# Delta Dry® Stockinette

Stockinette



## Vendaje tubular resistente al agua

### Indicaciones:

- Se coloca por encima de la piel antes de la huata Delta Dry. Se puede combinar con fibra de vidrio ó poliéster, lo que permite a los pacientes tener una mejor calidad de vida al poder lavarse las manos, bañarse e incluso nadar. Seca en 90 minutos máximo.

### Características y beneficios:

- Repelente al agua
- Dermatológicamente probada
- Libre de látex

### Composición:

- 100% Nylon

### País de origen:

- Estados Unidos de América



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7456401	4042809438185	Delta-Dry Stockinette 5 cm x 10 m ( 2" x 11 yd )	Rollo
7456402	4042809438208	Delta-Dry Stockinette 7.5 cm x 10 m ( 3" x 11	Rollo
7456403	4042809438222	Delta-Dry Stockinette 10 cm x 10 m ( 4" x 11 yd )	Rollo

# ORTHO-GLASS

## Sistema de férula sintética

### Indicaciones:

- Manejo e inmovilizaciones de lesiones músculo-esqueléticas por medio de férulas elaboradas a la medida y posición necesaria para el paciente. Útil en los servicios de urgencias, ortopedia, cirugía plástica y quirófanos.

### Características y beneficios:

- Rollo de fibra de vidrio. Incluye acolchado sintético
- Empaque en bolsa de aluminio
- Acolchado elástico en ambas caras
- Requiere mínima cantidad de agua para su activación ( botella vs cubeta)
- Amplio rango de medidas (1 a 6 pulgadas)
- Tecnología ILP (interlocking performance) que da mayor rigidez con menor peso. Contiene pinza selladora, fácil de moldear y cortar. Fuerte, durable y liviano. No deja desperdicio.

### Composición:

- Fibra de vidrio ■ Resinas de poliuretano ■ Acolchado sintético

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7198308	608639115012	ORTHO-GLASS de 2.5 cm x 4.6 m ( 1" x 15' )	Rollo
7198314	608639215019	ORTHO-GLASS de 5 cm x 4.6 m ( 2" x 15' )	Rollo
7198321	608639315016	ORTHO-GLASS de 7.5 cm x 4.6 m ( 3" x 15' )	Rollo
7198334	608639415013	ORTHO-GLASS de 10 cm x 4.6 m ( 4" x 15' )	Rollo
7198341	608639515010	ORTHO-GLASS de 12.5 cm x 4.6 m ( 5" x 15' )	Rollo
7198346	608639615017	ORTHO-GLASS de 15 cm x 4.6 m ( 6" x 15' )	Rollo
7198355	4042809215700	ORTHO-GLASS 5 cm x 30 cm ( 2" x 12" )	Caja c/10
7198356	4042809215717	ORTHO-GLASS 7.5 cm x 30 cm ( 3" x 12" )	Caja c/10
7198358	4042809215731	ORTHO-GLASS 10 cm x 38 cm ( 4" x 15" )	Caja c/10
7198359	4042809215755	ORTHO-GLASS 12.5 cm x 75 cm ( 5" x 30" )	Caja c/ 5

Férulas

# Ortho-Glass® Comfort




## Sistema de férula sintética de poliéster

### Indicaciones:

- Inmovilización de lesiones músculo esqueléticas por medio de férulas elaboradas a la medida y posición necesaria para el paciente. Útil en los servicios de urgencias, ortopedia, cirugía plástica y quirófanos

### Características y beneficios:

- Rollo de poliéster, incluye acolchado resistente al agua
- Empaque en bolsa de aluminio, acolchado en ambas caras
- Requiere mínima cantidad de agua para su activación ( botella vs cubeta)
- Amplio rango de medidas ( 2 a 6 pulgadas)
- Tecnología ILP ( interlocking performance) que da mayor rigidez con menor peso
- Contiene pinza selladora. Fácil de moldear y cortar
- Fuerte, durable y 30% más ligero que la fibra de vidrio. No deja desperdicio



### Composición:

- Sustrato de poliéster, acolchado resistente al agua, 53% polipropileno, 47% Nylon

### País de origen:

- México

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7344111	4042809366389	ORTHO-GLASS Comfort 5 cm x 4.6 m ( 2" x 15' )	Rollo
7344112	4042809366396	ORTHO-GLASS Comfort 7.5 cm x 4.6 m ( 3" x 15' )	Rollo
7344113	4042809366402	ORTHO-GLASS Comfort 10 cm x 4.6 m ( 4" x 15' )	Rollo
7344114	4042809366419	ORTHO-GLASS Comfort 12.5 cm x 4.6 m ( 5" x 15' )	Rollo
7344115	4042809366426	ORTHO-GLASS Comfort 15 cm x 4.6 m ( 6" x 15' )	Rollo

# Ortho-Glass® Wrap



## Venda elástica de algodón de colores

### Indicaciones:

- Soporte de férulas
- Lesiones musculares
- Diversos vendajes

### Características y beneficios:

- Libre de látex
- Se fija con cierre de velcro incluido
- Brinda leve compresión
- Excelente resistencia y elasticidad

### País de origen:

- China

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7165606	4042809198065	ORTHO-GLASS Wraps 5 cm x 4.5 m en tensión ( 2" x 4.5 yd )	Caja c/18
7165607	4042809198058	ORTHO-GLASS Wraps 7.5 cm x 4.5 m en tensión ( 3" x 4.5 yd )	Caja c/18
7165608	4042809198041	ORTHO-GLASS Wraps 10 cm x 4.5 m en tensión ( 4" x 4.5 yd )	Caja c/18

# Delta Dry® Comfort

## Venda de polipropileno resistente al agua

### Indicaciones:

- Para fijar la inmovilización usando Orthoglass Comfort y para inmovilizaciones de lesiones músculo esqueléticas como esguinces y lesiones de extremidades permitiendo el baño sin retiro de la inmovilización o el vendaje.

### Composición:

- 50% polipropileno, 50% elástico

### Características y beneficios:

- Venda repelente al agua
- Sistema de secado rápido
- Venda con dispositivo de aseguramiento Hook-Loop ( Velcro®)
- Permite la respiración de la piel con una alta VTVA (Velocidad de transmisión del vapor de agua)



### País de origen:

- USA

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7349800	4042809379662	Delta Dry Comfort 5 cm x 4 m ( 2" x 4.3 yds )	Caja c/30
7349801	4042809379679	Delta Dry Comfort 7.5 cm. x 4 m ( 3" x4.3 yds )	Caja c/15
7349802	4042809379686	Delta Dry Comfort 10 cm. x 5.5 m ( 4" x 6 yds )	Caja c/12

# Delta Cast® Saw

## Sierra para retiro de inmovilizaciones

### Indicaciones:

- Sierra de última tecnología para el retiro de vendajes circulares de yeso, fibra de vidrio, poliéster y termo formados que por su bajo nivel de ruido y diseño ergonómico hace más fácil y rápido el retiro de los mismos

### Características y beneficios:

- Produce muy poco ruido
- Bajo nivel de vibración
- Pequeña, ergonómica y ligera
- Extremadamente durable
- Dos velocidades
- Puede contar con accesorios para conectarse a aspiradora

### Composición:

- Materiales compuestos

### País de origen:

- Estados Unidos de América



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7348120	4042809396089	Sierra Delta-Cast Saw sin entrada para aspiradora	Pieza
7348124	4042809396164	Sierra Delta-Cast Saw con entrada para aspiradora	Pieza
7335420	4042809381429	Aspiradora Delta-Cast Vacuum 120v	Pieza



# Disco de Titanio



## Disco de titanio para sierra

### Indicaciones:

- Para el retiro de inmovilizaciones

### Características y beneficios:

- Disco de corte
- Corta yeso, fibra de vidrio, poliéster y termoplásticos
- Menor calor

### Composición:

- Titanio

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7348132	4042809469660	Hoja de titanio para sierra Power Blade	Pieza

# Accesorios



## Accesorios para ortopedia

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7309305	4042809271423	Carro organizador gris	Pieza
7348115	4042809350173	Cable de alimentación para sierra Delta-Cast	Pieza
7348113	4042809381498	Fuente de poder para sierra Delta-Cast	Pieza
7348110	4042809381467	Accesorio para conectar sierra Delta-Cast a aspiradora	Pieza
7229207	4042809159431	Pinza separadora para retiro de inmovilizaciones circulares	Pieza
7229402	4042809159431	Tijeras para corte de 8" con mango metálico	Pieza
7204627	4042809082739	Tijeras para corte de férulas	Pieza





# Actimove<sup>®</sup>

Feel good. Move better.

Ortopedia  
Blanda

**BSN**medical

# Actimove<sup>®</sup>

## Cervical



### Collarín cervical densidad media

#### Indicaciones:

- Lesiones agudas de cuello
- Síndromes cervicales crónicos

#### Características y beneficios:

- Espuma preformada para ajuste anatómico
- Cubierta de material suave para confort del paciente
- Funda removible y lavable para una buena higiene
- Fácil sistema de cierre con velcro

#### Composición:

- 52% Poliuretano, 43% Poliéster, 5% Poliamida

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7281926	4042809016093	Actimove Cervical collarín densidad media	CH
7281927	4042809016123	Actimove Cervical collarín densidad media	M
7281928	4042809016154	Actimove Cervical collarín densidad media	G

# Actimove<sup>®</sup>

## CerviRoll



### Caja dispensadora de collarín en rollo

#### Indicaciones:

- Síndrome cervical doloroso, agudo o crónico

#### Características y beneficios:

- Soporte universal de cuello para reducir su movilidad
- Presentación en rollo de espuma que se corta fácilmente a la longitud requerida
- Fácil y rápida colocación y retiro

#### Composición:

- 54% Poliéster, 42% Poliuretano, 4% Poliamida

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7285942	4042809165623	Actimove CerviRoll collarín en rollo en caja ( 7 cm x 4 m )	CH
7285943	4042809165630	Actimove CerviRoll collarín en rollo en caja ( 9 cm x 4 m )	M
7285944	4042809165647	Actimove CerviRoll collarín en rollo en caja ( 11 cm x 4 m )	G

# Actimove®

## Sling



### Caja dispensadora de rollo para cabestrillo

#### Indicaciones:

- Soporte postraumático de la extremidad superior
- En combinación con férula

#### Características y beneficios:

- Concepto versátil de correa y cierre Y-tab de velcro
- Permite varias técnicas de colocación
- Correa de espuma no elástica, permite que sostenga el brazo en la posición deseada
- Color azul para mayor estética e higiene

#### Composición:

- 73% Poliéster, 22% Poliuretano, 5% Poliamida

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7285918	4042809127324	Actimove Sling caja con 2 rollos para cabestrillo a la medida	5.5 cm x 12m



# Actimove®

## Mitella Eco



### Cabestrillo básico

#### Indicaciones:

- Lesiones traumáticas de brazo
- Lesiones de tejidos blandos
- Trastornos crónicos o neurológicos

#### Características y beneficios:

- Espuma ajustable en la correa del cuello, no elástica para una colocación clínica segura
- Sistema de cierre con velcro que facilita la colocación y el retiro
- Suave soporte para el pulgar que mantiene la posición de cabestrillo
- Material ligero

#### Composición:

- 70% Poliéster, 17% Poliamida, 7% Poliuretano, 6% Algodón

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7281957	4042809017175	Actimove Mitella Eco ( cabestrillo )	CH
7281958	4042809017205	Actimove Mitella Eco ( cabestrillo )	M
7281959	4042809017236	Actimove Mitella Eco ( cabestrillo )	G

# Actimove®

## Mitella Comfort



### Cabestrillo calidad premium

#### Indicaciones:

- Lesiones traumáticas de brazo
- Lesiones de tejidos blandos
- Trastornos crónicos o neurológicos

#### Características y beneficios:

- Almohadilla acojinada en el cuello para mayor comodidad del paciente
- Espuma ajustable en la correa del cuello, no elástica para una colocación clínica segura
- Color azul para mejor estética e higiene
- Sistema de cierre con velcro que facilita la colocación y el retiro
- Suave soporte para el pulgar que mantiene la posición de cabestrillo
- Material ligero

#### Composición:

- 70% Poliéster, 17% Poliamida, 7% Poliuretano, 6% Algodón

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7281961	4042809017298	Actimove Mitella Comfort ( cabestrillo )	CH
7281962	4042809017328	Actimove Mitella Comfort ( cabestrillo )	M
7281963	4042809017359	Actimove Mitella Comfort ( cabestrillo )	G

# Actimove®

## Umerus Air

### Inmovilizador de hombro

#### Indicaciones:

- Dislocación, luxación de hombro
- Fractura de clavícula
- Síndrome del manguito rotador

#### Características y beneficios:

- Correa circular para la cintura, con diseño anatómico
- Material suave y ligero
- Soporte en brazo y antebrazo
- Disponible también en tallas pediátricas

#### Composición:

- 70% Poliéster, 20% Nylon, 5% Algodón, 5% Elastano

#### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7455610	4042809403176	Actimove Umerus Air ( Inmovilizador de húmero / hombro )	CH
7455611	4042809403183	Actimove Umerus Air ( Inmovilizador de húmero / hombro )	M
7455612	4042809403190	Actimove Umerus Air ( Inmovilizador de húmero / hombro )	G
7455620	4042809438574	Actimove Umerus Air ( Inmovilizador de húmero / hombro )	XG
7456501	4042809438598	Actimove Umerus Air for kids (Inmovilizador de húmero /hombro)	Infantil
7456502	4042809438611	Actimove Umerus Air for kids ( Inmovilizador de húmero /hombro )	Pediátrico



# Actimove®

## Clavícula Comfort



### Inmovilizador de clavícula

#### Indicaciones:

- Tratamiento conservador de fracturas de clavícula
- Esguinces, inestabilidad del hombro
- Fibromialgia

#### Características y beneficios:

- Espuma preformada para ajuste anatómico
- Cubierta de material suave para confort del paciente
- Amplio rango de tamaños
- Sistema de cierre con velcro

#### Composición:

- 61 % Poliéster, 35% Poliuretano, 4% Poliamida

#### País de origen:

- República Checa



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7997401	4042809060614	Actimove Clavícula Comfort ( Inmovilizador de clavícula )	CH
7997402	4042809060645	Actimove Clavícula Comfort ( Inmovilizador de clavícula )	M
7997403	4042809060676	Actimove Clavícula Comfort ( Inmovilizador de clavícula )	G

# Actimove®

## Gauntlet



### Muñequera básica con pulgar

#### Indicaciones:

- Artritis reumatoide
- Dislocación y esguince de pulgar
- Tendinitis

#### Características y beneficios:

- Estabilizador de muñeca y pulgar con movimiento libre de los dedos
- Dos soportes de aluminio prediseñados, moldeable para ajuste individual
- Suave funda de pulgar para mayor confort y cómodo ajuste
- Cierres de velcro para fácil colocación

#### Composición:

- 60% Poliéster, 25% Poliamida, 8% Elastano, 5% Policloropreno, 2% Aluminio

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7285910	4042809123753	Actimove Gauntlet izquierda ( guanteleta c/pulgar )	CH
7285911	4042809123784	Actimove Gauntlet izquierda ( guanteleta c/pulgar )	M
7285912	4042809123814	Actimove Gauntlet izquierda ( guanteleta c/pulgar )	G
7285914	4042809123876	Actimove Gauntlet derecha ( guanteleta c/pulgar )	CH
7285915	4042809123906	Actimove Gauntlet derecha ( guanteleta c/pulgar )	M
7285916	4042809123937	Actimove Gauntlet derecha ( guanteleta c/pulgar )	G



# Actimove<sup>®</sup>

## ManuFix



### Muñequera básica sin pulgar

#### Indicaciones:

- Trastornos inflamatorios de la muñeca
- Lesiones de tejidos blandos
- Lesiones por sobreuso

#### Características y beneficios:

- Soporte de aluminio diseñado anatómicamente, moldeable para ajuste individual
- Mayor confort gracias a su correa elástica y acojinamiento de tela de toalla en el área de la palma
- Cubierta robusta en el área de la palma para mayor durabilidad
- Diseño delgado con funda elástica para un buen ajuste
- Cierres de velcro para fácil colocación
- Su estructura permite el libre movimiento de los dedos

#### Composición:

- 60% Poliéster, 20% Poliamida, 8% Elastodieno, 5% Policloropeno, 5% Elastano, 2% Poliuretano

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7341600	4042809222562	Actimove ManuFix izquierda ( guanteleta c/pulgar )	CH
7341601	4042809222586	Actimove ManuFix izquierda ( guanteleta sin pulgar )	M
7341602	4042809222609	Actimove ManuFix izquierda ( guanteleta sin pulgar )	G
7341603	4042809222623	Actimove ManuFix derecha ( guanteleta sin pulgar )	CH
7341604	4042809222647	Actimove ManuFix derecha ( guanteleta sin pulgar )	M
7341605	4042809222661	Actimove ManuFix derecha ( guanteleta s/pulgar )	G

# Actimove<sup>®</sup>

## ManuWrap



### Soporte básico de muñeca

#### Indicaciones:

- Para estabilizar y dar soporte a la muñeca
- Prevención de lesiones de muñeca

#### Características y beneficios:

- Colocación rápida y fácil con cierre de velcro
- Material elástico y suave acojinamiento de tela de toalla para mayor confort

#### Composición:

- 41% Poliamida, 29% Poliéster, 16% Elastodieno, 14% Elastano

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7341606	4042809222685	Actimove ManuWrap ( soporte de muñeca )	CH-M
7341607	4042809222708	Actimove ManuWrap ( soporte de muñeca )	G-XG

# Actimove<sup>®</sup>

## Manus Forte



### Muñequera sin pulgar

#### Indicaciones:

- Dolor e inflamación de la articulación de la muñeca
- Inflamación posquirúrgica o postraumática
- Tendinitis
- Trastornos crónicos de la muñeca

#### Características y beneficios:

- Soporte de aluminio anatómicamente diseñado, moldeable para ajuste individual
- Amplia apertura del pulgar y bordes suaves para mayor confort
- Inteligente diseño deslizante que permite colocar y retirar el producto con una sola mano
- Gancho de seguridad especial y cierre de lazo que evitan que las correas se deslicen fuera de su hebilla
- Suaves materiales que permiten la ventilación

#### Composición:

- 59% Poliamida, 40% Poliéster, 1% Elastano

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7348214	4042809350319	Actimove Manus Forte izquierda ( guanteleta sin pulgar )	CH-M
7348216	4042809350357	Actimove Manus Forte izquierda ( guanteleta sin pulgar )	G-XG
7348213	4042809350296	Actimove Manus Forte derecha ( guanteleta sin pulgar )	CH-M
7348215	4042809350333	Actimove Manus Forte derecha ( guanteleta sin pulgar )	G-XG

# Actimove<sup>®</sup>

## Manus Forte Plus



### Muñequera con pulgar

#### Indicaciones:

- Dolor e inflamación de la muñeca y el pulgar
- Inflamación posquirúrgica o postraumática
- Tendinitis ■ Artrosis ■ Tenosinovitis

#### Características y beneficios:

- Dos soportes de aluminio diseñados anatómicamente y moldeables para ajuste individual
- Costura plana en el pulgar para mayor confort
- Correa no elástica de la muñeca que se recorre en sentido contrario de las manecillas del reloj, para prevenir la rotación del brazalete
- Gancho de seguridad especial y cierre de lazo, que previenen que las correas se deslicen fuera de su hebilla
- Suaves materiales que permiten la ventilación

#### Composición:

- 59% Poliamida, 40% Poliéster, 1% Elastano

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7349634	4042809374339	Actimove Manus Forte Plus izquierda ( guanteleta con pulgar )	CH-M
7349636	4042809374377	Actimove Manus Forte Plus izquierda ( guanteleta con pulgar )	G-XG
7349604	4042809374315	Actimove Manus Forte Plus derecha ( guanteleta con pulgar )	CH-M
7349606	4042809374353	Actimove Manus Forte Plus derecha ( guanteleta con pulgar )	G-XG

# Actimove®

## ManuMotion

### Muñequera calidad premium

#### Indicaciones:

- Artrosis y artritis de muñeca
- Esguinces de muñeca
- Dolor reumático
- Lesiones posoperatorias y postraumáticas
- Inestabilidad de la articulación

#### Características y beneficios:

- Avanzada estructura tejida para una compresión específica
- Barra moldeable que estabiliza la muñeca en una posición funcional y compatible con el alivio del dolor
- Almohadilla de presión dorsal que apoya el flujo linfático natural y ayuda a reducir la hinchazón
- Zona de movimiento especialmente suave y confortable para el área del pulgar para máxima comodidad
- Banda no elástica para estabilización adicional en la muñeca
- Diseño helicoidal que facilita su correcta colocación
- Disponible en colores negro/gris y blanco/guinda

#### Composición:

- Libre de látex y neopreno, material transpirable

#### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7349743	4042809379754	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera) blanco/guinda	CH
7349744	4042809379792	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera) blanco/guinda	M
7349745	4042809184778	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera) blanco/guinda	G
7349746	4042809184891	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera) blanco/guinda	XG
7349713	4042809379730	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera) blanco/guinda	CH
7349714	4042809379778	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera) blanco/guinda	M
7349715	4042809184716	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera) blanco/guinda	G
7349716	4042809184839	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera ) blanco/guinda	XG
7349773	4042809433494	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera ) negro/gris	CH
7349775	4042809433531	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera ) negro/gris	M
7349777	4042809433579	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera ) negro/gris	G
7349779	4042809433616	Actimove ManuMotion izquierda ( muñequera ) negro/gris	XG
7349772	4042809433470	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera ) negro/gris	CH
7349774	4042809433517	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera ) negro/gris	M
7349776	4042809433555	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera ) negro/gris	G
7349778	4042809433593	Actimove ManuMotion derecha ( muñequera ) negro/gris	XG

# Actimove® EpiFast



## Codera básica

### Indicaciones:

- Dolor agudo o crónico de la articulación del codo
- Profilaxis de lesiones de codo

### Características y beneficios:

- Forma anatómica para un buen ajuste
- Proporciona compresión ligera para mayor comodidad
- Estructura con tejido reforzado en el área del codo que proporciona mayor elasticidad para el movimiento articular

### Composición:

- 55% Poliamida, 24% Elastodieno, 13% Poliéster, 8% Elastano

### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7341300	4042809222326	Actimove EpiFast ( codera )	CH
7341301	4042809222340	Actimove EpiFast ( codera )	M
7341302	4042809222364	Actimove EpiFast ( codera )	G

# Actimove® EpiMotion



## Codera calidad premium

### Indicaciones:

- Epicondilopatías como codo de tenista o de golfista
- Cambios degenerativos en el codo
- Inflamación de la articulación
- Irritación posoperatoria o postraumática

### Características y beneficios:

- Soporte para alivio del dolor ayuda a reducir la inflamación y promueve el proceso de curación
- Avanzada estructura tejida para una compresión terapéutica
- Confortable zona de movimiento en el pliegue del codo para máxima comodidad
- Bordes libres de presión, sin banda elástica prevenir la constricción
- Dos conchas con forma anatómica que proporcionan presión dirigida a los tendones apropiados
- Forro de tela de toalla sin costuras para mayor comodidad

### Composición:

- Libre de látex y neopreno, material transpirable

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7347713	4042809309997	Actimove EpiMotion ( codera )	CH
7347714	4042809310016	Actimove EpiMotion ( codera )	M
7347715	4042809310030	Actimove EpiMotion ( codera )	G

# Actimove®

## Banda de gel Codo



## Banda de gel para codo

### Indicaciones:

- Epicondilitis lateral y medial
- Artritis
- Tendinitis
- Dolor e inflamación de codo
- Contusiones

### Características y beneficios:

- Contiene un saco de gel
- Brinda terapia de frío o calor
- Libre de látex y neopreno
- Disminuye dolor e inflamación

### Composición:

- 85% Nylon, 15% Elastano

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Presentación
7574210	719869533450	Banda de Gel para codo	Unitalla

# Actimove®

## Férula tipo rana



## Férula de aluminio tipo rana para dedo

### Indicaciones:

- Hematoma subungueal
- Laceración del lecho ungueal
- Fractura de falange distal
- Dedo en martillo
- Avulsión del flexor digital

### Características y beneficios:

- Aluminio cubierto con espuma que puede cortarse a una medida específica
- Se adapta individualmente para dar una mayor seguridad de inmovilización y ajuste anatómico
- De fácil colocación con cualquier tipo de adhesivo (Leukoplast®, Leukopor®, Leukofix® o CO-PLUS®)
- Disminuye dolor e inflamación

### Composición:

- Aluminio, hule espuma

### País de origen:

- México

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7573400	719869526728	Férula tipo rana para dedo ( 12 piezas )	2 1/8"
7573401	719869526735	Férula tipo rana para dedo ( 12 piezas )	2 3/4"
7573402	719869526742	Férula tipo rana para dedo ( 12 piezas )	2 7/8"

# Actimove®

## Costa



## Cinturón torácico

### Indicaciones:

- Soporte y estabilización de la región costal
- Manejo de fractura o contusión de costillas

### Características y beneficios:

- Proporciona soporte después de lesiones costales, ayudando al alivio del dolor
- Sistema de cierre con velcros que permite ajuste individual
- Suave correa elástica y relleno de tela de toalla proporcionan alta comodidad en su uso
- El cinturón anatómicamente diseñado para mujeres ofrece un mejor ajuste
- Lavable para mayor higiene y comodidad del paciente

### Composición:

- 49% Elastodieno, 38% Poliéster, 10% Poliuretano, 2% Algodón

### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7281936	4042809016420	Actimove Costa ( faja torácica / costal )	CH hombre
7281937	4042809016451	Actimove Costa ( faja torácica / costa )	G hombre
7281938	4042809016482	Actimove Costa ( faja torácica / costal )	Unitalla mujer

# Actimove®

## Abdominal II



## Soporte abdominal

### Indicaciones:

- Soporte y estabilización del área abdominal después de una cirugía
- Ayuda a evitar problemas de cicatrización

### Características y beneficios:

- El diseño de soporte elástico multipanel ofrece compresión individual y buen ajuste anatómico
- Suave espuma frontal para amortiguación
- El material permite la circulación efectiva de aire para un mayor confort
- Sistema de cierre de velcro que permite su ajuste individual
- Fácil colocación y remoción para una eficiente inspección de la herida
- Lavable para mayor higiene y comodidad del paciente

### Composición:

- 56% Poliéster, 32% Elastodieno, 8% Poliamida, 4% Poliuretano

### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7285904	4042809123548	Actimove abdominal (faja abdominal)	CH
7285905	4042809123579	Actimove abdominal (faja abdominal)	M
7285906	4042809123609	Actimove abdominal (faja abdominal)	G

# Actimove® Maternity



## Faja de maternidad

### Indicaciones:

- Soporte de la región abdominal y lumbar durante el embarazo

### Características y beneficios:

- Proporciona alivio del dolor de espalda baja durante el embarazo
- Dos bandas flexibles y ligeras que ayudan a mantener el soporte en su lugar
- Se puede ampliar para dar cabida al crecimiento del vientre
- Bandas elásticas laterales ventiladas y suaves, para una buena compresión y transpiración

### Composición:

- 40% Poliéster, 25% Nylon, 15% Poliuretano, 10% Neopreno, 5% Algodón, 5% Elastano

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7456200	4042809433913	Actimove Maternity (faja de maternidad)	XCH
7456201	4042809433920	Actimove Maternity (faja de maternidad)	CH/M
7456202	4042809433937	Actimove Maternity (faja de maternidad)	G-XG

# Actimove® LombaLift



## Soporte industrial de espalda

### Indicaciones:

- Dolor de espalda baja, esguinces y torceduras
- Prevención de lesiones de espalda

### Características y beneficios:

- Los tirantes reducen el deslizamiento del soporte en el trabajo
- Con velcro para una fácil colocación, retiro y ajuste
- Cintas laterales proporcionan un cierre mas justo y soporte adicional al área lumbar
- Material elástico y ligero que permite la ventilación e incrementa la comodidad
- Talla universal para una amplia variedad de diámetros de cintura

### Composición:

- 40% Poliéster, 40% Elastodieno, 20% Poliamida

### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7281971	4042809017625	Actimove LombaLift (faja de trabajo)	Unitalla

# Actimove®

## Posture Control



### Corrector de postura

#### Indicaciones:

- Previene y corrige posturas incorrectas
- Alivia el dolor causado por mala postura

#### Características y beneficios:

- Diseñado para mantener los hombros hacia atrás para un control adecuado de postura
- Aparato ortopédico hecho con estándares de alta calidad con un forro de suave algodón
- Cuatro soportes en la parte trasera proporcionan apoyo adicional. Espuma cubierta de algodón para mayor confort en hombros
- Diseño unisex



#### Composición:

- 35% Algodón, libre de neopreno, material transpirable

#### País de origen:

- México

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7456700	4042809438697	Actimove Posture (Control de Postura)	CH
7456701	4042809438710	Actimove Posture (Control de Postura)	M
7456702	4042809438734	Actimove Posture (Control de Postura)	G
7456703	4042809438758	Actimove Posture (Control de Postura)	XG

# Actimove®

## Lumbal



### Faja lumbar básica

#### Indicaciones:

- Dolor de espalda baja y esguinces
- Profilaxis de lumbalgia

#### Características y beneficios:

- Estabiliza la región lumbosacra y contribuye al alivio del dolor
- Las bandas elásticas adicionales proporcionan un incremento del soporte en la región lumbar
- Sistema de cierre de velcro que permite un fácil ajuste
- Cartera lumbar integrada para inserción opcional de una plancha termoplástica o bolsa caliente
- Suave cubierta e interior con tela de toalla para mayor comodidad



#### Composición:

- 50% Poliéster, 25% Elastodieno, 16% Poliamida

#### País de origen:

- China

Código de Lista	Código de Barras	Descripción	Talla
7234913	4042809384888	Actimove Lumbal (faja lumbar básica)	CH
7234914	4042809384901	Actimove Lumbal (faja lumbar básica)	M
7234915	4042809384925	Actimove Lumbal (faja lumbar básica)	G
7234916	4042809384949	Actimove Lumbal (faja lumbar básica)	XG
7234917	4042809384963	Actimove Lumbal (faja lumbar básica)	XXG



# Actimove®

## LombaCare

### Faja lumbar calidad premium

#### Indicaciones:

- Dolor agudo o crónico de la espalda
- Problemas degenerativos de la espalda (osteoporosis, distrofia muscular)

#### Características y beneficios:

- Bolsillo lumbar de tela para una eficiente terapia de calor que contribuye al alivio del dolor
- Sistema de cerrado al frente con bolsillos de mano para un fácil cierre o ajuste
- Cuatro barras dorsales que ayudan a mantener una postura correcta
- El diseño único de doble capa proporciona un efecto de amortiguación adicional para mayor comodidad

#### Composición:

- 48% Poliéster, 32% Viscosa, 20% Elastodieno

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7345000	4042809265613	Actimove LombaCare (faja lumbar)	CH
7345001	4042809265637	Actimove LombaCare (faja lumbar)	M
7345002	4042809265651	Actimove LombaCare (faja lumbar)	G
7345003	4042809265675	Actimove LombaCare (faja lumbar)	XG
7345004	4042809265699	Actimove LombaCare (faja lumbar)	XXG

# Actimove®

## LombaCare Motion

### Faja lumbar reforzada calidad premium

#### Indicaciones:

- Dolor agudo o crónico de la espalda
- Problemas degenerativos de la espalda
- Prevención secundaria a enfermedades de la columna lumbar (osteoporosis, distrofia muscular)

#### Características y beneficios:

- Dos bandas elásticas de soporte adicional que regulan el nivel de compresión durante los periodos de movimiento, proporcionando un mejor ajuste
- Diseño anatómico mejorado particularmente adecuado para pacientes muy activos
- Sistema con velcro y bolsillos para los dedos para un manejo y ajuste más sencillo

#### Composición:

- 50% Poliamida, 25% Poliéster, 25% Elastano

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7345201	4042809265859	Actimove LombaCare Motion (faja lumbar reforzada)	CH
7345202	4042809265873	Actimove LombaCare Motion (faja lumbar reforzada)	M
7345203	4042809265897	Actimove LombaCare Motion (faja lumbar reforzada)	G
7345204	4042809265910	Actimove LombaCare Motion (faja lumbar reforzada)	XG
7345205	4042809265934	Actimove LombaCare Motion (faja lumbar reforzada)	XXG

# Actimove®

## Hernia



## Cinturón de soporte para hernias inguinales

### Indicaciones:

- Reducción de hernias inguinales ■ Hernias unilaterales y bilaterales
- Apoyo posoperatorio

### Características y beneficios:

- Proporciona una compresión suave y soporta los músculos debilitados
- Dos almohadillas de compresión, única forma de proporcionar apoyo dirigido a mantener los músculos en su lugar
- Banda elástica de cintura y correas ajustables en pierna que permiten la compresión deseada
- Diseño único ajustable sin el uso de hebillas de metal incómodos o broches

### Composición:

- 40% Poliéster, 36% Nylon, 11% Poliuretano, 10% Elastano, 3% Algodón

### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7455910	4042809403213	Actimove soporte para hernia	CH
7455911	4042809403220	Actimove soporte para hernia	M
7455912	4042809403237	Actimove soporte para hernia	G

# Actimove®

## GenuFast



## Rodillera básica

### Indicaciones:

- Dolor articular agudo o crónico de la rodilla
- Prevención de lesiones de rodilla

### Características y beneficios:

- Soporte elástico de compresión selectiva para la articulación de la rodilla con forma anatómica
- Proporciona compresión ligera para un mayor confort
- Estructura tejida especial en el área de la rodilla que permite el movimiento articular

### Composición:

- 50% Poliamida, 24% Elastodieno, 16% Poliéster, 10% Elastano

### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7341500	4042809222487	Actimove GenuFast (rodillera)	CH
7341501	4042809222500	Actimove GenuFast (rodillera)	M
7341502	4042809222524	Actimove GenuFast (rodillera)	G

# Actimove®

## GenuMotion



## Soporte elástico para la articulación de la rodilla

### Indicaciones:

- Gonartrosis o gonartritis
- Lesiones de rodilla
- Ligamentos frágiles
- Inestabilidad menor de la rodilla, daño menor al menisco

### Características y beneficios:

- Rodillera con innovador diseño helicoidal. Ajuste anatómico 3D
- Dos barras laterales y conchas de silicón que masajean la rótula, reduciendo inflamación y edema
- Sin costuras. Evita puntos de presión
- Zona de confort en el área poplítea, ajuste libre de presión y compresión graduada y efectiva



### Composición:

- Libre de látex y neopreno, material transpirable

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7346812	4042809300383	Actimove GenuMotion (rodillera)	CH
7346813	4042809300390	Actimove GenuMotion (rodillera)	M
7346814	4042809300406	Actimove GenuMotion (rodillera)	G
7346815	4042809300413	Actimove GenuMotion (rodillera)	XG
7346816	4042809300420	Actimove GenuMotion (rodillera)	XXG

# Actimove®

## GenuVital



## Soporte dinámico de rodilla con patela abierta

### Indicaciones:

- Soporte para dolor agudo o crónico
- Edema e inflamación de ligamentos
- Prevención de lesiones de rodilla

### Características y beneficios:

- Apoya la circulación sanguínea y del flujo linfático, reduciendo hinchazón y dolor
- Costuras elásticas. Evitan que la rodillera se deslice
- Forma anatómica de fácil colocación
- Barras para estabilización lateral, que permiten el movimiento funcional de la rodilla
- Concha de silicón. Estabiliza la rótula, da masajes a tejidos blandos, disminuye inflamación y edema. La concha es más delgada en la zona caudal, evitando presión sobre la tibia
- Material que permite la ventilación y confort en el área poplítea

### Composición:

- 46% Poliéster, 27% Poliamida, 16% Elastano, 11% Algodón

### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7448701	4042809011593	Actimove GenuVital (rodillera con patela abierta)	CH
7448702	4042809120004	Actimove GenuVital (rodillera con patela abierta)	M
7448703	4042809120035	Actimove GenuVital (rodillera con patela abierta)	G
7448704	4042809120066	Actimove GenuVital (rodillera con patela abierta)	XG
7448705	4042809120097	Actimove GenuVital (rodillera con patela abierta)	XXG

# Actimove®

## GenuFlex/ GenuStep



### Rodillera con estabilizador

#### Indicaciones:

- Apoyo en el tratamiento del dolor agudo o crónico
- Edema e inflamación de ligamentos
- Prevención de lesiones de rodilla

#### Características y beneficios:

- Proporciona estabilización y compresión de la rodilla para el alivio del dolor
- Material AirFlow transpirable libre de neopreno para un mejor ambiente de la piel y elevado confort de uso
- Bisagras de acero policéntricas media y lateral que permiten la flexión completa y previenen la hiperextensión
- Los cierres cruzados frontales permiten una colocación rápida y fácil, especialmente sobre rodillas sensibles o inflamadas
- Las correas elásticas con cierre de lazo apoyan un buen ajuste y previenen el deslizamiento
- Área poplíteica abierta para un mayor confort, especialmente cuando se flexiona la rodilla

#### Composición:

- 53% Poliuretano, 29% Poliamida, 15% Poliéster, 3% Elastano

#### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7349233	4042809377873	Actimove Genuflex/ GenuStep (rodillera c/estabilizador lat.)	CH
7349234	4042809377897	Actimove Genuflex/ GenuStep (rodillera c/estabilizador lat.)	M
7349235	4042809377910	Actimove Genuflex/ GenuStep (rodillera c/estabilizador lat.)	G
7349236	4042809377934	Actimove Genuflex/ GenuStep (rodillera c/estabilizador lat.)	XG
7349237	4042809377958	Actimove Genuflex/ GenuStep (rodillera c/estabilizador lat.)	XXG

# Actimove®

## GenuTri-Panel



### Inmovilizador de rodilla

#### Indicaciones:

- Lesiones en tejidos blandos y fracturas menores
- Inflamación posterior a cirugía y artroscopia

#### Características y beneficios:

- El diseño de tres paneles permite el ajuste individual para diversos diámetros de piernas
- Los dos soportes posteriores prediseñados y soportes laterales removibles proporcionan inmovilización efectiva y un ajuste anatómico
- Correas de velcro para un ajuste individual. Correas laterales planas y anchas para un buen posicionamiento de los paneles individuales
- Dos correas en forma de T en la parte posterior para un ajuste seguro
- Material acojinado de espuma
- Barra de aluminio removible con ajuste anatómico

#### Composición:

- 62% Poliéster, 19% Poliuretano, 19% Poliamida

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7281914	4042809015737	Actimove Tripanel (inmovilizador de rodilla 50cm)	CH
7281915	4042809015768	Actimove Tripanel (inmovilizador de rodilla 50cm)	G

# Actimove®

## Banda de gel Patela



### Banda de gel patela

#### Indicaciones:

- Condromalacia
- Tendinitis de la rótula

#### Características y beneficios:

- Contiene saco de gel
- Banda de tensión elástica con compresión controlada
- Libre de látex
- Soporte y alineamiento de la patela

#### Composición:

- 85% Nylon, 15% Elastano

#### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
37-500040	719869533535	Banda de Gel para patela	Unitalla

# Actimove®

## TaloWrap



### Soporte para tobillo

#### Indicaciones:

- Dolor agudo o crónico de la articulación del tobillo
- Prevención de lesiones de tobillo

#### Características y beneficios:

- Material elástico que proporciona compresión, apoyando la reducción de la inflamación
- Ajuste individual del nivel de compresión para mayor estabilidad
- Ajuste estrecho que permite su uso con una variedad de zapatos
- Suave material que permite la ventilación para mayor confort
- El símbolo de pie indica cómo acomodar el producto facilitando su colocación

#### Composición:

- 42% Poliamida, 19% Elastodieno, 15% Poliéster, 12% Elastano, 12% Viscosa

#### País de origen:

- China



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7341400	4042809222401	Actimove TaloWrap (soporte de talón)	CH
7341401	4042809222425	Actimove TaloWrap (soporte de talón)	M
7341402	4042809222449	Actimove TaloWrap (soporte de talón)	G

# Actimove<sup>®</sup>

## TaloCast



### Férula de tobillo

#### Indicaciones:

- Lesiones agudas de la cápsula y ligamentos
- Esguinces, edema
- Para soporte preventivo y posterior al retiro del yeso

#### Características y beneficios:

- Estabiliza el tobillo y previene la inversión y la eversión
- Fuerte armazón diseñado anatómicamente proporciona un ajuste seguro y confortable
- Revestimiento de suave espuma cubierta con tela de toalla para mayor comodidad
- Las correas de velcro con anillos 3D permiten la colocación precisa para una mayor estabilidad y ajuste seguro
- Almohadilla de talón externa fácilmente ajustable para una cómoda colocación del paciente



#### Composición:

- 48% Polioximetileno, 24% Poliamida, 11% Algodón, 9% Poliuretano, 8% Poliéster

#### País de origen:

- China

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7281983	4042809117653	Actimove TaloCast izquierdo (protector/ férula de tobillo)	Unitalla
7281984	4042809117684	Actimove TaloCast derecho (protector/ férula de tobillo)	Unitalla

# Actimove<sup>®</sup>

## TaloCast-AirGel



### Férula para tobillo con aire y gel

#### Indicaciones:

- Lesiones agudas de cápsula y ligamentos
- Esguinces, edema, inestabilidad crónica
- Para soporte preventivo y posterior al retiro del yeso

#### Características y beneficios:

- Conchas anatómicas semirrígidas para una mayor estabilidad
- Dos almohadillas rellenas de gel para crioterapia
- Dispositivos de aire con válvula integrada que permite a los pacientes regular el volumen de aire para dar un adecuado soporte amortiguador
- Fácil ajuste con cintas antideslizantes
- Dos correas con cierres de velcro que permiten ajuste individual
- La construcción delgada permite usarse en zapato normal



#### Composición:

- 48% Polioximetileno, 24% Poliamida, 11% Algodón, 9% Poliuretano, 8% Poliéster

#### País de origen:

- USA

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7308806	4042809233100	Actimove TaloCast protector de tobillo aire y gel izquierdo	Unitalla
7308805	4042809233087	Actimove TaloCast protector de tobillo aire y gel derecho	Unitalla

# Actimove®

## TaloMotion

### Tobillera

#### Indicaciones:

- Inflamación posquirúrgica o postraumática del tobillo, inflamación articular
- Artrosis y artritis de tobillo, inestabilidad ligamentaria leve

#### Características y beneficios:

- Ajuste anatómico 3D para un mayor confort, estructura tejida en el área plantar para una mayor estabilidad ante la abrasión
- Dos conchas de silicón cubiertas por suave tela de toalla
- Sin costuras. Terminado en una sola pieza para evitar puntos de presión que permite la ventilación para mayor confort
- Diseño atractivo, compresión graduada, remates libres de presión con banda elástica que proporciona ajuste perfecto sin constricción

#### Composición:

- Libre de látex y neopreno, material transpirable

#### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7348743	4042809366747	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda blanco c/ guinda	CH
7348744	4042809366785	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda blanco c/ guinda	M
7348745	4042809366822	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda blanco c/ guinda	G
7348713	4042809366723	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha blanco c/ guinda	CH
7348714	4042809366761	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha blanco c/ guinda	M
7348715	4042809366808	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha blanco c/ guinda	G
7348775	4042809436006	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda negro c/ gris	CH
7348777	4042809436044	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda negro c/ gris	M
7348779	4042809436082	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda negro c/ gris	G
7348781	4042809436129	Actimove TaloMotion (tobillera) izquierda negro c/ gris	XG
7348774	4042809435986	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha negro c / gris	CH
7348776	4042809436020	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha negro c / gris	M
7348778	4042809436068	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha negro c / gris	G
7348780	4042809436105	Actimove TaloMotion (tobillera) derecha negro c / gris	XG

# Actimove®

## TaloStep



### Tobillera con barras para crioterapia

#### Indicaciones:

- Lesiones de la cápsula y/o de ligamento del tobillo
- Distensiones musculares, esguinces, lesiones de peroné
- Inestabilidad crónica del tobillo, posterior a una cirugía por fractura
- Edema agudo, crónico e inflamatorio

#### Características y beneficios:

- Tela delgada que permite la ventilación de la piel y elimina la humedad por capilaridad
- El recubrimiento removible de gel 3D, brinda comodidad de la amortiguación y de la crioterapia (opcional)
- La fijación que tiene como base el talón, se logra mediante la técnica de vendaje en ocho
- Exclusivo sistema de bandas más concha protectora que, hace posible una estabilidad dinámica efectiva
- La banda no elástica, combinada con la concha anatómica, evitan el desplazamiento talar y la supinación del pie

#### Composición:

- Libre de látex y neopreno, material transpirable

#### País de origen:

- México



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
79926-07	4042809436938	Actimove TaloStep izq. (refuerzo c vendaje en 8 y conchas de gel)	XCH-CH
79926-09	4042809436976	Actimove TaloStep izq. (refuerzo c vendaje en 8 y conchas de gel)	M-G
79926-11	4042809437010	Actimove TaloStep izq. (refuerzo c vendaje en 8 y conchas de gel)	XG-XXG
79926-06	4042809436914	Actimove TaloStep der. (refuerzo c vendaje en 8 y conchas de gel)	XCH-CH
79926-08	4042809436952	Actimove TaloStep der. (refuerzo c vendaje en 8 y conchas de gel)	M-G
79926-10	4042809436990	Actimove TaloStep der. (refuerzo c vendaje en 8 y conchas de gel)	XG-XXG

# Actimove®

## HeelLite



### Protector de talones

#### Indicaciones:

- Protector de talones para pacientes que deben permanecer en cama
- Reduce el riesgo de úlceras por presión o fricción

#### Características y beneficios:

- Lana sintética para cómoda amortiguación
- Correas de velcro para fácil colocación
- Talla universal
- Puede lavarse a mano o en lavadora
- Se vende en par

#### Composición:

- 36% Poliéster, 34% Poliuretano, 10% Elastodieno, 8% Poliamida, 8% Etileno acetato de vinilo, 4% Otros

#### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7281970	4042809017564	Actimove Heel Lite (talonera /protector nocturno)	Unitalla



# Actimove®

## Solea



## Zapato posquirúrgico o de rehabilitación

### Indicaciones:

- Después de una cirugía de pie o dedos

### Características y beneficios:

- Amplia estructura que permite su uso combinado con vendajes y apósitos
- Suela rígida, plana y antiderrapante que reduce el riesgo de flexión del pie
- Suave cubierta y material que permite la ventilación
- Cierres de velcro para fácil colocación y ajuste
- Se adapta a ambos pies
- Acojinamiento extra

### Composición:

- 36% Poliéster, 34% Poliuretano, 10% Elastodieno, 8% Poliamida, 8% Etileno acetato de vinilo, 4% Otros

### País de origen:

- Taiwan



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7281951	4042809016994	Actimove Eco Solea (zapato para yeso)	22-23
7281952	4042809017021	Actimove Eco Solea (zapato para yeso)	23 1/2- 24 1/2
7281953	4042809017052	Actimove Eco Solea (zapato para yeso)	25-26
7281954	4042809017083	Actimove Eco Solea (zapato para yeso)	26 1/2 - 27 1/2

# Actimove®

## Walker

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Talla
7627000	4042809504453	Actimove Walker (bota corta)	XCH
7627001	4042809504606	Actimove Walker (bota corta)	CH
7627002	4042809504620	Actimove Walker (bota corta)	M
7627003	4042809504644	Actimove Walker (bota corta)	G
7627005	4042809504682	Actimove Walker (bota larga)	XCH
7627006	4042809504705	Actimove Walker (bota larga)	CH
7627007	4042809504729	Actimove Walker (bota larga)	M
7627008	4042809504743	Actimove Walker (bota larga)	G
7627200	4042809514858	Actimove Air Walker (bota corta neumática)	XCH
7627201	4042809514872	Actimove Air Walker (bota corta neumática)	CH
7627202	4042809514896	Actimove Air Walker (bota corta neumática)	M
7627203	4042809514919	Actimove Air Walker (bota corta neumática)	G
7627205	4042809514957	Actimove Air Walker (bota larga neumática)	XCH
7627206	4042809514971	Actimove Air Walker (bota larga neumática)	CH
7627207	4042809514995	Actimove Air Walker (bota larga neumática)	M
7627208	4042809515015	Actimove Air Walker (bota larga neumática)	G

## Walker / Bota / Caminador largo

### Indicaciones:

- Estabilización de fracturas de pie y tobillo
- Lesiones de los tejidos blandos de pierna baja, esguince de tobillo
- Reparaciones del tendón de Aquiles
- Rehabilitación posquirúrgica y postraumática

### Características y beneficios:

- Material elástico que proporciona compresión, ayudando a reducir la inflamación
- Ajuste individual del nivel de compresión para mayor estabilidad
- Suave revestimiento para más confort y material que permite la ventilación

### Composición:

- 79% Poliamida, 10% Poliéster, 5% Termoplástico, 5% Etileno acetato de vinilo, 1% Aluminio

### País de origen:

- China



# Tensoplast®

## Venda elástica adhesiva de algodón y fibra sintética

### Indicaciones:

- Especial en tratamientos compresivos, fijaciones y contusiones articulares

### Características y beneficios:

- Venda elástica adhesiva hecha de fibras sintéticas
- Adhesivo en una de sus caras
- Tiene altas propiedades adhesivas
- Porosidad uniforme en toda la superficie del adhesivo, que permite que se evaporen libremente los exudados cutáneos
- Se corta sin deshilacharse y permite abrir orificios facilitando la transpiración

### Composición:

- Algodón 58%
- Adhesivo de látex 42%

### País de origen:

- Inglaterra



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
4037-1	4042809018288	Tensoplast 5 cm x 2.7 m ( 1.95" x 8.64' )	1 venda
4058-1	4042809018400	Tensoplast 7.5 cm x 2.7 m ( 2.92" x 8.64' )	1 venda
4068-1	4042809018493	Tensoplast 10 cm x 2.7 m ( 3.9" x 8.64' )	1 venda

**Co-Plus®**

## Venda cohesiva

### Indicaciones:

- En la realización de vendajes de soporte y fijación
- En medicina del deporte por sus características cohesivas evitando el desplazamiento del vendaje
- Para la fijación de férulas y/o apósitos

### Características y beneficios:

- Usada para un soporte ligero o de baja compresión
- Flexible, ligera y moldeable
- Se adhiere a si misma por lo que no requiere de clips o sujetadores
- Disponible en diversos colores y tamaños
- Su composición esta hecha a base de nylon e hilados elastomericos de poliuretano
- Fórmula libre de látex

### Composición:

- Nylon
- Poliuretano

### País de origen:

- Estados Unidos de América



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7210014	4042809049084	Co - Plus LF 2.5 cm x 4.5 m.( 0.975" x14.4 ')	Caja C/60 vendas
7210016	4042809049145	Co - Plus LF 5 cm x 4.5 m ( 1.95" x 14.4' )	Caja C/36 vendas
7210017	4042809049176	Co - Plus LF 7.5 cm x 4.5 m ( 2.92 " x14.4' )	Caja C/24 vendas
7210018	4042809049206	Co - Plus LF 10 cm x 4.5 m ( 3.9" x 14.4' )	Caja C/18 vendas
7210019	4042809049237	Co - Plus LF 15 cm x 4.5 m ( 5.85" x 14.4' )	Caja C/12 vendas
7210020	4042809049268	Co - Plus LF 7.5 cm x 4.5 m colores ( 2.92" x 14.4' )	Caja C/24 vendas
7210021	4042809049299	Co - Plus LF 10 cm x 4.5 m colores ( 3.9" x14.4' )	Caja C/18 vendas

# Cuidado de Heridas



Cuidado Tradicional  
de Heridas

# Leukoplast®



## Cinta blanca adhesiva

### Indicaciones:

- Para fijación de todo tipo y tamaños de vendajes.
- Para fijación de tubos, catéteres y/o cánulas.

### Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado vertical y horizontalmente.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel normal.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Termoestable de 0°C hasta 30°C.

### Composición:

- Masa adhesiva :adhesivo de caucho de óxido de zinc, polysobutileno, lanolina resina y aceite mineral.
- Tela de seda
- Centro de cartón.

### País de origen:

- Colombia

#### Presentacion Hospital

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7103800	7707331800639	Leukoplast 10 m x 1.25 cm	Tubos c/24 rollos
7103801	7707331800646	Leukoplast 10 m x 2.5 cm	Tubos c/12 rollos
7103802	7707331800653	Leukoplast 10 m x 5.0 cm	Tubos c/6 rollos
7103803	7707331800660	Leukoplast 10 m x 7.5 cm	Tubos c/4 rollos
7103804	7707331800677	Leukoplast 10 m x 10 cm	Tubos c/3 rollos

## Cinta blanca adhesiva.

### Indicaciones:

- Para fijación de todo tipo y tamaños de vendajes.
- Para fijación de tubos, catéteres y/o cánulas.

### Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado vertical y horizontalmente.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel normal.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Termoestable de 0°C hasta 30°C.

### Composición:

- Masa adhesiva :adhesivo de caucho de óxido de zinc, polysobutileno, lanolina resina y aceite mineral.
- Tela de seda
- Centro de plástico.

### País de origen:

- Colombia



#### Presentacion Farmacia

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
9249200	77011541	Leukoplast 1.25 cm x .91 m	Cajas c/24 carretes
9249300	77011558	Leukoplast 2.50 cm x .91 m	Cajas c/12 carretes
9249900	77011565	Leukoplast 1.25 cm x 4.57 m	Cajas c/12 carretes
9250000	7702003925009	Leukoplast 2.50 cm x 4.57 m	Cajas c/6 carretes
9250200	7702003925023	Leukoplast 5.0 cm x 4.57 m	Cajas c/6 carretes
9250300	7702003925030	Leukoplast 7.50 cm x 4.57 m	Cajas c/6 carretes

# Leukopor® Blanco

## Cinta adhesiva microporosa en color blanco

### Indicaciones:

- Para fijación de apósitos y vendajes.
- Para la fijación de electrodos y aparatos de medición.

### Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado fácilmente a mano.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para pieles sensibles.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Libre de látex.

### Composición:

- Tela no tejida de celulosa y poliéster
- Adhesivo copolimero acrílico
- Centro de acrílico.

### País de origen:

- Alemania



### Presentacion Hospital

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
245300	4042809025347	Leukopor 9.2 m x 1.25 cm	Cajas c/24 rollos
245400	4042809025521	Leukopor 9.2 m x 2.5 cm	Cajas c/12 rollos
245500	4042809025552	Leukopor 9.2 m x 5.0 cm	Cajas c/6 rollos

### Presentacion Farmacia

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
247100	42078722	Leukopor blanco 1.25 cm x 5 m	Caja c/24 carretes
247200	42078739	Leukopor blanco 2.50 cm x 5 m	Caja c/12 carretes



# Leukopor® Piel

## Cinta adhesiva microporosa color piel

### Indicaciones:

- Para fijación de apósitos y vendajes.
- Para la fijación de dispositivos médicos.

### Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser rasgado fácilmente a mano.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para pieles sensibles.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Libre de látex.

### Composición:

- Tela no tejida de celulosa y poliéster
- Adhesivo copolimero acrílico
- Centro de acrílico.

### País de origen:

- Colombia

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7236800	7702003247125	Leukopor piel 1.25 cm x 4.57 m	Cajas c/12 carretes
7236801	7702003247224	Leukopor piel 2.50 cm x 4.57 m	Cajas c/6 carretes



**Leukofix®**

## Cinta adhesiva transparente microperforada

### Indicaciones:

- Para fijación de dispositivos médicos.

### Características y beneficios:

- Es impermeable a la humedad y agentes externos.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Puede ser cortado vertical y horizontalmente.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel sensible.
- Permite el monitoreo sin hacer cambio del apósito.
- Alta adherencia inicial y permanente.

### Composición:

- Sustrato de polietileno microperforado
- Adhesivo de copolímero acrílico
- Centro de acrílico.

### País de origen:

- Alemania



### Presentacion Hospital

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
213600	4042809029178	Leukofix 9.2 m x 1.25 cm	Cajas c/24 rollos
213700	4042809029208	Leukofix 9.2 m x 2.5 cm	Cajas c/12 rollos
213800	4042809029239	Leukofix 9.2 m x 5.0 cm	Cajas c/6 rollos

### Presentacion Farmacia

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
212100	42078982	Leukofix 1.25 cm x 5 m	Caja c/24 carretes
212200	42078999	Leukofix 2.50 cm x 5 m	Caja c/12 carretes





**Hypafix®**

## Apósito no estéril adhesivo en rollo

### Indicaciones:

- Para fijación de dispositivos médicos y/o apósitos primarios.

### Características y beneficios:

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Para piel normal y sensible.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Papel guía en cuadrícula por centímetros.

### Composición:

- Tela no tejida en poliéster
- Adhesivo de poliacrilato
- Papel craft siliconado.

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7193900	4042809001006	Hypafix 2 m x 10 cm	Rollo
7144204	4042809258813	Hypafix 5 m x 10 cm	Rollo
7144301	4042809000702	Hypafix 10 m x 5 cm	Rollo
7144302	4042809000733	Hypafix 10 m x 10 cm	Rollo
7144303	4042809000764	Hypafix 10 m x 15 cm	Rollo
7144304	4042809000795	Hypafix 10 m x 20 cm	Rollo
7144305	4042809000825	Hypafix 10 m x 30 cm	Rollo



# Hypafix® Transparent

## Apósito adhesivo no estéril en rollo

### Indicaciones:

- Para fijación de dispositivos médicos y/o apósitos primarios.

### Características y beneficios:

- Es impermeable a la humedad y agentes externos.
- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Adhesivo hipoalergénico en sistema "pattern coat".
- Para piel normal y sensible.
- Alta adherencia inicial y permanente.
- Papel encerado con guía por centímetro.
- Pestaña roja de señalización

### Composición:

- Poliuretano extradelgado en pattern coat
- Adhesivo de poliacrilato
- Papel craft siliconado.

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7237803	4042809198997	Hypafix transparent 2 m x 10 cm	Rollo
7237800	4042809198935	Hypafix transparent 10 m x 5 cm	Rollo
7237801	4042809198959	Hypafix transparent 10 m x 10 cm	Rollo
7237802	4042809198973	Hypafix transparent 10 m x 15 cm	Rollo



**Leukomed®**

## Apósito adhesivo estéril con almohadilla

### Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas quirúrgicas de agentes externos como agua, contaminantes y bacterias.
- Para heridas con exudado leve.

### Características y beneficios:

- Bordes redondeados.
- Permeable al vapor de agua y al oxígeno.
- Empaque individual estéril.
- Adhesivo hipoalergénico amigable con la piel.
- Doble capa de papel protector encerado.
- Almohadilla de tela antiadherente.
- Reduce el riesgo de maceración.



### Composición:

- Tela no tejida en poliéster blanco.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Papel protector encerado.

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238007	4042809199444	Leukomed 5 cm x 7.2 cm	Cajas c/5
7238008	4042809199475	Leukomed 8 cm x 10 cm	Cajas c/5
7238000	4042809199239	Leukomed 7.2 cm x 5 cm	Cajas c/50 apósitos
7238001	4042809199260	Leukomed 8 cm x 10 cm	Cajas c/50 apósitos



# Leukomed® T

## Apósito adhesivo estéril transparente semipermeable

### Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas de agentes externos como agua, contaminantes y bacterias.
- Fijación de dispositivos médicos.

### Características y beneficios:

- Película ultra delgada, flexible y adaptable
- Bordes redondeados.
- Mayor permeabilidad al vapor de agua.
- Empaque individual estéril.
- Adhesivo hipoalergénico con sistema "pattern coat".
- Sistema de aplicación único que consiste en una capa superior de polipropileno señalada con una pestaña roja, y doble capa inferior de papel encerado.
- Libre de látex.

### Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Etiqueta superior protectora de polipropileno.
- Papel encerado.

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238103	4042809199628	Leukomed T 5 cm x 7.2 cm	Cajas c/5
7238104	4042809199659	Leukomed T 8 cm x 10 cm	Cajas c/5
7238111	4042809254938	Leukomed T 10 cm x 12.5 cm	Cajas c/5
7238100	4042809199536	Leukomed T 7.2 cm. x 5 cm	Cajas c/50 apósitos
7238101	4042809199567	Leukomed T 8 cm. x 10 cm	Cajas c/50 apósitos
7238102	4042809199598	Leukomed T 11 cm. x 14 cm	Cajas c/50 apósitos
7238108	4042809234602	Leukomed T 10 cm x 12.5 cm	Cajas c/50 apósitos
7238114	4042809269222	Leukomed T 10 cm x 25 cm	Cajas c/50 apósitos



# Leukomed® T Plus

## Apósito adhesivo estéril transparente semipermeable con almohadilla

### Indicaciones:

- Apósito primario para proteger heridas con exudado de leve a moderado.

### Características y beneficios:

- Película ultra delgada, flexible y adaptable.
- Bordes redondeados.
- Mayor permeabilidad al vapor de agua.
- Empaque individual estéril.
- Adhesivo hipoalérgenico con sistema “pattern coat”
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Sistema de aplicación único que consiste en una capa superior de polipropileno señalada con una pestaña roja, y doble capa inferior de papel encerado.
- Libre de látex.

### Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster.
- Etiqueta superior protectora de polipropileno.
- Papel encerado.

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238206	4042809199895	Leukomed T Plus 5cm x 7.2cm	Cajas c/5
7238207	4042809199925	Leukomed T Plus 8cm x 10cm	Cajas c/5
7238208	4042809199956	Leukomed T Plus 8cm x 15cm	Cajas c/5
7238200	4042809199710	Leukomed T Plus 7.2 cm. x 5 cm.	Cajas c/50 apósitos
7238201	4042809199741	Leukomed T Plus 8 cm. x 10 cm.	Cajas c/50 apósitos
7238202	4042809199772	Leukomed T Plus 8 cm. x 15 cm.	Cajas c/50 apósitos



## Leukomed® IV

### Apósito adhesivo estéril transparente suajado

#### Indicaciones:

- Fijación de catéteres intravenosos y/o cánulas.
- Protege de factores externos como contaminantes, agua y bacterias en sitios inserción.

#### Características y beneficios:

- Película ultradelgada, flexible y adaptable.
- Bordes redondeados.
- Mayor permeabilidad al vapor de agua.
- Empaque individual estéril.
- Adhesivo hipoalergénico con sistema "pattern coat".
- Sistema de aplicación único que consiste en una capa superior de polipropileno señalada con una pestaña roja, y doble capa inferior de papel encerado.
- Suajado.
- Etiquetas de tela microporosa para fijación y rotulación


#### Composición:

- Película de poliuretano ultradelgada.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Etiqueta superior protectora de polipropileno.
- Papel encerado.

#### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238900	4042809218435	Leukomed IV 6 cm x 8 cm blanco	Cajas c/50 apósitos
7239000	4042809218459	Leukomed IV 6 cm x 8 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7239003	4042809269925	Leukomed IV 8.5 x 11.5 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7239004	4042809269932	Leukomed IV 4.5 cm x 4.5 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7239005	4042809392036	Leukomed IV 7 cm x 9 cm transparente	Cajas c/50 apósitos
7238202	4042809199772	Leukomed T Plus 8 cm. x 15 cm.	Cajas c/50 apósitos



# Coverplast® Standard Transparente

## Apósito adhesivo transparente con almohadilla repelente al agua

### Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

### Características y beneficios:

- Cura plástica transparente adhesiva microperforada.
- Semipermeable.
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Es hipoalergénico.

### Composición:

- Soporte de polietileno transparente microperforado.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster blanco.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.

### País de origen:

- Colombia

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7256902	7702003009938	Coverplast standard transparente	Cajas c/100



## Coverplast® Látex-free

### Apósito adhesivo de tela de algodón elástica absorbente libre de látex

#### Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

#### Características y beneficios:

- Curas adhesivas elásticas.
- Con almohadilla absorbente antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Libre de látex.
- Es hipoalergénico.
- Papel envoltura de sellado en frío, empacadas individualmente.

#### Composición:

- Tela de algodón elástica con hidropelente color piel.
- Almohadilla de tela viscosa más una capa antiadherente de polietileno.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.

#### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7149806	4042809217391	Coverplast látex free mixto	Cajas c/40





# Coverplast® Elastic

## Apósito adhesivo de tela de algodón elástica con almohadilla libre de látex

### Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

### Características y beneficios:

- Curas adhesivas elásticas.
- Con almohadilla absorbente antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Libre de látex.
- Es hipoalergénico.
- Papel envoltura de sellado en frío, empaçadas individualmente.
- Tiempo de almacenaje 5 años.
- Caja con presentaciones mixtas para cada tipo de herida.

### Composición:

- Tela de algodón elástica con hidropelente color piel.
- Almohadilla de tela viscosa más una capa antiadherente de polietileno.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7149806	4042809217391	Coverplast látex free mixto	Cajas c/40



# Coverplast® Standard

## Apósito adhesivo absorbente

### Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.

### Características y beneficios:


- Cura plástica adhesiva microperforada en color piel.
- Semipermeable.
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Es hipoalergénico.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

### Composición:

- Soporte de polietileno en color piel.
- Almohadilla de tela no tejida en poliéster blanco.
- Adhesivo de poliacrilato hipoalergénico.
- Papel siliconado.

### País de origen:

- Colombia



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7256900	7702003009723	Coverplast standard 19 mm x 72 mm	Cajas c/20



# Coverplast® Transparent

## Apósito adhesivo transparente con almohadilla

### Indicaciones:

- Para proteger pequeñas heridas y lesiones menores.
- Para uso externo.
- Se recomienda su cambio cada 6 horas.
- En caso de personas con antecedentes alérgicos al látex no usar

### Características y beneficios:

- Cura plástica transparente adhesiva.
- Impermeable a humedad y agentes externos.
- Almohadilla de tela no tejida antiadherente.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Capa superior de polipropileno con pestaña roja de señalización.
- Tiempo de almacenaje 3 años.
- Semipermeable al vapor de agua dejando transpirar.

### Composición:

- Soporte poliuretano transparente.
- Almohadilla de tela no tejida.
- Adhesivo de poliacrilato.
- Papel siliconado.
- Capa protectora de polipropileno.

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264901	4042809380415	Coverplast transparente 19 mm x 72 mm	Cajas c/10
7264902	4042809380446	Coverplast transparente mixto	Cajas c/20



# Coverlet®

## Parche ocular adhesivo

### Indicaciones:

- Para el tratamiento de ambliopía (ojo perezoso).
- Para el tratamiento de estrabismo en niños y bebés a partir del séptimo mes.
- Se recomienda su cambio cada 6 horas.

### Características y beneficios:

- Transpirable.
- Almohadilla oscura que impide el paso de la luz.
- Doble cubierta inferior de papel siliconado.
- Adaptable y conformable.
- Totalmente oclusivo para asegurar una terapia completa.
- No contiene látex.
- Para uso en pieles sensibles.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

### Composición:

- Substrato de tela viscosa de poliamida en color piel.
- Almohadilla de tela no tejida oscura.
- Adhesivo de caucho sintético, óxido de zinc.
- Papel siliconado.

### País de origen:

- Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
4642900	4042809244090	Coverlet parche ocular jr 4.8 cm X 6.3 cm	Cajas c/20
4643000	4042809244113	Coverlet parche ocular Regular 5 cm X 7.6 cm	Cajas c/20

# Cutisoft Wipes®

## Toallitas alcoholadas

### Indicaciones:

- Para asepsia en sitios de inserción.
- Para uso externo.

### Características y beneficios:

- Almohadilla de tela no tejida en poliéster.
- Alcohol isopropílico al 70% graduada por la NOM para efecto aséptico.
- Empaque individual esterilizado.
- Tiempo de almacenaje 5 años.

### Composición:

- Tela no tejida en poliéster
- Alcohol isopropílico al 70%.
- Empaque individual metálico.

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7238301	4042809200751	Cutisoft Wipes	Cajas c/ 100



# Cuidado de heridas



Cuidado Avanzado  
de Heridas

# Cutimed® Sorbact® Malla

## Malla de acetato impregnado con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquil-carbamoilo




### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Heridas ligeramente exudativas.
- Heridas superficiales y profundas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.



### Características y beneficios:

- Acetato impregnado con Cloruro de Dialquil-carbamoilo.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.

### Composición:

- Acetato
- Cloruro de Dialquil-carbamoilo (DACC)

### País de origen:

- Bélgica / Alemania.

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216401	4042809151596	Cutimed Sorbact malla 4 cm x 6 cm	Caja c/5 piezas
7216501	4042809151619	Cutimed Sorbact malla 7cm x 9 cm	Caja c/5 piezas
7216400	4042809104585	Cutimed Sorbact malla 4 cm x 6 cm	Cajas c/40 piezas
7216500	4042809104615	Cutimed Sorbact malla 7 cm x 9 cm	Cajas c/40 piezas



# Cutimed® Sorbact® Mecha




## Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

## Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

## Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

## Mecha de algodón impregnado con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcarbamoilo

### Indicaciones:

- Heridas con exudado moderado a intenso.
- Heridas profundas o cavitadas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.

### Características y beneficios:

- Mecha de algodón impregnada con Cloruro de Dialquilcarbamoilo.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.

### Composición:

- Tejido de algodón.
- Cloruro de Dialquil-carbamoilo (DACC).

### País de origen:

- Bélgica / Alemania.



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216600	4042809104646	Cutimed Sorbact mecha 2 cm x 50 cm	Cajas c/20 piezas
7216700	4042809104677	Cutimed Sorbact mecha 5 cm x 200 cm	Cajas c/10 piezas





# Cutimed® Sorbact® Torunda

Torundas de acetato impregnadas con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcarbamoilo con anillo de silicón




## Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

## Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

## Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

## Indicaciones:

- Heridas con exudado moderado a intenso.
- Heridas profundas o cavitadas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.



## Características y beneficios:

- Torundas impregnadas con Cloruro de Dialquil-carbamoilo
- Torundas pequeñas para cavidades.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.
- Acetato

## Composición:

- Cloruro de Dialquilcarbamoilo (DACC)
- Anillo de silicón.

## País de origen:

- Bélgica / Alemania.

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216800	4042809104707	Cutimed Sorbact torundas 3 cm	Cajas c/14 sobres c/5



# Cutimed® Sorbact® Apósito

Apósito con núcleo absorbente de tela viscosa y poliéster, tela no tejida de celulosa, rayón y poliéster unidas con acetato impregnado con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquil-carbamoílo DACC.

## Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

## Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

## Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

## Indicaciones:

- Heridas con exudado moderado a intenso.
- Heridas superficiales.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.
- Prevención de infecciones en sitios quirúrgicos.



## Características y beneficios:

- Apósito impregnado con Cloruro de Dialquil-carbamoílo.
- Centro absorbente para heridas exudativas.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.

## Composición:

- Acetato
- Cloruro de Dialquilcabamoílo (DACC)
- Centro absorbente.

## País de origen:

- Bélgica / Alemania.

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7216101	4042809151558	Cutimed Sorbact apósito 7 cm x 9 cm	Caja c/5 piezas
7216201	4042809151572	Cutimed Sorbact apósito 10 cm x 10 cm	Caja c/5 piezas
7216100	4042809104400	Cutimed Sorbact apósito 7 cm x 9 cm	Cajas c/40 piezas
7216200	4042809104523	Cutimed Sorbact apósito 10 cm x 10 cm	Caja c/40 piezas
7216300	4042809104554	Cutimed Sorbact apósito 10 cm x 20 cm	Cajas c/20 piezas



# Cutimed® Sorbact® Gel

## Malla de acetato impregnado con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquil-carbamoilo e hidrogel




### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Heridas secas o parcialmente necróticas.
- Heridas superficiales y profundas.
- Heridas contaminadas, colonizadas o infectadas.



### Características y beneficios:

- Apósito impregnado con Cloruro de Dialquilarbamoilo.
- Hidrogel para desbridación autolítica.
- Empaque individual y estéril.
- No produce efectos secundarios.
- No produce citotoxicidad.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

### Composición:

- Acetato
- Cloruro de Dialquilarbamoilo (DACC)
- Gel a base de agua purificada carbomero, Propilenglicol, hidróxido de sodio.

### País de origen:

- Bélgica / Alemania.

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7261100	4042809110425	Cutimed Sorbact Gel apósito 7.5 cm x 7.5 cm	Cajas c/10 piezas
7261101	4042809110449	Cutimed Sorbact Gel apósito 7.5 cm x 15 cm	Cajas c/10 piezas



# Cutimed® Sorbact® Hydroactive

## Apósito de hidropolímero con malla de acetato con antimicrobiano



### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para el tratamiento de heridas contaminadas, colonizadas o infectadas con exudado moderado.



### Características y beneficios:

- Adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo.
- Promueve el desbridamiento autolítico.
- Absorbe el exudado.
- Reduce la carga bacteriana en cada cambio del apósito.
- Libera puntos de presión.
- Libre de látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

### Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Malla de acetato impregnada con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcarbamoilo .
- Matriz de hidropolímero.

### País de origen:

- Bélgica / Alemania.






Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264603	4042809391367	Cutimed Sorbact Hydroactive 7cm x 8.5cm	Caja c/ 10 apósitos
7264604	4042809391381	Cutimed Sorbact Hydroactive 14 cm x 14 cm	Caja c/ 10 apósitos
7264605	4042809391404	Cutimed Sorbact Hydroactive 19 cm x 19 cm	Caja c/ 10 apósitos
7264606	4042809391428	Cutimed Sorbact Hydroactive 24 cm x 24 cm	Caja c/ 5 apósitos
7264607	4042809391442	Cutimed Sorbact Hydroactive 14 cm x 24 cm	Caja c/ 10 apósitos






# Cutimed® Sorbact® Hydroactive B

Apósito de hidropolímero con malla de acetato con antimicrobiano y bordes adhesivos




**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

**Indicaciones:**

- Para el tratamiento de heridas contaminadas, colonizadas o infectadas con exudado moderado.



**Características y beneficios:**

- Adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo.
- Promueve el desbridamiento autolítico.
- Absorbe el exudado.
- Reduce la carga bacteriana en cada cambio del apósito.
- Libera puntos de presión.
- Libre de látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

**Composición:**

- Película de poliuretano transparente.
- Malla de acetato impregnada con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcarbamilo .
- Matriz de hidropolímero.
- Borde de hidrogel adhesivo.

**País de origen:**

- Bélgica / Alemania.

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7993300	4042809464245	Cutimed Sorbact Hydroactive B 7cm x 8.5cm	Caja c/ 10 apósitos
7993301	4042809464269	Cutimed Sorbact Hydroactive B 24 cm x 24 cm	Caja c/ 5 apósitos
7993302	4042809464337	Cutimed Sorbact Hydroactive B 14 cm x 14 cm	Caja c/ 10 apósitos
7993303	4042809464351	Cutimed Sorbact Hydroactive B 19 cm x 19 cm	Caja c/ 10 apósitos
7993304	4042809464375	Cutimed Sorbact Hydroactive B 14 cm x 24 cm	Caja c/ 10 apósitos



# Cutimed® Gel®

## Hidrogel para desbridamiento autolítico



### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para disolver tejido necrótico o esfacelado
- Para preparar heridas para desbridamiento quirúrgico
- Heridas secas

### Características y beneficios:

- Al adherirse suavemente a la espátula y a la superficie de la herida es fácil de aplicar y se mantiene en su lugar, hasta estar cubierto por un apósito secundario.

### País de origen:

- Canada






Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7261000	4042809261592	Cutimed Gel 8gr	Caja c/10
7261001	4042809261615	Cutimed Gel 15 gr	Caja c/10
7261002	4042809261639	Cutimed Gel 25 gr	Caja c/10






# Cutimed® Siltec®

## Apósito hidrocelular estéril de poliuretano con partículas súper absorbentes




**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas o crónicas con exudado moderado a elevado.

### Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor en la eliminación.
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

### Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Partículas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Capa de silicona microperforada.
- Película de polietileno transparente.

### País de origen:

- Hamburgo, Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263200	4042809287363	Cutimed Siltec 5 cm x 6 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263201	4042809287400	Cutimed Siltec 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263202	4042809287424	Cutimed Siltec 10 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263203	4042809287448	Cutimed Siltec 15 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263204	4042809287462	Cutimed Siltec 20 cm x 20 cm	Caja c/ 5 apósitos



# Cutimed® Siltec® Sacrum

## Apósito hidrocelular estéril de poliuretano con partículas súper absorbentes para la región sacra

### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas o crónicas en la región sacra

### Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor en la eliminación.
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.
- Preformado sacro.

### Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Partículas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Adhesivo de silicona.
- Capa de silicona microperforada.
- Película de polietileno transparente.

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264700	4042809286007	Cutimed Siltec Sacrum 17.5 cm x 17.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7264701	4042809285994	Cutimed Siltec Sacrum 23 cm x 23 cm	Caja c/ 5 apósitos













# Cutimed® Siltec® Heel 2D

## Apósito hidrocelular estéril de poliuretano con partículas súper absorbentes para talón




**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

**Indicaciones:**

- Para el tratamiento de úlceras en talón con exudado de moderado a alto.

**Características y beneficios:**

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor en la eliminación.
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.
- Preformado para talón.

**Composición:**

- Película de poliuretano transparente.
- Partículas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Capa de silicona microperforada.
- Película de polietileno transparente.

**País de origen:**

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264800	4042809190748	Cutimed Siltec Heel 2D	Caja c/ 5 apósitos



# Cutimed® Siltec® Heel 3D

## Apósito hidrocelular estéril de poliuretano con partículas súper absorbentes para talón

### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infectada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para el tratamiento de úlceras en talón con exudado moderado a alto.

### Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor en la eliminación.
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Efecto de amortiguación.
- Forma anatómica tridimensional.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.
- Preformado para talón.

### Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Partículas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrófila de poliuretano.
- Capa de silicona microperforada.
- Película de polietileno transparente.

### País de origen:

- Alemania





Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7264801	4042809191271	Cutimed Siltec Heel 3D	Caja c/ 5 apósitos






# Cutimed® Siltec® B

## Apósito hidrocelular estéril de poliuretano con partículas súper absorbentes y borde adhesivo




**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas agudas o crónicas con exudado moderado a elevado.
- No utilizar en pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de los componentes.

### Características y beneficios:

- Flexible y adaptable a la herida.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma.
- Absorción vertical.
- Mínimo riesgo de crecimiento de tejido de granulación dentro del apósito.
- Su capa de silicona minimiza el dolor en la eliminación.
- Es visible al nivel de saturación.
- Mayor adherencia en los bordes.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

### Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Partículas súper absorbentes de polímero.
- Espuma hidrofílica de poliuretano.
- Borde de poliuretano con adhesivo de silicona.
- Capa de silicona microperforada.
- Película de polietileno transparente.

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263100	4042809287547	Cutimed Siltec B 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263101	4042809287561	Cutimed Siltec B 12.5 cm x 12.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263102	4042809381368	Cutimed Siltec B 15 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263103	4042809287608	Cutimed Siltec B 17.5 cm x 17.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7263104	4042809287622	Cutimed Siltec B 22.5 cm x 22.5 cm	Caja c/ 5 apósitos



# Cutimed® Siltec® Sorbact

## Apósito súper absorbente con malla de acetato con antimicrobiano

### Fase de la herida

- Necrótica
- Infectada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

### Profundidad de la herida

- Superficial
- Profundo
- Superficial + profundo

### Exudado

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas contaminadas, colonizadas o infectadas con exudado.

### Características y beneficios:

- Ayuda a mantener el ambiente húmedo en la herida.
- Con partículas que absorben un múltiplo de su propio peso.
- Borde de fijación con adhesivo de suave adherencia para la protección de la piel perilesional.
- Absorción vertical que garantiza que el exudado no se distribuya horizontalmente en el apósito evitando el riesgo de maceración.
- La capa superior transparente permite la inspección de saturación del apósito.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.
- Con malla Sorbact® para control de carga bacteriana.

### Composición:

- Película de poliuretano transparente.
- Borde de poliuretano recubierto con adhesivo de silicón grado médico.
- Malla de acetato impregnada con éster de ácido graso derivado de Cloruro de Dialquilcqbamoilo.
- Espuma de poliuretano hidrofílica en color blanco.
- Capa protectora de polietileno.

### País de origen:

- Inglaterra / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7992900	4042809450286	Cutimed Siltec Sorbact 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7992901	4042809450309	Cutimed Siltec Sorbact 12.5 cm x 12.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7992902	4042809450323	Cutimed Siltec Sorbact 15 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7992903	4042809450347	Cutimed Siltec Sorbact 17.5 cm x 17.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7992904	4042809450361	Cutimed Siltec Sorbact 22.5 cm x 22.5 cm	Caja c/ 5 apósitos






Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7992905	4042809450675	Cutimed Siltec Sorbact Sacrum 17.5 cm x 17.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7992906	4042809450699	Cutimed Siltec Sorbact Sacrum 23 cm x 23 cm	Caja c/ 5 apósitos






# Cutimed® Cavity

## Apósito de espuma de poliuretano hidrofílica




**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para heridas profundas y cavitadas con niveles de exudado moderado a alto.

### Características y beneficios:

- Suave, altamente absorbente y muy adaptable
- Atraumático
- No adhesivo
- Fácil de aplicar
- Fácil de retirar

### Composición:

- Poliuretano de poros cerrados

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7262100	4042809269260	Cutimed Cavity 5 cm x 6 cm	Caja c/ 10 apósitos
7262101	4042809269284	Cutimed Cavity 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7262103	4042809269321	Cutimed Cavity 15 cm x 15 cm	Caja c/ 5 apósitos



# Cutimed® Alginate

## Apósito estéril de alginato de calcio y sodio

### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para el tratamiento de heridas con exudado moderado a alto.

### Características y beneficios:

- Apósito que absorbe hasta 20 veces su peso.
- Forma un gel que mantiene el ambiente húmedo al momento de interactuar con el exudado de la herida.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Reduce el riesgo de maceración.
- Mínimo dolor al momento del retiro.
- Tiene propiedades hemostáticas para control de sangrado en heridas superficiales.
- Fácilmente adaptable
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

### Composición:

- Apósito de alginato de calcio-sodio (80-20%).

### País de origen:

- Alemania






Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263400	4042809125344	Cutimed Alginate 5 cm x 5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263401	4042809125375	Cutimed Alginate 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263402	4042809125467	Cutimed Alginate 10 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263403	4042809032512	Cutimed Alginate 2.5 cm x 30 cm mecha	Caja c/ 5 apósitos






# Cutimed® Hydro B

## Apósito hidrocoloide estéril con borde adhesivo




**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

**Indicaciones:**

- Para protección de heridas con exudado leve.

**Características y beneficios:**

- El material interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Promueve la fase de granulación.
- Reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Suave, flexible y resistente al agua.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 5 años.

**Composición:**

- Capa de contacto con la herida: Hidrocoloide delgado.
- Capa protectora de espuma de poliuretano beige a amarillo pálido con bordes adhesivos.

**País de origen:**

- USA / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263500	4042809293043	Cutimed Hydro B 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 5 apósitos
7263501	4042809293067	Cutimed Hydro B 10 cm x 10 cm	Caja c/ 5 apósitos
7263502	4042809293081	Cutimed Hydro B 15 cm x 15 cm	Caja c/ 5 apósitos

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263503	4042809293104	Cutimed Hydrocolloid B Sacral 15 cm x 18 cm	Caja c/ 5 apósitos



# Cutimed® Hydro L

## Apósito hidrocoloide extradelgado estéril

### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas con exudado.

### Características y beneficios:

- El material interactúa con el exudado de la herida para formar un gel suave.
- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Reduce el riesgo de maceración de la piel circundante.
- Favorece el desbridamiento autolítico.
- Suave, flexible y resistente al agua.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 5 años.

### Composición:

- Capa de contacto con la herida: Hidrocoloide extradelgado.
- Capa protectora de espuma de poliuretano beige a amarillo pálido con bordes adhesivos.

### País de origen:

- USA / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263600	4042809293128	Cutimed Hydro L 5 cm x 25 cm	Caja c/ 12 apósitos
7263601	4042809293142	Cutimed Hydro L 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263602	4042809293166	Cutimed Hydro L 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7263603	4042809293180	Cutimed Hydro L 15 cm x 15 cm	Caja c/ 5 apósitos





# Cutimed® Ultra

## Apósito súper absorbente

**Fase de la herida**

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

**Profundidad de la herida**

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

**Exudado**

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto
-  Alto a excesivo

**Indicaciones:**

- Para manejo de heridas agudas o crónicas altamente exudativas.

**Características y beneficios:**

- Elevada absorción, lo que reduce el número de cambios de apósitos.
- Absorción vertical, lo que reduce el riesgo de maceración en la piel sana.
- Puede ser combinado con otro tipo de fijaciones.
- Sin dolor al momento del retiro.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

**Composición:**

- Capa de contacto: Polietileno blanco no tejido / tereflatato de polietileno.
- Partículas gelatinizantes súper absorbentes rodeadas de celulosa.
- Cubierta: Polipropileno no tejido en color azul.

**País de origen:**

- Suecia, Alemania.

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7263900	4042809307245	Cutisorb Ultra 10 cm x 10 cm	Caja c/ 20 apósitos
7263901	4042809307276	Cutisorb Ultra 10 cm x 20 cm	Caja c/ 20 apósitos
7263902	4042809307290	Cutisorb Ultra 20 cm x 20 cm	Caja c/ 20 apósitos
7263903	4042809307313	Cutisorb Ultra 20 cm x 30 cm	Caja c/ 20 apósitos



# Cuticell® Classic

## Apósito estéril de gasa de algodón impregnada con parafina




### Fase de la herida

-  Necrótica
-  Infeccionada
-  Esfacelada
-  Granulación
-  Epitelización

### Profundidad de la herida

-  Superficial
-  Profundo
-  Superficial + profundo

### Exudado

-  Seco a bajo
-  Bajo a medio
-  Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas tales como quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones, laceraciones, radiación, úlceras venosas, sitios donantes y receptores de injertos de piel.

### Características y beneficios:

- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Disminuye el dolor
- Baja adherencia a la herida.
- No se deshila al adaptarse al tamaño del sitio de fijación.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

### Composición:

- Sustrato de tela no tejida de algodón 100%.
- Sustancia: Parafina blanda blanca.

### País de origen:

- Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7253800	4042809224108	Cuticell Classic 5 cm x 5 cm	Cajas c/ 5 apósitos
7253801	4042809224122	Cuticell Classic 5 cm x 5 cm	Caja c/ 50 apósitos
7253802	4042809224146	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7253803	4042809224160	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Caja c/ 100 apósitos
7253804	4042809224184	Cuticell Classic 10 cm x 40 cm	Cajas c/ 10 apósitos
7253805	4042809227758	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Cajas c/ 36 apósitos
7253806	4042809227772	Cuticell Classic 10 cm x 7 m	Caja c/ 7m en zigzag
7253807	4042809271454	Cuticell Classic 15 cm x 2 m	1 rollo



## Apósito estéril de acetato impregnado con petrolato

### Fase de la herida

- Necrótica
- Infectada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

### Profundidad de la herida

- Superficial
- Profundo
- Superficial + profundo

### Exudado

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto

### Indicaciones:

- Para protección de heridas tales como quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones, laceraciones, radiación, úlceras venosas, sitios donantes y receptores de injertos de piel.

### Características y beneficios:

- Mantiene el ambiente húmedo de la misma, favoreciendo el proceso de cicatrización.
- Mínimo dolor en el cambio del apósito.
- Baja adherencia a la herida.
- No se deshila al adaptarse al tamaño de la herida.
- Fácil aplicación.
- Tiempo de almacenamiento 3 años.

### Composición:

- Acetato.
- Sustancia: Petrolato

### País de origen:

- Canadá / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7253900	4042809226690	Cuticell 7.5 cm x 7.5 cm	Caja c/ 10 apósitos
7253902	4042809224245	Cuticell 7.5 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos
7253904	4042809271485	Cuticell 20 cm x 40 cm	Caja c/ 25 apósitos



# Epigraft®

**Fase de la herida**

- Necrótica
- Infectada
- Esfacelada
- Granulación
- Epitelización

**Profundidad de la herida**

- Superficial
- Profundo
- Superficial + profundo

**Exudado**

- Seco a bajo
- Bajo a medio
- Medio a alto

## Apósito estéril traslúcido de celulosa bacteriana

### Indicaciones:

Para epitelización en heridas como:

- Sitios donantes o receptoras de injerto.
- Quemaduras 2a / 2b.
- Lesiones por abrasión

### Características y beneficios:

- Promueve la reepitelización del tejido.
- Fácil aplicación y retiro del apósito.
- Permite la visualización de la herida sin remover el apósito.
- Tiempo de almacenaje 2 años.

### Composición:

- Celulosa microbiana 100% derivado de Acetobacter Xylinum

### País de origen:

- Canadá / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265001	4042809380279	Cuticell Epigraft 7.5 cm x 10 cm	Caja c/ 10 apósitos
7265003	4042809380316	Cuticell Epigraft 10 cm x 15 cm	Caja c/ 10 apósitos
7265004	4042809380317	Cuticell Epigraft 15 cm x 20 cm	Caja c/ 10 apósitos



# Cutimed Protect® Cream

## Protector cutáneo en crema

### Indicaciones:

- Para prevención en piel intacta y protección de piel lesionada, en áreas extensas expuestas a constante fricción.
- Para protección de la zona sacra en personas con incontinencia o que tengan contacto con adhesivos.

### Características y beneficios:

- Forma una película transparente que actúa como barrera protectora.
- Evita el riesgo de maceración y es repelente a los fluidos.
- Es permeable al oxígeno y al vapor de agua.
- Protege la piel intacta o lesionada.
- Evita la resequedad.
- No contiene látex.
- Tiempo de almacenaje 1 año.

### Composición:

- Agua purificada, disiloxano, poliisobutileno, VP Eicoseno copolimero hidroxietil acrilato, Sodio acrilato dimetil Taurate Copolimero, glicol butileno, Olet-3 fosfato, fenoxietanol, hidrogenado.
- Solución de Disiloxano (HMDS) Copolimero acrilato

### País de origen:

- Irlanda / Alemania



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265200	4042809216653	Cutimed Protect cream 28g	Pieza
7265203	4042809386332	Cutimed Protect cream 90g	Caja c/12

## Cutimed Protect® Foam

## Solución polimérica cutánea protectora en aplicador

### Indicaciones:

- Para prevención en piel intacta y para protección del área perilesional expuestas a constante fricción.
- Para protección de zonas que tengan contacto con adhesivos.

### Características y beneficios:

- Forma una película transparente que actúa como barrera protectora.
- Evita el riesgo de maceración y es repelente a los fluidos.
- Es permeable al oxígeno y al vapor de agua.
- Protege la piel intacta o lesionada.
- Evita la resequedad.
- No contiene látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

### Composición:

- Aplicador de polipropileno en color blanco con punta de espuma de poliuretano.
- Solución polimérica de Disiloxano (HDMS), copolímero acrilato.

### País de origen:

- Irlanda / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265401	4042809386400	Cutimed Protect foam AP 1ml	Caja c/ 25
7265403	4042809386448	Cutimed Protect foam AP 3ml	Caja c/ 25



# Cutimed Protect® Spray

## Solución polimérica protectora cutánea en spray

### Indicaciones:

- Para prevención en piel intacta y protección de áreas extensas y perilesional expuestas a constante fricción.
- Para protección de la zona sacra en personas con incontinencia o que tengan contacto con adhesivos.

### Características y beneficios:

- Forma una película transparente que actúa como barrera protectora.
- Evita el riesgo de maceración y es repelente a los fluidos.
- Es permeable al oxígeno y al vapor de agua.
- Protege la piel intacta o lesionada.
- Evita la resequedad.
- No contiene látex.
- Tiempo de almacenaje 3 años.

### Composición:

- Solución de Copolimero de acrilato, Disiloxano (HMDS)

### País de origen:

- Irlanda / Alemania

Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7265301	4042809386370	Cutimed Protect spray 28ml	Caja c/12





# UlcerCare®

**Sistema de compresión 2 en 1** para el manejo de las Úlceras Venosas de las piernas.

Control eficaz de las Úlceras venosas en las piernas, y a la vez hace que el uso sea muy sencillo, la combinación perfecta para que los pacientes disfruten la más alta calidad de vida.

- Proporciona una compresión graduada de 40 mmHg
- Recomendada para cicatrización de Úlceras Venosas: provee una compresión efectiva y gradiente
- Sistema 2 en 1: facilita su uso y colocación
- Contiene seda en el forro: ayuda al transporte rápido de la humedad
- Disponible en amplio rango de tallas
- Compatible con el calzado y la ropa



<b>Tallas</b>	CH	M	G	XG	XXG	Beige
<b>Compresiones</b> mmHg	40					
<b>Estilos</b>						




Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
114479	35664003517	Ulcercare System sin cierre, CH, Beige 40 mmHg	Caja
114480	35664003524	Ulcercare System sin cierre, M, Beige 40 mmHg	Caja
114481	35664003531	Ulcercare System sin cierre, G, Beige 40 mmHg	Caja
114482	35664003548	Ulcercare System sin cierre, XG, Beige 40 mmHg	Caja
114483	35664003555	Ulcercare System sin cierre, XXG, Beige 40 mmHg	Caja



# Comprifore®

El sistema **JOBST® Comprifore multicapa** contiene todos los elementos necesarios para una adecuada compresión en el tratamiento de las **Úlceras Venosas de las piernas**.

- Compresión graduada de 40 mmHg
- Compresión constante hasta por 7 días
- Alto factor de rigidez: eficaz movimiento y descanso
- Disponible en 3 y 4 capas




Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
7266105	4042809437065	Jobst Comprifore libre látex 4 capas	Pieza
7266107	4042809437089	Jobst Comprifore libre látex 3 capas	Pieza



# Comprilan®

**Comprilan®** es una venda de alta compresión y baja elasticidad que específicamente ha sido diseñada para el tratamiento de Úlceras Venosas, Linfedema y Edema en las piernas.

- 100% Algodón
- Compresión constante
- Durables, se pueden lavar y reutilizar
- Tejido abierto permite la respiración cutánea



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
1026000	4042809200300	Venda de 6 cm x 5 m	Caja c/20 pzas.
1027000	4042809200331	Venda de 8 cm x 5 m	Caja c/20 pzas.
1028000	4042809200317	Venda de 10 cm x 5 m	Caja c/20 pzas.
1029000	4042809200324	Venda de 12 cm x 5 m	Caja c/20 pzas.




# Gelocast®

## Gelocast® la original Bota de Unna

- Impregnada uniformemente en pasta de óxido de zinc y calamina reduce la irritación de la piel.
- La gasa es 100% algodón y no se deshilacha
- Provee alta compresión durante actividad y baja en descanso
- Fácil de colocar y retirar

### Indicaciones

- Úlceras venosas
- Flebitis
- Torceduras y esguinces
- Linfedema



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
10520	035664010522	Gelocast Bota de Unna 8 cm x 9m	Caja c/12 pzas.
10530	35664010539	Gelocast Bota de Unna 10 cm x 9m	Caja c/12 pzas.



# Terapia de Compresión





Soluciones de Terapia  
Vascular para cualquier  
estilo de vida

# JOBST® Sport

## Calcetín de compresión para piernas activas



- Banda confortable que mantiene el calcetín arriba de la pantorrilla
- Fibras de carbón activado que evitan el mal olor
- Hilos extra suaves para un máximo confort y una fácil colocación
- Costura plana en los dedos que ayuda a prevenir las ampollas
- Acojinamiento en la planta del pie que brinda mayor comodidad y absorción de impactos
- Talón de Aquiles acolchado ofrece un amortiguamiento anatómico

<b>Tallas</b>	CH	M	G	XG
<b>Compresiones</b> <small>mmHg</small>	15-20	20-30		
<b>Estilos</b>	 			



Código de Lista	Código de barras	Descripción	Presentación
<b>COMPRESION 15 - 20 mm Hg RODILLA PUNTA CERRADA</b>			
7528900	35664001360	Sport rodilla CH White (Blanco) 15-20 mmHg	Par
7528901	35664001377	Sport rodilla M White (Blanco) 15-20 mmHg	Par
7528902	35664001384	Sport rodilla G White (Blanco) 15-20 mmHg	Par
7528903	35664001391	Sport rodilla XG White (Blanco) 15-20 mmHg	Par
7528910	35664013103	Sport rodilla CH Gray (Gris) 15-20 mmHg	Par
7528911	35664013110	Sport rodilla M Gray (Gris) 15-20 mmHg	Par
7528912	35664013127	Sport rodilla G Gray (Gris) 15-20 mmHg	Par
7528913	35664013165	Sport rodilla XG Gray (Gris) 15-20 mmHg	Par
<b>COMPRESION 20 - 30 mm Hg RODILLA PUNTA CERRADA</b>			
7529000	35664001735	Sport rodilla CH White (Blanco) 20-30 mmHg	Par
7529001	35664001759	Sport rodilla M White (Blanco) 20-30 mmHg	Par
7529002	35664013080	Sport rodilla G White (Blanco) 20-30 mmHg	Par
7529003	35664013097	Sport rodilla XG White (Blanco) 20-30 mmHg	Par
7529010	35664013172	Sport rodilla CH Gray (Gris) 20-30 mmHg	Par
7529011	35664013189	Sport rodilla M Gray (Gris) 20-30 mmHg	Par
7529012	35664013226	Sport rodilla G Gray (Gris) 20-30 mmHg	Par
7529013	35664013233	Sport rodilla XG Gray (Gris) 20-30 mmHg	Par


# JOBST<sup>®</sup> soSoft

Calcetines con diseños exclusivos para mujer que incorporan la compresión gradiente recomendada por los médicos

- Fáciles de colocar
- Material que permite la transpiración
- Absorbe rápidamente la humedad
- Mantiene las piernas secas y confortables
- Brindan el máximo confort gracias a su rendimiento superior



<b>Tallas</b>	<b>CH</b>	<b>M</b>	<b>G</b>	<b>XG</b>
<b>Compresiones</b> mmHg	<b>8-15</b>	<b>15-20</b>		
<b>Estilos</b>				



# for Men<sup>®</sup> Ambition

Colección **JOBST**<sup>®</sup> de calcetines para caballeros con un diseño contemporáneo, acanalado y elegante. Media cómoda y suave.


- Alta opacidad en talón y pantorrilla
- Hilos de tecnología avanzada que garantizan la compresión indicada
- La combinación de algodón y carbono ayudan a reducir el potencial de irritación, controlan el olor y mantienen los pies frescos
- Disponible en seis tallas



## Tallas

	1	2	3	4	5	6
cD	28 – 34 cm	31 – 38 cm	34 – 41 cm	37 – 46 cm	40 – 49 cm	42 – 52 cm
cC	30 – 36 cm	32 – 40 cm	34 – 43 cm	38 – 47 cm	40 – 50 cm	43 – 53 cm
cB1	23,5 – 27,5 cm	26 – 30,5 cm	28,5 – 33 cm	31 – 36,5 cm	33,5 – 39 cm	35,5 – 41,5 cm
cB	18 – 20 cm	20 – 22 cm	22 – 24 cm	24 – 26 cm	26 – 28 cm	28 – 30 cm

Regular: 39 – 45 cm (15<sup>3/8</sup> – 17<sup>3/4</sup>" ) / Long: 45 – 51 cm (17<sup>3/4</sup> – 20")



# Men's Dress®

## Terapia de compresión gradiente en un calcetín con elegante diseño ligero y acanalado

- Diseño acanalado clásico
- Talón reforzado
- Banda ancha de sujeción en la rodilla
- Costura en la punta lisa y plana
- Bolsa en los dedos y talón para mayor comodidad
- Microfibras para el manejo de la humedad
- Fórmula especial que combate el mal olor

<b>Tallas</b>	CH M G XG	
<b>Compresiones</b> <small>mmHg</small>	8-15	
<b>Estilos</b>		








# UltraSheer<sup>®</sup>

Son las medias de compresión graduada y gradiente de JOBST<sup>®</sup> que reducen la inflamación y mejoran la circulación de tus piernas, para que siempre luzcan bellas y estén saludables.

- Diseño elegante, altamente transparente
- Hilo de spandex y nylon, mayor transparencia
- Talón y punta reforzada, para mayor durabilidad

Tallas	CH	M	G	XG
Compresiones <small>mmHg</small>	8-15	15-20	20-30	30-40
Estilos				



# Opaque<sup>®</sup>

Estilizada terapia para piernas, fácil de colocar para un cómodo y suave uso durante todo el año

- Fácil de colocar
- Comodidad durante todo el año
- Fresco y transpirable, terapia más suave



<b>Tallas</b>	CH	M	G	XG	
<b>Compresiones</b> <small>mmHg</small>	15-20	20-30	30-40		
<b>Estilos</b>					








# Relief<sup>®</sup>

Terapia de compresión accesible.  
Prendas unisex de mayor duración

- Estructura tridimensional para mayor comodidad
- Talón reforzado
- Diversos estilos



<b>Tallas</b>	CH	M	G	XG	Beige
<b>Compresiones</b> mmHg	20-30	30-40			
<b>Estilos</b>					



# SensiFoot®

Calceta para paciente con diabetes.  
Comodidad y protección en cada paso.

- Costura de los dedos de los pies lisa y no irritante
- Acolchado adicional en la planta, talón y dedos de los pies
- Hilos acrílicos multifibras: pies cómodos y secos
- Acabado antibacterial y fungicida: previene el mal olor
- Compresión moderada no constrictiva: la calceta no se resbala y permanece en su lugar



<b>Tallas</b>	XCH	CH	M	G	XG
<b>Compresiones</b> mmHg	8-15				
<b>Estilos</b>					




# Jobst® Bella® Lite

La manga y guantelete de JOBST® ayudan a mantener el volúmen del brazo en el paciente con Linfedema.

- Ajuste correcto para diversas formas de brazos y manos
- Compresión reducida en la muñeca que permite un efectivo y confortable ajuste para usar al mismo tiempo la manga y el guantelete
- Fácil de colocar y uso cómodo
- Manga disponible también con silicón

Tallas	CH	M	G
Compresiones <small>mmHg</small>	15-20	20-30	
Estilos			



Beige



# Anti-Em<sup>®</sup>

## Media antiembólica coadyuvante en el tratamiento preventivo de Trombosis Venosa Profunda

- Tela de gran elasticidad y permeable al aire
- Banda de sujeción al muslo que no causa daño a la piel
- Talón reversible
- Ventanilla de inspección con código de colores

JOBST <sup>®</sup> ANTI - EM /GP MUSLO				
Muslo	Pantorrilla	Largo	Descripción	Código
<74	23 - 30 cm	64 - 74 cm	Pequeño Corto	111450
		74 - 84 cm	Pequeño Regular	111451
		84 - 97 cm	Pequeño Largo	111452
<74	30 - 38 cm	64 - 74 cm	Mediano Corto	111454
		74 - 84 cm	Mediano Regular	111455
		84 - 97 cm	Mediano Largo	111456
<74	38 - 46 cm	64 - 74 cm	Grande Corto	111458
		74 - 84 cm	Grande Regular	111459
		84 - 97 cm	Grande Largo	111460
<79	46 - 51 cm	74 - 84 cm	X- Grande Regular	111462
		84 - 97 cm	X- Grande Largo	111463

Tallas



## Jolastic®

### Shampoo especial para prendas de compresión

- Shampoo especialmente formulado para limpiar y alargar la vida útil de las prendas de compresión JOBST®.



## IT STAYS®

### Líquido fijador para medias al muslo

- Adhesivo corporal diseñado para mantener las prendas de compresión JOBST® en su lugar.



## Stocking Donner®

### Accesorio de colocación

- Ayuda a colocar prendas de compresión JOBST® en especial las de alta compresión.



# Guía de Referencia de Códigos de Cuadro Básico





## Lista de productos clave cuadro básico sin grado de Integración Nacional

Clave Cuadro básico	Descripción	Código BSN	Presentación	Marca	Procedencia
<b>APOSITO ESTERIL TRANSPARENTE - LEUKOMED® T</b>					
060 088 0017	Apósitos transparentes, microporosos, autoadheribles, estériles y desechables. Medida: 7.0 a 8.5 x 5.0 a 6.0 cm.	7238100	Caja con 50 Piezas	Leukomed T	Alemania
060 088 0025	Apósitos transparentes, microporosos, autoadheribles, estériles y desechables. Medida: 10.0 a 10.16 x 12.0 a 14.0 cm.	7238108	Caja con 50 Piezas	Leukomed T	Alemania
<b>TELA ADHESIVA - LEUKOPLAST®</b>					
060 869 0103	Telas Adhesivas de Acetato con Adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 1.25 cm.	7103800	Envase con 24 piezas	Leukoplast	Colombia
060 869 0152	Telas Adhesivas de Acetato con Adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 2.50 cm.	7103801	Envase con 12 piezas	Leukoplast	Colombia
060 869 0202	Telas Adhesivas de Acetato con Adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 5.0 cm.	7103802	Envase con 6 piezas	Leukoplast	Colombia
060 869 0251	Telas Adhesivas de Acetato con Adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 7.50 cm.	7103803	Envase con 4 piezas	Leukoplast	Colombia
<b>CINTA ADHESIVA MICROPOROSA - LEUKOPOR®</b>					
060 203 0306	Cinta Microporosa de tela no tejida, Unidireccional, de color blanco con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 1.25 cm.	0245300	Envase con 24 Rollos	Leukopor	Alemania
060 203 0397	Cinta Microporosa de tela no tejida, Unidireccional, de color blanco con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 2.50 cm.	0245400	Envase con 12 Rollos	Leukopor	Alemania
060 203 0363	Cinta Microporosa de tela no tejida, Unidireccional, de color blanco con recubrimiento adhesivo en una de sus caras. Longitud: 10 m x Ancho 5.0 cm.	0245500	Envase con 6 Rollos	Leukopor	Alemania
<b>CINTA ADHESIVA MICROPERFORADA TRANSPARENTE - LEUKOFIX®</b>					
060.203.0546	Cinta adhesiva transparente microperforada, hipoalergénico para pieles sensibles. Con una base de poliacrilato, permeable al aire y al vapor de agua, radiotransparente, de fácil corte y remoción para fijación de cateteres y sondas. Medida: 9.2 m x 1.25 cm	0213600	Caja con 24 Rollos	Leukofix	Alemania
060.203.0553	Cinta adhesiva transparente microperforada, hipoalergénico para pieles sensibles. Con una base de poliacrilato, permeable al aire y al vapor de agua, radiotransparente, de fácil corte y remoción para fijación de cateteres y sondas. Medida: 9.2 m x 2.5 cm	0213700	Caja con 12 Rollos	Leukofix	Alemania
060.203.0561	Cinta adhesiva transparente microperforada, hipoalergénico para pieles sensibles. Con una base de poliacrilato, permeable al aire y al vapor de agua, radiotransparente, de fácil corte y remoción para fijación de cateteres y sondas. Medida: 9.2 m x 5.0 cm	0213800	Caja c/6 rollos	Leukofix	Alemania

## Lista de productos clave cuadro básico sin grado de Integración Nacional

Clave Cuadro básico	Descripción	Código BSN	Presentación	Marca	Procedencia
<b>APOSITOS DE CUIDADO AVANZADO DE HERIDAS</b>					
060.088.0652	Apósito hidrocoloide para el tratamiento de heridas extra delgado autoadherible estéril medidas: 10.0 +- 0.6 cm x 10.0 +- 0.6 cm	7263602	Pieza	Cutimed Hydro L 10 cm x 10 cm	Alemania
060.088.0678	Apósito hidrocoloide para el tratamiento de heridas estéril medidas: 15 a 21x 15 a 21cm	7263603	Pieza	Cutimed Hydro L 15 cmx15 cm	Alemania
060.088.0660	Apósito Hidrocoloide con bordes autoadheribles, con o sin capa externa de poliuretano o cloruro de polivinilo, con grosor mínimo de 2 mm estéril medidas: 15 +- 3 x 16 +- 4 cm	7263502	Pieza	Cutimed Hydro B estéril 15 cm x 15 cm	Alemania
060.088.0686	Apósito absorbente a base de alginato de calcio y sodio de origen natural estéril medidas: 9.0 +- 2 x 10 +- 2 cm	7263401	Pieza	Cutimed Alginate estéril 10 cm x10 cm	Alemania
060.088.0694	Apósito absorbente a base de alginato de calcio y sodio de origen natural estéril medidas: 10.0 +- 2 x 20 +- 2 cm	7263402	Pieza	Cutimed Alginate 10 cm x 20 cm	Alemania
060.088.0819	Apósito de hidropolimero con diseño anatómico para la zona sacral para tratamiento de heridas medidas: 10 a 18 x 12 a 18 cm	7263503	Pieza	Cutimed Hydro B estéril Sacral 15 cm x 18 cm	Alemania
060.088.0702	Apósito en forma de mecha compuesto por fibras de alginato de calcio y sodio natural estéril medidas: 30 +- 5 cm (2 g)	7263403	Pieza	Cutimed Alginate estéril 2.5 cm x30 cm	Alemania
060.088.0827	Apósito con barrera antimicrobiana estéril desechable medidas: 10 x 10 cm	7216200	Caja con 12 piezas	Cutimed Sorbact Apósito 10 cm x 10 cm	Alemania
060.088.0785	Apósito de hidropolimero para tratamiento de heridas medidas: 5 a 7 x 9 a 10 cm	7264603	Pieza	Cutimed Sorbact Hydroactive estéril 7 cm x 8.5 cm	Alemania
060.088.0793	Apósito de hidropolimero para tratamiento de heridas medidas: 10 a 11 x 11 a 16 cm	7264604	Pieza	Cutimed Sorbact Hydroactive estéril 14 cm x 14 cm	Alemania
060.088.0801	Apósito de hidropolimero para tratamiento de heridas medidas: 15 a 20 x 20 cm	7264605	Pieza	Cutimed Sorbact Hydroactive estéril 19 cm x 19 cm	Alemania
060.088.0504	Apósito con petrolato medidas: 10 x 10 cm. Envase individual.	7253802	Pieza	Cuticell Classic estéril 10 cm x 10 cm	Alemania
060.088.0504	Apósito con petrolato medidas: 10 x 10 cm. Envase individual.	7253803	Pieza	Cuticell Classic 10 cm x 10 cm	Alemania

Clave Cuadro básico	Descripción	Código BSN	Presentación	Marca	Procedencia
<b>HUATA SINTETICA - PROTOUCH®</b>					
060 461 0261	Huatas Sintéticas de Acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud: 3.65 m. x ancho 5 cm.	30-3051	Rollo	Protouch	E.U.A. / Bélgica
060 461 0279	Huatas Sintéticas de Acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud: 3.65 m. x ancho 7.6 cm.	30-3052	Rollo	Protouch	E.U.A. / Bélgica
060 461 0287	Huatas Sintéticas de Acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud: 3.65 m. x ancho 10.0 cm.	30-3053	Rollo	Protouch	E.U.A. / Bélgica
<b>STOCKINETTE ( VENDA TUBULAR EN ROLLO) - PROTOUCH® STOKINETTE</b>					
060 953 0969	Huata tubular de algodón, Stockinette y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud 22.81 m. por Ancho 7.5 cm.	30-1003	Rollo	Protouch Stockinette	E.U.A.
060 953 0287	Huata tubular de algodón, Stockinette y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud 22.81 m. por Ancho 10 cm.	30-1004	Rollo	Protouch Stockinette	E.U.A.
060 953 3195	Huata tubular de algodón, Stockinete y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud 22.81 m. por Ancho 15.0 cm.	30-1006	Rollo	Protouch Stockinette	E.U.A.
060 953 0936	Huata tubular de algodón, Stockinette y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud 22.81 m. por Ancho 20.3 cm.	30-1008	Rollo	Protouch Stockinette	E.U.A.
<b>VENDAS ELASTICAS DE ALGODON CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS Y COMPRESION BAJA - TENSOPLAST®</b>					
060 953 0100	Venda elástica Adhesiva de algodón y fibras sintéticas, con adhesivo en una de sus caras. Longitud (Sin estirar) 2.75m. x 7.5 cm.	4058-1	Pieza	Tensoplast	Sudáfrica
060 953 0092	Venda elástica Adhesiva de algodón y fibras sintéticas, con adhesivo en una de sus caras. Longitud (Sin estirar) 2.75m. x 10 cm.	4068-1	Pieza	Tensoplast	Sudáfrica
<b>ACTIMOVE®</b>					
130 258 0392	Collarines Tipo: Thomas Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma, forrado de Stockinette, cierre velcro. Chico	72819-00026-00	Pieza	Actimove	Alemania
130 258 0400	Collarines Tipo: Thomas Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma, forrado de Stockinette, cierre velcro. Mediano.	72819-00027-00	Pieza	Actimove	Alemania
130 258 0426	Collarines Tipo: Thomas Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma, forrado de Stockinette, cierre velcro. Grande.	72819-00028-00	Pieza	Actimove	Alemania

Clave Cuadro básico	Descripción	Código BSN	Presentación	Marca	Procedencia
<b>FLA® ORTHOPEDICS</b>					
130 258 0608	Collarines Tipo: Filadelfia, evita movimientos de flexión dorsal, ventral y lateral. Elaborado en espuma plástica, Bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Pediátrico.	10-622231	Pieza	FLA Orthopedics	E.U.A.
130 258 0616	Collarines Tipo: Filadelfia, evita movimientos de flexión dorsal, ventral y lateral. Elaborado en espuma plástica, Bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Chico.	10-632432	Pieza	FLA Orthopedics	E.U.A.
130 258 0624	Collarines Tipo: Filadelfia, evita movimientos de flexión dorsal, ventral y lateral. Elaborado en espuma plástica, Bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Mediano.	10-632539	Pieza	FLA Orthopedics	E.U.A.
130 258 0632	Collarines Tipo: Filadelfia, evita movimientos de flexión dorsal, ventral y lateral. Elaborado en espuma plástica, Bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Grande.	10-632636	Pieza	FLA Orthopedics	E.U.A.
<b>MEDIAS ANTIEMBOLICAS - JOBST® ANTIEM</b>					
060 626 0016	Medias Antiembólicas Elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores hasta el muslo. Talla: Chica Corta	111450	Envase con 6 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0024	Medias Antiembólicas Elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores hasta el muslo. Talla: Chica Larga	111452	Envase con 6 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0032	Medias Antiembólicas Elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores hasta el muslo. Talla: Mediana Corta	111454	Envase con 6 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0040	Medias Antiembólicas Elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores hasta el muslo. Talla: Mediana Larga	111456	Envase con 6 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0057	Medias Antiembólicas Elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores hasta el muslo. Talla: Grande Corta	111458	Envase con 6 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0065	Medias Antiembólicas Elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores hasta el muslo. Talla: Grande Larga	111460	Envase con 6 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.

Clave Cuadro básico	Descripción	Código BSN	Presentación	Marca	Procedencia
<b>MEDIAS ANTIEMBOLICAS - JOBST® ANTIEM</b>					
060 626 0073	Medias Antiembólicas Elásticas de Compresión mediana, para miembros inferiores hasta la rodilla. Talla: Chica.	111402	Envase con 12 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0081	Medias Antiembólicas Elásticas de Compresión mediana, para miembros inferiores hasta la rodilla. Talla: Mediana.	111406	Envase con 12 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
060 626 0099	Medias Antiembólicas Elásticas de Compresión mediana, para miembros inferiores hasta la rodilla. Talla: Grande.	111410	Envase con 12 pares	JOBST Anti-Em	E.U.A.
<b>BOTA DE UNNA - GELOCAST®</b>					
060 953 3302	Gelocast bota de unna 8cm x 9m.	1052	Caja con 12 piezas	BSN	USA

## Lista de productos cuadro básico con grado de Integración Nacional

Clave Cuadro básico	Descripción	Código BSN	Presentación	Marca	Procedencia
<b>VENDA DE GASA DE ALGODON CON YESO GRADO MEDICO - GYPSONA S</b>					
060 953 0456	Venda enyesada de gasa de algodón recubierta de una capa uniforme de yeso, Grado médico. Long. 2.75 m., Ancho 5 cm.	78-23001	Caja con 12 Piezas	GYPSONA S	México
060 953 0555	Venda enyesada de gasa de algodón recubierta de una capa uniforme de yeso, Grado médico. Long. 2.75 m., Ancho 10 cm.	78-23003	Caja con 12 Piezas	GYPSONA S	México
060 953 0571	Venda enyesada de gasa de algodón recubierta de una capa uniforme de yeso, Grado médico. Long. 2.75 m., Ancho 15 cm.	78-23005	Caja con 12 Piezas	GYPSONA S	México
060 953 0597	Venda enyesada de gasa de algodón recubierta de una capa uniforme de yeso, Grado médico. Long. 2.75 m., Ancho 20 cm.	78-23006	Caja con 12 Piezas	GYPSONA S	México
<b>VENDAS SINTETICAS DE FIBRA DE VIDRIO - DELTA LITE PLUS®</b>					
060 953 3252	Venda Inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule lubricado de 5.0 cm. de ancho por 3.65 m. de longitud.	73458-00001-00	Caja con 10 Piezas	Delta Lite Plus	México
060 953 3260	Venda Inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule lubricado de 7.5 cm. de ancho por 3.65 m. de longitud.	73458-00002-00	Caja con 10 Piezas	Delta Lite Plus	México
060 953 3278	Venda Inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule lubricado de 10.0 cm. de ancho por 3.65 m. de longitud.	73458-00003-00	Caja con 10 Piezas	Delta Lite Plus	México
060 953 3286	Venda Inmovilizadora de fibra de vidrio con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule lubricado de 12.5 cm. de ancho por 3.65 m. de longitud.	73458-00004-00	Caja con 10 Piezas	Delta Lite Plus	México



BSN Medical DC, S.A. de C.V.  
Bld. Adolfo López Mateos no 276. Col. Altavista. Del. Álvaro Obregón, México, D.F. C.P. 01060  
Tel: +52 ( 55 ) 5482 5400 01800 8772 766  
[www.bsnmedical.com](http://www.bsnmedical.com)