

ÍNDICE

CERVICAL	2
CODO - MUÑECA - DEDO	4
HOMBRO - BRAZO	8
COLUMNA - CADERA	9
MUSLO - RODILLA	17
PIERNA - TOBILLO - PIE	21
PRODUCTOS PARA ENYESADO	27
REHABILITACIÓN	30
TERAPIA FRÍO - CALIENTE	32
Línea Infantil	33





Reactivando Vidas!!!

Nuestra empresa, **fundada en el año 2001**, es líder indiscutible en la fabricación, importación y distribución de productos ortopédicos; en nuestra línea, contamos con productos con Registro Sanitario, expedido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y con registro Sanitario Internacional, expedido por la Food & Drug Administration (FDA).

Medipar^{MR} es una marca registrada con presencia en toda la República Mexicana y en Centroamérica

Nos distinguimos por ser una empresa innovadora, competitiva y enfocada a superar las expectativas de nuestros clientes.

Estamos comprometidos en suministrar oportunamente a nuestros clientes productos de la más alta calidad, a precios competitivos y con un servicio inigualable.

La familia Medipar agradece su preferencia, para seguir con ustedes,
¡Reactivando Vidas!

CERVICAL

CODO - MUÑECA - DEDO

HOMBRO - BRAZO



CERVICAL



COC
COLLAR CERVICAL BLANDO (DE ESTOQUINETE)

Muy útil en el tratamiento de esguince cervical leve. Es un aparato eficaz y cómodo, que permite ajustes rápidos en cuanto a su colocación.

REGISTRO SANITARIO No. 2683C2016 SSA

TALLAS PE IN CH MED GDE XG

UNIVERSAL ALTO UNIVERSAL BAJO



COC05
COLLAR CERVICAL BLANDO DE ALGODÓN

Muy útil en el tratamiento de esguince cervical leve. Es un aparato eficaz y cómodo, que permite ajustes rápidos en cuanto a su colocación.

REGISTRO SANITARIO No. 2683C2016 SSA

TALLAS PE N CH MED GDE XG

UNIVERSAL ALTO UNIVERSAL BAJO



COCC
COLLAR CERVICAL BLANDO DE ALGODÓN COLOR SKIN

Muy útil en el tratamiento de esguince cervical leve. Es un aparato eficaz y cómodo, que permite ajustes rápidos en cuanto a su colocación.

REGISTRO SANITARIO No. 2683C2016 SSA

TALLAS CH MED GDE XG

UNIVERSAL BAJO

COCC 25 (ALTO EN PULGADAS 2 3/4) COLLAR CERVICAL BLANDO DE ALGODÓN COLOR CARNE BAJO

TALLAS CH MED GDE XG

UNIVERSAL BAJO



COCH
COLLAR CERVICAL BLANDO DE ALGODÓN COLOR HUESO

Muy útil en el tratamiento de esguince cervical leve. Es un aparato eficaz y cómodo, que permite ajustes rápidos en cuanto a su colocación.

REGISTRO SANITARIO No. 2683C2016 SSA

TALLAS CH MED GDE XG



COT
COLLAR DE THOMAS

Proporciona inmovilización cervical en el tratamiento de esguinces de moderados a severos. También indicado en el tratamiento de fracturas de apófisis espinosa.

REGISTRO SANITARIO No. 2683C2016 SSA

TALLAS CH MED GDE



COF
COLLAR PHILADELPHIA

Indicado principalmente en tratamiento de esguince cervical moderado a severo.

REGISTRO SANITARIO No. 0255C2017 SSA

TALLAS PE CH MED GDE



COFE
COLLAR PHILADELPHIA IMPORTADO

Indicado principalmente en tratamiento de esguince cervical moderado a severo.

REGISTRO SANITARIO No. 0254C2017 SSA

TALLAS CH MED GDE



CAT
COLLAR ATLAS TIPO MIAMI

Indicado principalmente en tratamiento de esguince cervical moderado a severo.

TALLAS CH MED GDE XG



TC
TRACCIÓN CERVICAL

Muy cómoda para el tratamiento en caso de padecimientos tales como compresiones radiculares, espondilitis y osteoporosis.

TALLAS UNIVERSAL



RÖSSUR

COF-UN
COLLAR FILADELFIA UNIVERSAL

Indicaciones de uso:
Para el tratamiento de esguince cervical moderado a severo.
Está fabricado con espuma de plastazote® sin latex, no tóxica e hipoalergénica.

Medidas:
Altura 3"1/4
Circunferencia Ajustable

Características:
Limita la flexión, extensión y rotación. Mantiene la alineación natural de la zona tratada.
Cuenta con abertura, que permite hacer traqueostomías de emergencia
Se puede usar en la ducha para terapia en el agua.

TALLAS UNIVERSAL



CAM
COLLAR MIAMI

Indicado para la inmovilización, tratamiento y rehabilitación de lesiones cervicales estables, resultantes de un trauma o enfermedad. El modelo está diseñado para asegurar una vía aérea óptima y la inmovilización de la columna cervical superior.

Las almohadillas Sorbatex™ II hacen que el collar sea "agradable para la piel" y protege la integridad de la piel durante el uso prolongado.

TALLAS PE CH MED GDE



CAMU
COLLAR MIAMI UNIVERSAL

Indicaciones de uso:
Para pacientes que requieren una inmovilización total de la columna cervical por alguna de las siguientes causas:
Antes y después de operaciones quirúrgicas de la columna cervical. Precaución de la columna cervical para pacientes con traumatismos. Se ajusta a 7 diferentes niveles

- Componentes del collarín miami universal:**
1. Mecanismo de altura ajustable'
 2. Sorbatex antibacterial
 3. 7 niveles de ajuste preciso
 4. Panel posterior del cuello de una pieza, con inspiración anatómica y borde flexible diseñada para reducir la presión occipital.
 5. Se pone y se quita con facilidad con la opción patentada de ajuste
 6. Perilla de alivio de esternón
 7. Gran apertura traqueal con función mejorada para pacientes en UCI.
 8. Seguro de ajuste de niveles.

TALLAS UNIVERSAL

CODO - MUÑECA - DEDO



SCN1
SOPORTE FISIOLÓGICO PARA
CODO EN NEOPRENO

Producto ideal para el tratamiento de la epicondilitis o codo de tenista. Es muy útil en el cuidado de lesiones ligamentarias del codo.

TALLAS IN CH MED GDE XG



SCN2
SOPORTE LARGO PARA
CODO EN NEOPRENO

Brinda confort y gran soporte durante los procesos dolorosos, causados por un exceso de carga de trabajo sobre los músculos.

TALLAS CH MED GDE XG



SE
SOPORTE PARA
EPICONDILITIS

Alivia la sensación dolorosa provocada por la inflamación del epicondilo lateral, brindando gran confort al paciente.

TALLAS IN CH MED GDE XG



SEN
SOPORTE PARA EPICONDILITIS EN
NEOPRENO

Alivia la sensación dolorosa provocada por la inflamación del epicondilo lateral. Elaborado en neopreno que brinda calor en la región.

TALLAS UNITALLA



SUJ
SUJETADOR PARA MUÑECA (PAR)
Sujetador de muñeca para inmovilizar pacientes agitados intrahospitalarios. Elaborado en laminados de algodón acolchado para evitar laceraciones, cinta resistente con hebilla que permite la correcta sujeción.
Usos: En pacientes inconscientes, neurológicos, o bajo efectos de anestesia.

TALLAS IN UNIVERSAL ADULTO



SMU
MUÑEQUERA DE NEOPRENO

Proporciona termo-compresión y estabilización, indicaciones: inestabilidades leves para la prevención de lesiones de muñeca por prácticas deportivas y actividades laborales. Sustituye al vendaje convencional.

TALLAS UNIVERSAL



SMN-D
SOPORTE PARA MUÑECA
DERECHA EN NEOPRENO

SMN-I
SOPORTE PARA MUÑECA
IZQUIERDA EN NEOPRENO

Indicada principalmente para la rehabilitación postquirúrgica de fracturas o esguinces de muñeca, extirpación de quiste sinovial o síndrome de Túnel del Carpo. Proporciona un soporte moderado de la articulación.

TALLAS IN CH MED GDE XG



SME-D
SOPORTE ELÁSTICO PARA
MUÑECA DERECHA

SME-I
SOPORTE ELÁSTICO PARA
MUÑECA IZQUIERDA

Especial en el tratamiento de lesiones no severas que no requieran inmovilización de la articulación, como traumatismo de leve a moderado, bursitis, tendinitis, etc.

TALLAS IN CH MED GDE XG



SNDU
SOPORTE P/MUÑECA
BOOMERANG DERECHA

SNIU
SOPORTE P/MUÑECA
BOOMERANG IZQUIERDA

Es indicado en diversas lesiones tanto de muñeca como del pulgar, que requieran un soporte moderado de las articulaciones, como pueden ser: esguinces, luxaciones, síndrome de Quervain's y otras lesiones deportivas.

TALLAS UNIVERSAL



FEM1-D
FÉRULA FISIOLÓGICA PARA MUÑECA
DERECHA

FEM1-I
FÉRULA FISIOLÓGICA PARA MUÑECA
IZQUIERDA

Se emplea principalmente para el tratamiento de fracturas de muñeca y esguinces, así como en todos los padecimientos que requieren inmovilización de la articulación.

Está elaborada con loneta reforzada, cuenta con una cucharita palmar orientada a 45°.

TALLAS PE IN CH MED GDE XG



FEM2-D
FÉRULA PARA MUÑECA Y ANTEBRAZO
DERECHO

FEM2-I
FÉRULA PARA MUÑECA Y ANTEBRAZO
IZQUIERDO

Soporte metálico protegido con hule espuma, cubierto de vinilo. Utilizable en caso de lesión ligera, contusión articular. Tendosinoviosis o inmovilización de emergencia. Puede utilizarse como sustituto de enyesado secundario.

TALLAS PE IN CH MED GDE XG



FEM3
FÉRULA PARA MUÑECA Y ANTEBRAZO
UNIVERSAL

Es una férula abierta, indicada en esguinces, fracturas y en procedimientos postquirúrgicos que pueden adaptarse para mano izquierda y derecha.

TALLAS UNIVERSAL



FEM5-D
FÉRULA PARA MUÑECA DE LUX
DERECHA

FEM5-I
FÉRULA PARA MUÑECA DE LUX
IZQUIERDA

Indicada para tendinitis de Quervain's. Sostiene el pulgar, ideal para tendosinovitis, tendinitis y lesiones deportivas. Sus cierres de velcro permiten una fácil aplicación.

TALLAS CH MED GDE XG



FEM6-D
FÉRULA CON PULGAR EN ABDUCCIÓN
DERECHA

FEM6-I
FÉRULA CON PULGAR EN ABDUCCIÓN
IZQUIERDA

Muñequera que permite la estabilización, limita el movimiento de la articulación de la muñeca y mantiene el pulgar en posición funcional. Esta indicado en tendinitis, lesiones deportivas y post-traumáticas, traumatismos para-articulares de muñecas sin fractura.

TALLAS CH MED GDE XG



FEM7
FÉRULA PARA PULGAR EN ADUCCIÓN
UNIVERSAL

Muy útil en el tratamiento del síndrome de Quervain's, lesiones deportivas, estados dolorosos por artritis reumatoides y tendinitis, limitando el movimiento de la articulación del dedo pulgar.

TALLAS UNIVERSAL



SMDIE
SOPORTE P/MUÑECA DUAL
IMPORTADO

Indicada para tendinitis de Quervain's. Sostiene el pulgar, ideal para tendosinovitis, tendinitis y lesiones deportivas. Sus cierres de velcro permiten una fácil aplicación.

TALLAS CH MED GDE XG

CODO - MUÑECA - DEDO



FED1
FÉRULA PARA DEDO TIPO RANA

Especial para inmovilización de los dedos de la mano, en padecimientos tales como esguinces y fracturas de la falange media distal.

REGISTRO SANITARIO No. 2212C2017 SSA

TALLAS CH MED GDE



FED2
FÉRULA PARA DEDO TIPO SOMBRILLA

Especial para la inmovilización de los dedos de la mano en padecimientos tales como esguinces y fracturas de la falange media distal.

REGISTRO SANITARIO No. 2212C2017 SSA

TALLAS CH MED GDE XG



FED3 Ancho 3/4"
FED13 Ancho 1/2"

FÉRULA CON SOPORTE PARA DEDO UNIVERSAL

Indicada en tendinitis, esguinces y fracturas de los dedos de la mano. Elaborada en aluminio con hule espuma en medida de 12" de largo y dos opciones de ancho, para cortar según necesidades.

REGISTRO SANITARIO No. 2212C2017 SSA

TALLAS UNITALLA



FED4
FÉRULA PARA PULGAR Y DEDOS

Especialmente indicada en fracturas de escafoides y metacarpo del pulgar. Puede ser utilizada en otros dedos, ajustandola de acuerdo a distintas necesidades.

REGISTRO SANITARIO No. 2212C2017 SSA

TALLAS CH MED GDE XG



FED5
FÉRULAS DE PLÁSTICO PARA DEDO

Férula rígida para fracturas de falangea distal de todos los dedos de la mano.

TALLA 1 2 3 4 5 6

DIÁMETRO 1.57" 1.77" 1.96" 2.40" 2.55" 2.75"



REGISTRO SANITARIO No. 2212C2017 SSA

FED14
FÉRULA PARA DEDO BEISBOLISTA

Férula de aluminio maleable e interior de hule espuma para dar al paciente mayor comodidad, para su colocación sus velcros adheribles se pueden ajustar. Indicada para la inmovilización de dedos de la mano en esguinces y fracturas de falange media y distal.

TALLAS CH MED GDE

Férula de aluminio, moldeable según la necesidad de cada paciente, recomendada en el tratamiento de la inestabilidad leve de articulaciones interfalángicas.



MEDIDAS
83 mm
110 mm
134 mm
160 mm
186 mm
220 mm



MEDIDAS
58 mm
83 mm
106 mm

FED6
FÉRULAS DIGITALES
REGISTRO SANITARIO No. 2212C2017 SSA

FED7
SOPORTES DIGITALES



FED1E
FERULA PARA DEDO TIPO RANA IMPORTADA

Especial para inmovilización de los dedos de la mano, en padecimientos tales como esguinces y fracturas de la falange media distal.

TALLAS CH MED GDE



FED2E
FERULA PARA DEDO TIPO SOMBRILLA IMPORTADA

Especial para inmovilización de los dedos de la mano, en padecimientos tales como esguinces y fracturas de la falange media distal.

TALLAS CH MED GDE



FDPSIE
FERULA PLÁSTICA PARA DEDO TIPO SOMBRILLA IMPORTADA

Especial para la inmovilización de los dedos de la mano, en padecimientos tales como esguinces y fracturas de la falange media distal.

TALLAS CH MED GDE



FED5IE
FERULA DE PLÁSTICO PARA DEDO IMPORTADA

Especial para inmovilización de los dedos de la mano, en padecimientos tales como esguinces y fracturas de la falange media distal.

NUMEROS 0 1 2 3 4 5

DIÁMETRO 1,57" 1,77" 1,96" 2,16" 2,55" 2,95"



FD14IE
FERULA PARA DEDO BEISBOLISTA IMPORTADA

Férula de aluminio maleable e interior de hule espuma para dar al paciente mayor comodidad. Indicada para la inmovilización de dedos de la mano en esguinces y fracturas de falange medio y distal.

TALLAS CH MED GDE



SMIE
SOPORTE P/MUÑECA IZQ IMPORTADA

SMDIE
SOPORTE P/MUÑECA DERECHA IMPORTADA

Indicada para tendinitis de Quervain's. Sostiene el pulgar, ideal para tendosinovitis, tendinitis y lesiones deportivas. Sus cierres de velcro permiten una fácil aplicación.

TALLAS CH MED GDE XG



FEM8
FÉRULA PARA MUÑECA CON AGUJETA.
DERECHA / IZQUIERDA

Férula para muñeca semirrígida, diseñada para inmovilizar y proporcionar un firme apoyo a la mano y muñeca, permitiendo una función completa de los dedos.

Es auxiliar en el tratamiento de esguinces, síndrome del túnel carpiano, bursitis, tendinitis y tenosinovitis. Esta elaborada en tela suave y transpirable, la cual se adapta ergonómicamente a la muñeca. Gracias a su fácil sistema de ajuste y colocación de agujeta, la compresión es más homogénea y anatómica.

TALLAS CH MED GDE



INHN
INMOVILIZADOR DE HOMBRO UNIVERSAL NEGRO

Auxiliar en el tratamiento de lesiones agudas, acromioclaviculares y contusiones.

Se puede usar para el hombro izquierdo o derecho.

Sistema de cierre y fijación que permiten regular la altura del brazo y ajustarlo a distintas posiciones.

Fabricado en velour, acojinado.

Diseño elegante y súper ligero.

TALLAS UNIVERSAL ADULTO

	LARGO	ANCHO
BOLSA	30 cm	23 cm
CINTURÓN	1.37 m	14 cm
CINTA	1.17 m	5 cm

HOMBRO - BRAZO



INH-E
INMOVILIZADOR ELÁSTICO
DE HOMBRO

TALLAS CH MED GDE XG

Auxiliar en el tratamiento de las tendinitis de hombro, así como de la lesión de manguito rotador. Proporciona una cómoda inmovilización y puede ser adaptado para ambos brazos.



INH-U
INMOVILIZADOR DE HOMBRO
UNIVERSAL

TALLAS PE IN

UNIVERSAL ADULTO

Permite el tratamiento de lesiones agudas, como luxaciones acromioclaviculares y contusiones. Es indicado también, para la tensión postquirúrgica de estos mismos padecimientos. Se puede ajustar a distintas posiciones.



IAUIE
INMOVILIZADOR DE ABDUCCIÓN
IMPORTADO NEGRO

TALLAS UNIVERSAL

Proporciona la inmovilización de la articulación del hombro en abducción, después de la reparación del manguito rotador o fractura de la cintura escapular, luxación del hombro, subluxación o inestabilidad del hombro. La almohadilla de espuma proporciona un mayor soporte y es adaptable para ambos lados. Pelota de ejercicio que ayuda a estimular la circulación.



SOHU
SOPORTE PARA HOMBRO
UNIVERSAL

TALLAS UNIVERSAL

Este soporte ayuda a aliviar lesiones leves en el hombro como contracturas o pequeños esguinces. Se puede usar en ambos lados.



CA
CABESTRILLO AZUL

TALLAS PE IN CH MED GDE XG



CAN
CABESTRILLO NEGRO


TALLAS PE IN CH MED GDE XG



CAD
CABESTRILLO DE DUBETINA

TALLAS UNIVERSAL

Se emplea como auxiliar para soportar el peso del aparato de yeso braquialmar, evitando así, la tendinitis secundaria por estiramiento.





FC-H
FAJA COSTAL DE HOMBRE

Especial para el tratamiento de fracturas y contusiones de los arcos costales, ya que restringe la expansión del tórax sin limitar la respiración.

Elaborado con elástico afelpado blanco con dubetina.
Por la suavidad del material, es bien aceptado por el paciente.

TALLAS

UNIVERSAL



FC-M
FAJA COSTAL MUJER

Las mismas indicaciones de FC-H.
La curvatura de su especial diseño lo hace más cómodo para la mujer.

TALLAS

UNIVERSAL



SAD
SOPORTE ABDOMINAL DOBLE ALTO

Indicado para mantener estable la pared abdominal después de una cirugía, como laparotomía, colecistectomía, cesárea, entre otras. Evitando el "enrollamiento" con un doble alto de 12".

TALLAS

UNITALLA



SAB
SOPORTE ABDOMINAL BAJO

Adecuado para pacientes de talla corto e indicado para mantener estable la pared abdominal después de haberse practicado algún procedimiento quirúrgico como laparotomía, colecistectomía y cesárea, entre otros.

ALtura: 8"1/4

TALLAS

UNIVERSAL

UNIVERSAL



SAA
SOPORTE ABDOMINAL ALTO

Indicado para mantener estable la pared abdominal después de haberse practicado algún procedimiento quirúrgico como laparotomía, colecistectomía y cesárea, entre otros.

Altura: 10"1/4

TALLAS UNIVERSAL



FAD-N
FAJA DEPORTIVA EN NEOPRENO

Faja con propiedades termogénicas mantiene el calor corporal y retiene la humedad, indicada en los padecimientos que requieren dichas características y para la práctica del deporte.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG	XXG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48
Cms.	70-81	81-91	91-102	102-112	112-122



FA2
FAJA INDUSTRIAL NEGRA

Proporciona una excelente protección contra lesiones y estrés en la espalda baja, provocados por el trabajo físico, o bien por levantar objetos pesados.

Posee tirantes ajustables que facilitan su colocación.

Puede ser usada sobre la ropa.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG	XXG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48
Cms.	70-81	81-91	91-102	102-112	112-122



FA3
FAJA INDUSTRIAL BLANCA

Proporciona una excelente protección contra lesiones y estrés en la espalda baja, provocados por el trabajo físico, o bien por levantar objetos pesados.

Posee tirantes ajustables que facilitan su colocación.

Puede ser usada sobre la ropa.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44
Cms.	70-81	81-91	91-102	102-112



FA12
FAJA INDUSTRIAL

Proporciona una excelente protección contra lesiones y estrés en la espalda baja, provocados por el trabajo físico o bien, por levantar objetos pesados. Posee tirantes ajustables que facilitan su colocación.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44
Cms.	70-81	81-91	91-102	102-112



FA1
FAJA DORSOLUMBAR

Se emplea principalmente en el tratamiento de esguinces y compresiones dorsolumbares, causados por movimientos bruscos que impactan dicha región. Por su forma, también se conoce como soporte tipo Taylor.


TALLAS	IN	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	26-30	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	73	70-81	81-91	91-102	102-112	112-122	122-132



FSK01
FAJA DORSOLUMBAR SKIN

Se emplea principalmente en el tratamiento de esguinces y compresiones dorsolumbares, causados por movimientos bruscos que impactan dicha región. Por su forma, también se conoce como soporte tipo Taylor.

TALLAS	IN	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	26-30	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	73	70-81	81-91	91-102	102-112	112-122	122-132



FA4
FAJA PARA EMBARAZO

En el embarazo, el anillo pélvico pierde integridad debido al estiramiento muscular. La faja para embarazo, permite restaurar con firmeza y suavidad dicha zona, evitando con ello el dolor y la incomodidad. Es ideal para prevenir los dolores de espalda baja, ya que cuenta con varillas posteriores flexibles.

TALLAS	UNIVERSAL
--------	-----------



FSK04
FAJA PARA EMBARAZO UNIVERSAL SKIN

En el embarazo, el anillo pélvico pierde integridad debido al estiramiento muscular. La faja para embarazo, permite restaurar con firmeza y suavidad dicha zona, evitando con ello el dolor y la incomodidad. Es ideal para prevenir los dolores de espalda baja, ya que cuenta con varillas posteriores flexibles.

TALLAS UNIVERSAL



FSK07
FAJA SACROLUMBAR REFORZADA SKIN

Ideal para el tratamiento de lumbagias sacroileitis y esguinces. Es muy cómoda, proporciona estabilidad y una grata sensación de seguridad.

Tiene un alto de 11".

TALLAS	CH	MD	GDE	XG
Pulg.	28 - 32	32 - 36	36 - 40	40 - 44
Cms.	70 - 81	81 - 91	91 - 102	102 - 112



FPQ
FAJA POST QUIRURGICA SKIN

Indicado para mantener estable la pared abdominal después de haberse practicado algún procedimiento quirúrgico como laparotomía, colecistectomía y cesárea, entre otros.

Tiene una altura de 11".

TALLAS UNIVERSAL



CPI
CORRECTOR DE POSTURA CON IMANES

Indicada para corregir la mala postura y la espalda encorvada.

Cuenta con imanes, colocados estratégicamente hacia la región lumbar y la columna vertebral. Brinda terapia eléctrica e imanoterapia.

Auxiliar en el tratamiento de los dolores de espalda. Ergonómico de tirantes con correa ajustable con velcro en forma de chaleco con faja.

Se puede llevar bajo la ropa.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG
Pulg.	22 - 28	27 - 33	32 - 38	37 - 43



CPCN
CORREA PARA CLAVICULA NEGRA

Limita el movimiento de la clavícula durante el tratamiento de una fractura.

Indicada como auxiliar para corregir la mala postura, dolor de espalda, dolor de cuello y hombro.

Diseñada ergonómicamente para proporcionar soporte y comodidad al estabilizar la clavícula. Elaborada en tela suave y transpirable.

Cuenta con correas ajustables y soportes acojinados para un uso confortable.

TALLAS UNIVERSAL



FA5
FAJA SACROLUMBAR

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más confortable.

Diseñada con el elástico, malla y velcro.

Sus correas laterales de doble tensión, así como las cuatro varillas flexibles posteriores, permiten la flexión cómoda y segura.

TALLAS	IN	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	26-30	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	73	70-81	81-91	91-102	102-112	112-122	122-132



FSK05
FAJA SACROLUMBAR SKIN

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más confortable.

Diseñada con el elástico, malla y velcro.

Sus correas laterales de doble tensión, así como las cuatro varillas flexibles posteriores, permiten la flexión cómoda y segura.

TALLAS	IN	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	26-30	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	73	70-81	81-91	91-102	102-112	112-122	122-132



FA6
FAJA SACROLUMBAR ENTALLADA

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más confortable. Diseñada con el elástico, malla y velcro.

Sus bandas laterales de doble tensión, así como las 4 varillas flexibles posteriores, permiten la flexión cómoda y segura.

Tiene la ventaja de amoldarse perfectamente al talle, razón por la cual, es ideal para la mujer.

TALLAS	CH	CH-M	M-G	GDE	XG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48
Cms.	70-81	81-90	91-102	102-112	112-122



FA7
FAJA SACROLUMBAR REFORZADA

Ideal para el tratamiento de lumbalgias sacroileitis y esguinces. Es muy cómoda, proporciona estabilidad y una grata sensación de seguridad.

TALLAS	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	70-81	81-90	91-102	102-112	112-122	122-132



FA8
FAJA SACROLUMBAR REFORZADA
ENTALLADA

Ideal para el tratamiento de lumbalgias sacroileitis y esguinces. Es muy cómoda, proporciona estabilidad y una grata sensación de seguridad. Tiene la ventaja de amoldarse perfectamente al talle, razón por la cual, es ideal para la mujer.

TALLAS	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	70-81	81-90	91-102	102-112	112-122	122-132



FA9
FAJA SACROLUMBAR SUPER-REFORZADA

Específica en lesiones de la columna sacrolumbar que requieren de una inmovilización intensa, como el caso de padecimientos pre o postquirúrgicos. Cuenta con varillas metálicas rígidas posteriores y cierres de velcro al frente, para una compresión extra.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG	XXG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48
Cms.	70-81	81-90	91-102	102-112	112-122



FA10
FAJA LUMBOSACRA

La misma indicación que la FA5.

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más confortable.

Diseñada con el elástico, neopreno y velcro. Sus bandas laterales de doble tensión, así como las 4 varillas flexibles posteriores, permiten la flexión cómoda y segura.

Tiene la ventaja de contar con neopreno en la parte posterior, lo que es un auxiliar para mantener el calor corporal en la región.

TALLAS	CH	CH-M	M-G	GDE	XG	XXG
Pulg.	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48	48-52
Cms.	70-81	81-90	91-102	102-112	112-122	122-132



SLIE
SOPORTE LUMBAR ELÁSTICO
IMPORTADO

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más confortable.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG
--------	----	-----	-----	----



SEIE
SOPORTE ELÁSTICO IMPORTADO

Indicado para mantener estable la pared abdominal después de haberse practicado algún procedimiento quirúrgico como laparotomía, colecistectomía y cesárea, entre otros.

TALLAS CH MED GDE XG



FNE
FAJA EN NEOPRENO IMPORTADA

Faja con propiedades termogénicas mantiene el calor corporal y retiene la humedad, indicada en los padecimientos que requieren dichas características y para la práctica del deporte.

TALLAS CH MED GDE XG



FIE
FAJA INDUSTRIAL

Ideal para la protección contra lesiones y estrés en la espalda baja, ocasionados por el trabajo físico. Con tirantes ajustables.

TALLAS CH MED GDE XG



COPUIE
CORRECTOR DE POSTURA UNIVERSAL
IMPORTADO

Indicado en el tratamiento de la mala postura provocada por problemas de costumbre al caminar, o bien, al sentarse, padecimiento muy común entre adolescentes. El suave material del producto así como su fácil colocación lo hacen ideal para el tratamiento de dicho padecimiento.

TALLAS UNIVERSAL



INCD / INCI
INMOVILIZADOR DE CADERA
IZQUIERDA - DERECHA

Indicado para el tratamiento postquirúrgico o conservador de los trastornos de la cadera que requieran también un control de la abducción/aducción además de la flexo-extensión y rotación. Fácil de colocar gracias a que está provista de cierres de velcro que hacen simple cualquier ajuste.

TALLAS CH MED GDE XG



SI
FAJA INGUINAL

Soporte con cojinetes moldeados de doble soporte, que proporciona mayor comodidad. Indicado para hernia inguinal, lateral o ambas.

TALLAS CH MED GDE XG



SUS
SUSPENSORIO

Recomendado para cualquier actividad física vigorosa en las cuales corra riesgo el aparato genital masculino, como una torcedura o un golpe. Se benefician los deportistas o quienes hagan actividades que demanden esfuerzo.

TALLAS CH MED GDE XG



COP
CORRECTOR DE POSTURA

Indicado en tratamiento de la mala postura provocada por problemas de costumbre al caminar, o bien, al sentarse, padecimiento muy común entre los adolescentes. El suave material del producto así como su fácil colocación lo hacen ideal para el tratamiento de dicho padecimiento.

TALLAS IN CH MED GDE XG



T-CORSET
CORSET DE JEWETT

Este corset proporciona una descarga de los cuerpos vertebrales. Además de proveer limitación lateral. Cuenta con tres puntos con apoyo: lumbar, esternal y púbico, es ajustable, elaborado de aluminio y vinil. Está indicado para fracturas vertebrales, cifosis dorsal, osteoporosis y mal de Pott.


TALLAS CH MED GDE XG



CPC
CORREA PARA CLAVÍCULA

Este soporte de fácil colocación, también es conocido como vendaje de Ocho ó Arnés para clavícula. Es excelente para el tratamiento conservador de fracturas claviculares.

TALLAS PE IN CH MED GDE XG



T-CORSET
CORSET DE TAYLOR

Indicado en Espondiloartrosis, postquirúrgico de cirugía de columna y fracturas estables.

TALLAS CH MED GDE XG



MUSLO - RODILLA



SOM
SOPORTE PARA MUSLO EN NEOPRENO

Soporte indicado en la prevención de lesiones musculares, ya que ofrece un soporte continuo a las estructuras del muslo.

Al estar elaborado con neopreno, mejora la circulación, favoreciendo con ello la rehabilitación.

TALLAS IN CH MED GDE XG XXG



RON1
ANILLO SUBROTULIANO EN NEOPRENO

Utilizado especialmente en condromalacia de la rótula. Proporciona una compresión firme y un soporte excelente.

TALLAS IN CH UNIVERSAL ADULTO



RON2
ESTABILIZADOR PARA RÓTULA EN NEOPRENO

Proporciona fijación rotuliana evitando deslizamientos laterales de la patela en caso de luxación. Está indicado además en condromalacias, tendinitis y síndrome de Osgood-Shlatter. Contiene un soporte en forma de herradura que se amolda perfectamente a la rótula.

TALLAS CH MED GDE XG XXG



RON3
RODILLERA ABIERTA EN NEOPRENO

Especial para el tratamiento de lesiones leves o artralgias que requieran de calor en su atención. Al ser abierta, permite un acomodo más fácil y rápido.

TALLAS IN CH MED GDE XG XXG



RON4
RODILLERA CON BISAGRAS LIBRES ABIERTA EN NEOPRENO

Indicada en el tratamiento de lesiones ligamentarias, así como en aquellas que requieren estabilización lateral firme. Este aparato tiene la ventaja de estar abierto y permitir un ajuste a la rodilla aunque se encuentre inflamada.

(Mecánica abierta)

TALLAS PE IN CH MED GDE XG XXG



RON5
RODILLERA DE NEOPRENO

Indicada en el tratamiento de lesiones ligamentarias, así como en aquellas que requieren estabilización lateral firme.

(Mecánica cerrada)

TALLAS CH MED GDE XG XXG



RON6
RODILLERA ESPECIAL EN NEOPRENO

Auxiliar en el tratamiento, prevención y rehabilitación de lesiones ligamentarias de la rodilla. Cuenta con arco de movimiento graduable en pasos de 15°, mismos que se limitan a los orificios correspondientes a los círculos centrales, mediante dos tornillos adaptables.

TALLAS CH MED GDE XG XXG



RON7
MANGA PARA RODILLA EN NEOPRENO

Especial para la prevención de lesiones musculares y tendinosas de la rodilla.

TALLAS IN CH MED GDE XG XXG



RON12D / RON12I
ESTABILIZADOR LATERAL DE RÓTULA
IZQUIERDA / DERECHA

Brinda fijación rotuliana evitando deslizamientos laterales de la patela. Está indicada en condromalacia y subluxación de rótula.

TALLAS CH MED GDE XG XXG



RON13
RODILLERA ELÁSTICA

Rodillera en forma de tubo, de fácil colocación que protege la actividad muscular de la articulación de la rodilla.

TALLAS CH MED GDE XG



ROE14
RODILLERA ELÁSTICA IMPORTADA

Rodillera en forma de tubo, de fácil colocación que protege la actividad muscular de la articulación de la rodilla.

TALLAS CH MED GDE XG



ROES15
RODILLERA ELÁSTICA CON SOPORTE ROTULIANO
IMPORTADA

Rodillera en forma de tubo, de fácil colocación que protege la actividad muscular y proporciona estabilidad rotuliana.

TALLAS CH MED GDE XG



SRNUIE
SOPORTE ABIERTO P/RODILLA EN NEOPRENO
UNIVERSAL IMPORTADO

Especial para la prevención de lesiones musculares y tendinosas de la rodilla.

TALLA UNIVERSAL ADULTO



SMIE
SOPORTE P/MUSLO IMPORTADO

Soporte para la prevención de lesiones musculares, ya que ofrece un soporte continuo a las estructuras del muslo. Al ser neopreno, mejora la circulación, favoreciendo con ello la rehabilitación.

TALLAS CH MED GDE XG



ASIE - UNIVERSAL
ANILLO SUBROTULIANO IMPORTADO

Utilizado especialmente en condromalacia de la rótula. Proporciona una compresión firme y un soporte excelente.

TALLA UNIVERSAL



ERNE
ESTABILIZADOR ABIERTO PARA RODILLA
EN NEOPRENO IMPORTADO

Proporciona fijación rotuliana evitando deslizamientos laterales de la pateta en caso de luxación. Está indicado además en condromalacias, tendinitis y síndrome de Osgood-Shlatter.

TALLAS UNIVERSAL ADULTO

MUSLO - RODILLA



SPRCIE
SOPORTE PARA RODILLA CORTO EN NEOPRENO
UNIVERSAL IMPORTADO

Especial para la prevención de lesiones musculares y tendinosas de la rodilla.

TALLAS UNIVERSAL



SOPRIE
SOPORTE PARA RODILLA EN NEOPRENO
UNIVERSAL IMPORTADO

Soporte para rodilla ajustable, proporciona fijación rotuliana evitando deslizamientos. Reduce el dolor y la inflamación.

TALLAS UNIVERSAL



FER1
FÉRULA PARA RODILLA

FER2
FÉRULA PARA RODILLA TRIPANEL
UNIVERSAL

Indicada para inmovilizar la rodilla, puede reemplazar el molde de yeso en caso de contusiones y menisopatías. Uso postquirúrgico o para inmovilización total de la articulación.

TALLAS	CH	MED	GDE	XG	TALLAS	UNIVERSAL
Alto En Pulgadas	19' 1/2	19' 1/2	19' 1/2	19' 1/2	Alto En Pulgadas	19' 3/4



FER3
FÉRULA PARA RODILLA CON ARCO DE MOVIMIENTO

TALLAS	CH	MED	GDE	XG
Alto En Pulgadas	20' 3/4	20' 3/4	21'	22'

FER4
FÉRULA PARA RODILLA CON ARCO DE MOVIMIENTO UNIVERSAL

TALLAS	UNIVERSAL	Alto En Pulgadas	19' 1/2
--------	-----------	------------------	---------

Indicada en la atención postquirúrgica de reparación y reconstrucción de ligamentos y menisopatías, ya que brinda estabilidad anterior y posterior. Ofrece también soporte después de un retiro temprano del enyesado primario. Así mismo, es adecuada para la atención y rehabilitación de lesiones no quirúrgicas y proporciona una inmovilización con movimiento moderado, permitiendo bloquear la flexión y la extensión para un fácil y seguro control de los arcos de movimiento.



FER7
FÉRULA PARA RODILLA CORTA

Indicada para inmovilizar la rodilla, puede reemplazar el molde de yeso en caso de contusiones y menisopatías. Uso postquirúrgico o para inmovilización total de la articulación.

TALLAS	UNIVERSAL
Alto En Pulgadas	16'



FER8
FÉRULA PARA RODILLA TRIPANEL

Indicada para inmovilizar la rodilla, puede reemplazar el molde de yeso en caso de contusiones y menisopatías. Uso postquirúrgico o para inmovilización total de la articulación.

TALLAS	UNIVERSAL
Alto En Pulgadas	24'



FER9IE
FÉRULA PARA RODILLA TRIPANEL UNIVERSAL
IMPORTADA

Indicada para inmovilizar la rodilla, puede reemplazar el molde de yeso en caso de contusiones y menisopatías. Uso postquirúrgico o para inmovilización total de la articulación.

TALLA	UNIVERSAL	LARGO 21" (53 cm)
-------	-----------	-------------------



RON16
RODILLERA POST OPERATORIA UNIVERSAL
IMPORTADA

Férula diseñada para promover un bloqueo de la extensión de la articulación de la rodilla, en casos de cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado u otros procedimientos o lesiones que requieren inmovilizar o alinear completamente la articulación de la rodilla. Puede ser utilizado en la pierna izquierda o la derecha y se adapta a diferentes longitudes. Diseñada con cojines antideslizantes en el interior.

TALLA	UNIVERSAL
-------	-----------



**SON
SUJETADOR DE SONDA FOLEY**

Descripción:

Diseñado para sujetar la sonda a la pierna, evitando movimientos bruscos. Este producto está elaborado con dubetina para su comodidad y cinta elástica para un ajuste perfecto.

TALLAS UNIVERSAL

Modo de uso:

- 1.- Coloque el sujetador de sonda Foley MEDIPAR alrededor de la parte alta del muslo del paciente (aproximadamente 10 cm por debajo de la ingle). Ajuste de acuerdo al soporte requerido y ciérrelo con el velcro.
 - 2.- Coloque la sonda Foley sobre la costura blanca de la tira de gancho.
 - 3.- Cuando la sonda esté colocada de acuerdo a lo indicado, pase la punta más chica de la tira sobre la sonda e insértela a través de la ranura rectangular de la tira, de manera que queden superpuestas.
 - 4.- Tire las tiras en dirección opuesta para ajustar la sonda.
- * Asegúrese de no obstruir la sonda.
* No es necesario un afeitado previo para el uso del producto.



**REI
RODILLERA ELÁSTICA CON INFRARROJO**

Indicada para dar estabilidad a la rodilla y proteger la actividad muscular. Sistema infrarrojo que ayuda a la compresión y mejora la circulación. Rodillera tubular de fácil colocación. Reduce el dolor y la hinchazón causada por lesiones menores. Hipoalérgica. Suave confort al contacto. Elaborada en tela de bambú.

TALLAS CH MED GDE XG



**RMG
RODILLERA MECÁNICA GRADUADA**

Indicada para el tratamiento y rehabilitación postquirúrgica de la rodilla. Así como para el tratamiento de lesiones ligamentarias que requieren estabilización lateral. Rodillera abierta. Cuenta con 2 rótulas de graduación lateral de rango de movimiento que limita la flexión y la extensión. La rótula tiene velcro plástico, para adherirse de forma segura y confortable a la rodillera. Dona estabilizadora. Se puede usar en la rodilla derecha o izquierda. Fabricada en neopreno, lo cual ejerce un efecto terapéutico. Ayuda a disminuir los dolores crónicos.

TALLAS CH MED GDE XG





TPU
TRACCIÓN DE PIERNA

La tracción de pierna ayuda a estabilizar las fracturas de fémur antes de la cirugía. Con tracción recta, proporciona alivio del dolor de la fractura, y por ser elaborado de un material suave, ayuda a impedir la formación de úlceras maleolares, laterales y de talón. Durante el periodo anterior a la cirugía, cuando el paciente carece de control de la pierna, la eleva y controla el pie en la extensión y la rotación.

TALLAS UNIVERSAL



SPN
SOPORTE DE PANTORRILLA EN NEOPRENO

Brinda apoyo y compresión a nivel de la pantorrilla. Por las características del neopreno de generar calor favorece la circulación, coadyuvando a una rápida recuperación en caso de lesión. Se puede usar en la pantorrilla derecha o izquierda.

TALLAS CH MED GDE XG



STL
SOPORTE PARA TOBILLO EN LONETA

Indicado en el tratamiento de esguinces y en la rehabilitación de diversos padecimientos de traumatismos de tobillo.

TALLAS IN CH MED GDE XG



STN
SOPORTE PARA TOBILLO EN NEOPRENO

Auxiliar en el tratamiento de esguinces menores, o bien, en lesiones provocadas por esfuerzo excesivo.

TALLAS IN CH MED GDE XG



STNR
SOPORTE PARA TOBILLO EN NEOPRENO REFORZADO

Indicado en todas las lesiones que requieren calor. Excelente en el tratamiento de esguinces de tobillo, se ajusta perfectamente al tobillo y empeine, con soportes extras para mayor estabilidad a través de sus cintas con amarre en ocho.

TALLAS CH MED GDE



SET
TOBILLERA ELÁSTICA

Ideal para el tratamiento de esguinces y torceduras, proporciona una compresión suave, dando un soporte firme con flexibilidad, elástico en forma de tubo.

TALLAS CH MED GDE XG



STE
SOPORTE ELÁSTICO PARA TOBILLO

Apto para el tratamiento de lesiones que requieren una cómoda compresión que no limite el movimiento. Es de fácil colocación y puede ser utilizado también para la prevención de lesiones deportivas.

TALLAS UNITALLA



STR
SOPORTE ELÁSTICO REFORZADO PARA TOBILLO

Ideal para la prevención de lesiones del tobillo provocadas por actividades deportivas, así como medida precautoria para esguinces. Sirve también durante la rehabilitación de fracturas del tobillo.

TALLAS CH MED GDE XG



STRN
SOPORTE PARA TOBILLO ELÁSTICO NEGRO

Ideal para la prevención de lesiones del tobillo provocadas por actividades deportivas, así como medida precautoria para esguinces. Sirve también durante la rehabilitación de fracturas del tobillo.

TALLAS CH MED GDE



SFPD / SFPI
SOPORTE PARA FASCITIS PLANTAR

Este soporte ayuda a aliviar el dolor de la inflamación causada por la fascitis plantar. Permite que el paciente refuerce los músculos del pie, el arco y la pierna baja, así como para estirar el tendón de Aquiles, manteniendo la tensión constante durante el uso, además permite que el paciente se ejercite durante su uso. Este producto está contraindicado para pacientes con deficiencia circulatoria.

TALLAS CH GDE



STIE
SOPORTE PARA TOBILLO IMPORTADO

Indicado en el tratamiento de esguinces y en la rehabilitación de diversos padecimientos de traumatismo de tobillo.

TALLAS CH MED GDE XG



SRTIE
SOPORTE REFORZADO P/TOBILLO IMPORTADO

Excelente en el tratamiento de esguinces de tobillo, se ajusta perfectamente al tobillo y empeine, con soportes extras para mayor estabilidad a través de sus cintas con amarre en ocho.

TALLAS CH MED GDE XG



STNE
SOPORTE ELÁSTICO PARA TOBILLO, NEGRO IMPORTADO

Ideal para el tratamiento de esguinces y torceduras; proporciona una compresión suave, dando un soporte firme con flexibilidad; elástico en forma de tubo.

TALLAS CH MED GDE XG



STEE
SOPORTE ELÁSTICO PARA TOBILLO, SKIN IMPORTADO

Ideal para el tratamiento de esguinces y torceduras; proporciona una compresión suave, dando un soporte firme con flexibilidad; elástico en forma de tubo.

TALLAS CH MED GDE XG



STGU
SOPORTE PARA TOBILLO EN GEL UNIVERSAL

Esta tobillera es un auxiliar de la rehabilitación que logra dar el soporte necesario gracias a las placas laterales rígidas, y confort por sus compresas con aire y gel. Se ajusta fácilmente con los cinturones de contactel.

TALLAS UNIVERSAL



STGUIE
SOPORTE PARA TOBILLO CON GEL, IMPORTADO

Este soporte está indicado en el tratamiento de esguince de tobillo de moderado a severo y en el retiro temprano del aparato de yeso para facilitar la rehabilitación, las cubiertas de gel pueden ser enfriadas para dar terapia fría cuando de requiera.

TALLAS UNIVERSAL



STEN
NEGRO

SOPORTE ELÁSTICO PARA TOBILLO

Apto para tratamiento de lesiones que requieren una cómoda compresión que no limite el movimiento. Es de fácil colocación y puede ser utilizado también para la prevención de lesiones deportivas.

TALLAS UNIVERSAL



STESK
SKIN



STRSK
SKIN

SOPORTE ELÁSTICO REFORZADO PARA TOBILLO

Ideal para la prevención de lesiones del tobillo provocadas por actividades deportivas, así como medida precautoria para esguinces. Sirve durante la rehabilitación de fracturas del tobillo.

TALLAS CH MED GDE XG



STRN
NEGRO



TEI
TOBILLERA ELÁSTICA CON INFRARROJO

Tobillera tubular de fácil colocación, ideal para el tratamiento de esguinces y torceduras. Gracias a su sistema infrarrojo, ayuda a la compresión y mejora la circulación. Está elaborada en tejido circular, sin costuras lo cual proporciona una compresión suave y uniforme.

TALLAS CH MED GDE XG



FER14
BOTA WALKER NEUMÁTICA GRADUADA ALTA

Indicada para tratar lesiones de tejidos blandos, esguinces de grado 2 y 3 y fracturas del tobillo.

Sistema ROM graduable, de fácil ajuste para flexión como para extensión.

Sistema neumático con válvula de llenado y botón liberador de aire.

Cuenta con 5 velcros para un ajuste perfecto.

Elaborada en plástico rígido, tela acojinada y un suave acabado en el plantar.

Suela balancín y antideslizante (o antiderrapante) que permite hacer una carga directa o parcial para absorber el impacto y evitar lesiones secundarias.

TALLAS CH MED GDE XG



STAGIE
SOPORTE PARA TOBILLO CON AIRE Y GEL,
IMPORTADO

Este soporte esta indicado en el tratamiento de esguince de tobillo de moderado a severo y en el retiro temprano del aparato de yeso para facilitar la rehabilitación, las cubiertas de gel pueden ser enfriadas para dar terapia fría cuando de requiera.

TALLAS UNIVERSAL



WE
BOTA WALKER IMPORTADA

Indicada para la atención de lesión o atención post-quirúrgica del tobillo. Para fracturas internas o estables de tibia medial.

TALLAS CH MED GDE



FER12
BOTA NEUMÁTICA IMPORTADA

Indicada para la atención de la lesión o atención postquirúrgica del tobillo. Para fracturas internas o estables de tibia medial.

TALLAS CH MED GDE XG



ZWD
BOTA WALKER

Proporciona protección similar al yeso. Es fácilmente ajustable. Al mismo tiempo, no se afloja, debido a los broches herméticos que hacen que la bota presione e inmovilice durante el proceso de curación.

TALLAS CH MED GDE



FER13
BOTA CORTA NEUMÁTICA IMPORTADA

Indicada para tratar lesiones de tejidos blandos, esguinces de grado 2 y 3 y fracturas del tobillo. La valvula de llenado le permite una compresión personalizada para el pie y el tobillo, lo que aumenta la estabilidad y el confort. El suave interior de dubetina y las correas de velcro le permiten un ajuste fácil y rápido. La suela es antiderrapante. Proporciona una protección similar al yeso.

TALLAS CH MED GDE XG



ZTD
ZAPATO VOLADO DE TALÓN

Indicado en el tratamiento postquirúrgico, de traumatismos o ulceraciones del talón, reduce significativamente la presión del impacto producido al caminar. Los cierres permiten sujetar firmemente al pie evitando el deslizamiento del talón y así la fricción, cuenta también con una plantilla removable lo cual permite su ajuste.

TALLAS CH MED GDE



ZVA
ZAPATO VOLADO DEL ANTEPIÉ
IMPORTADO

Diseñado específicamente para reducir el peso llevado por el pie al frente quitando presión al metatarso, promoviendo el alivio, en caso de úlceras diabéticas e infecciones, también funciona como zapato post-operatorio en cirugías de hallux valgus y otras osteotomías. Puede ser utilizado tanto en el pie izquierdo como en el derecho.

TALLAS CH MED GDE XG



ZYL
ZAPATO PARA YESO DE LONETA

Ayuda a la rehabilitación después de haber sufrido una lesión o una cirugía.
Brinda el apoyo requerido a los pacientes enyesados. Está elaborada en loneta impermeable de alta resistencia. La suela está fabricada de plástico EVA. Su suela acanalada evita derrapes.

TALLAS CH MED GDE XG



ZPO
ZAPATO POST OPERATORIO

Auxiliar para el tratamiento de pacientes con padecimientos de artritis reumatoide, diabetes, cirugía post quirúrgica de allus valgus o traumatismo.
Fabricado de una forma neutra, pudiendo adaptarse tanto al pie izquierdo como al derecho.
Elaborado en tela transpirable.
Tiene una plantilla suave para mayor comodidad.
Sistema de cierre de velcro y lengüeta removible.
Permite la adaptación en pies con deformidades o con vendajes post-operatorios.
Su punta descubierta lo hace ideal después de una cirugía de dedos o pies.
El grabado de la suela evita que derrapen al momento de apoyar el pie.

TALLAS CH MED GDE XG



SDS
SEPARADOR PARA DEDOS EN SILICÓN IMPORTADO

Su diseño anatómico separa los dedos del pie, lo que permite absorber la presión y ayudar a su correcta alineación. Evita la fricción entre los dedos de los pies y la sobre posición.
El separador de dedos del pie, alinea el dedo gordo (Hallux), alivia las molestias del juanete, así como el dolor e inflamación asociados con los callos suaves.
100% recomendado para el pie diabético.
También se recomienda para la corrección post-quirúrgica de juanetes y para el alivio en el tratamiento de uñas enterradas.
Está fabricado en silicón, es hipoalergénico y con alto coeficiente de amortiguación.

TALLAS CH MED GDE



FAD
FÉRULA PARA ALINEACIÓN DE DEDOS UNIVERSAL

Este producto es ideal para mantener los dedos del pie alineados después de una cirugía y durante el proceso de recuperación. Así mismo es un coadyuvante en el tratamiento de lesiones del pie que requieran una alineación de los mismos.

TALLAS UNIVERSAL



ZRH
ZAPATO PARA REHABILITACIÓN
IMPORTADO HOMBRE

ZRM
ZAPATO PARA REHABILITACIÓN
IMPORTADO MUJER

Muy útil en el tratamiento de pacientes con padecimientos de artritis reumatoide, diabetes, postquirúrgicas de allus valgus o traumatismo. Por su excelente diseño, brinda comodidad y seguridad al caminar. Es de fácil colocación.

TALLAS CH MED GDE



ZYIE
ZAPATO PARA YESO
IMPORTADO

Indicado para los pacientes con yeso.

TALLAS CH MED GDE



ZY
ZAPATO PARA YESO

Brinda el apoyo requerido por los pacientes enyesados, evitando que derrapen al momento de apoyar el pie gracias a su suela acanalada. Es de fácil colocación.

TALLAS IN CH MED GDE



BY
BOTA PARA YESO

Brinda el apoyo requerido para los pacientes inmovilizados, evitando que derrapen al momento de apoyar el pie, gracias a su suela acanalada. A diferencia del zapato para yeso, por ser más alta en la parte posterior, brinda mayor seguridad al usarla, además de ser de fácil colocación.

TALLAS IN CH MED GDE



ZVD
ZAPATO VOLADO

Este modelo de zapato promueve el alivio reduciendo el peso llevado por el pie al frente y puede ser usado para cualquier afección de la cabeza del metatarso; reduce el peso del cuerpo en caso de úlceras, infecciones, trauma o cirugía. Presenta una amplia base para ayudar a la estabilidad adicional. Puede ser utilizado tanto en el pie izquierdo o derecho.

TALLAS IN CH MED GDE XG



ZRH
ZAPATO PARA REHABILITACIÓN
HOMBRE

ZRM
ZAPATO PARA REHABILITACIÓN MUJER

Muy útil en el tratamiento de pacientes con padecimientos de artritis reumatoide, diabetes, postquirúrgicas de allus valgus o traumatismo. Por su excelente diseño, brinda comodidad y seguridad al caminar. Es de fácil colocación.

TALLAS IN CH MED GDE



FAD
FÉRULA PARA ALINEACIÓN DE DEDOS

Este producto es ideal para mantener los dedos del pie alineados después de una cirugía y durante el proceso de recuperación. Asimismo es un coadyuvante en el tratamiento de lesiones del pie que requieran una alineación de los mismos.

TALLAS UNIVERSAL




TA
TALONERA ANTIIMPACTO
 Proporciona una excelente amortiguación provocada por el impacto al caminar, sobre todo, en personas que acostumbran el trote o son corredores habituales.

TALLAS CH MED GDE XG



TE
TALONERA PARA ESPOLÓN
 Indicado para reducir de manera importante el dolor causado por la protuberancia del espolón calcáneo.

TALLAS CH MED GDE XG



TIE
TALONERA ANTIIMPACTO IMPORTADA
 Amortigua el impacto que se produce al caminar.

TALLAS CH MED GDE



CM
COJÍN METATÁRSICO
 Las lesiones dolorosas en la cabeza del metatarso son algunos de los problemas más comunes del pie, los cuales a menudo se pueden aliviar con este tipo de cojín el cual ayuda a reequilibrar el peso del pie. Algunas de las lesiones en que es útil son: metatarsalgia, bursitis, capsulitis, lesiones plantares dolorosas, etc.

TALLAS CH GDE



COA
COJÍN LONGITUDINAL PARA ARCO
 Ofrece soporte al arco medio, ayudando a controlar el pie plano, su uso puede prevenir la fatiga del pie, pierna y espalda inferior, por lo que algunas de sus indicaciones pueden ser fascitis plantar, tendinitis, molestia generalizada del pie, entre otras.

TALLAS CH GDE



CUC
CUÑA CORRECTIVA PARA TALÓN
 Por su forma específica, se puede utilizar en orientación media (varus) o lateral (valgus). En orientación media reduce la pronación, (por lo tanto el dolor del talón y el arco), así como el movimiento excesivo de las articulaciones subtalares y del tarso medio. Utilizada en orientación lateral disminuye la inestabilidad lateral, lo cual es útil a pacientes con dislocaciones crónicas del tobillo o con tendinitis peronea.

TALLAS CH GDE



PL
PLANTILLA COMPLETA
 Indicada para amortiguar el impacto natural que produce al caminar.

TALLAS CH MED GDE XG

PRODUCTOS PARA ENYESADO

REHABILITACIÓN

TERAPIA FRÍO / CALIENTE



PROTECTORES DE YESO




PYM
PROTECTOR DE YESO MANO



PYB
PROTECTOR DE YESO BRAZO



PYP
PROTECTOR DE YESO PIERNA
CORTA



PYL
PROTECTOR DE YESO PIERNA
LARGA

Diseñados para el baño diario del paciente con yeso o vendaje, ya que está fabricado con materiales impermeables y con un sistema elástico de ajuste que impide que el agua entre.

BOLSAS PARA YESO



BYN-B
BRAZO

Muy útil para el paciente enyesado al momento de bañarse, ya que evita la filtración de agua al aparato de yeso.



BYNR
PIERNA CORTA



BYN-PL
PIERNA LARGA



RY
ROLLO DE YESO

Moderno concepto para la elaboración de férulas, cuya presentación, es un rollo que contiene 13 capas de férula de yeso, envuelta en Stoquinete y acolchonamiento. Es un producto que facilita tanto al personal médico como al paramédico, la atención oportuna del paciente, así como una inmovilización inmediata.

LARGO 7.3 M

MEDIDA ANCHO

PULGADAS 3 4 5 6

Registro sanitario No. 1074C2017 SSA



VH
HUATA 3M **3M**

Indicada para inmovilizaciones. Brinda confort al paciente y ayuda a disminuir la retención de agua para obtener una inmovilización seca. Está hecha de dacrón poliéster poroso para una mejor respiración de la piel.

LARGO 3.66 M

MEDIDA ANCHO

CMS	5	7.5	10
PULGADAS	2	3	4



VFP
VENDA DE FIBRA SCOTCHCAST 3M **3M**

Venda de fibra de vidrio resistente y tres veces más liviana que el yeso, que estimula pronta movilidad, lo que ayuda a prevenir la rigidez de las articulaciones y permite al paciente, un retorno más rápido a sus actividades cotidianas. Por su gran durabilidad, reduce las rupturas de los moldes y en consecuencia, el número de visitas para su reparación o reemplazo. Por su composición, es más limpia y fácil de usar, de modo que no es necesario proteger el área de trabajo o recurrir a un sistema especial de drenaje. La resistencia del material permite usar menos rollos por molde y el costo por tratamiento puede ser comparable o menor al yeso.

LARGO 3.66 M

MEDIDA ANCHO

CMS	5	7.5	10	12.5
PULGADAS	2	3	4	5



VS
STOQUINETE DE POLYESTER 3M **3M**

Producto indicado para inmovilizaciones estándar, con todo tipo de materiales. Protege la piel contra la fricción de la fibra o el yeso. Ayuda a reducir la retención de agua, promoviendo el confort del paciente. Esta 100% tejida en poliéster.

LARGO 22.8 M

MEDIDA ANCHO

CMS	5	7.5	10	15
PULGADAS	2	3	4	6



FRP
FÉRULA EN ROLLO 3M CON PINZA **3M**

Rollo de fibra de vidrio para elaborar férulas. Esta elaborado con 8 capas de fibra de vidrio laminada y fieltro repelente al agua. El dispensador cuenta con una pinza para el sellado para evitar desperdicios. Al igual que la venda de fibra, es ligera, resistente, radiolúcida, además de que el acojinado es hipoalergénico y repelente al agua.

TALLAS LARGO 4.5 M

MEDIDA ANCHO

CMS	5	7.5	10	12.5
PULGADAS	2	3	4	5



VSC
COBAN **3M**

Venda elástica, auto adherible, que mantiene el grado de compresión constante en el sitio de aplicación, confortable al cuerpo, se puede cortar a la longitud necesaria, resistente al agua.

LARGO 4.5 M

MEDIDA ANCHO

CMS	5	7.5	10
PULGADAS	2	3	4



T-WXC18N
SILLA DE RUEDAS 18" NEGRA FIJA

- Acero esmaltado.
- Descansabrazos recto fijo.
- Descansa pies fijos.
- Tapicería nylon retardante de fuego.
- Rueda trasera sólida rin de aluminio y delantera 8 X 1".
- Peso máximo 100 kg.



T-WXTT
SILLA DE RUEDAS TODO TERRENO

- Ancho asiento 19".
- Chasis plegable hacer esmaltado negro.
- Tubos x acero.
- Asiento y respaldo tela de nylon negro, retardante al fuego.
- Descansa brazo abatible.
- Panel lateral (protección de rompa).
- Cojín para descansa brazo pu.
- Banda soporte para pies talonera de nylon.
- Descansa pies removibles con plataforma de plástico.
- Rueda delantera solida 8" X 2".
- Aro impulsor acero esmaltado negro.
- Frenos acero.
- Rueda trasera llanta todo terreno neumática rin de aluminio.
- Aditamentos set de parches, bomba de aire, juego de herramientas.
- Peso bruto 21.5 kg.
- Peso neto 18.5 kp.



T-7103A
SILLA COMODO 3 EN 1

Cómodo de acero esmaltado tres en uno:

- El diseño versátil 3 en 1 se puede usar como inodoro junto a la cama, asiento de inodoro elevado o marco de seguridad para inodoro
- La construcción de acero soldado proporciona resistencia y estabilidad
- La mayor profundidad del asiento proporciona mayor estabilidad y comodidad
- Fácil de limpiar
- Los reposabrazos en cascada contorneados están diseñados para mejorar la comodidad del usuario y proporcionar una buena superficie de agarre
- El asiento de plástico resistente
- La altura del asiento se ajusta fácilmente de 17 "a 24", en incrementos de 1 pulgada
- Viene con cubeta, tapa y protector contra salpicaduras

Especificaciones:

Ancho entre brazos	18 1/2 "
Ancho total	24 1/2 "
Profundidad total	20 "
Ancho del asiento	14 "
Profundidad del asiento	16 1/2 "
Altura del asiento Rango	17 " - 27"
Capacidad máxima de peso.	100 kilos



COMB
CÓMODO BÁSICO

Cómodo para pacientes que no puedan asistir al baño de manera inmediata.
Elaborado en polietileno de alta densidad.
Diseño ergonómico y ligero.
Fácil de limpiar, gracias a su canal de derrame.
Tiene espacio suficiente para líquidos y sólidos ideal para el uso del personal médico.
Soporta un peso máximo de 110 kilos de un paciente.



COME
CÓMODO DE PLÁSTICO ORTOPÉDICO EN CUÑA

Indicaciones de Uso:
Cómodo para pacientes que no pueden asistir al baño de manera inmediata, ya sea por fractura o inmovilización. Útil como orinal femenino y pediátrico.
Tiene forma de cuña y agarradera integrada para facilitar su colocación.
Capacidad de un litro.

Características:
Largo 30 cm
Ancho 23 cm
Altura delantera 9 cm
Material de polipropileno



PATE
ORINAL DE PLÁSTICO CON TAPA

Indicaciones de Uso:
Orinal masculino, está elaborado en un plástico translúcido que permite medir y ver el contenido. Tiene una graduación en incrementos de 25 ml.
Su agarradera permite un fácil manejo. Incluye tapa que evita derrames y olores. Capacidad de un litro.

Características:
Material de polipropileno
Altura 24 cm
Ancho 10 cm



ABD
AUMENTO PARA SANITARIO CON DESCANSA BRAZOS

- Aumento para baño fabricado en plástico de alta resistencia.
- Descansabrazo fijo y tornillo de fijación Fácil instalación.
- Tiene un mecanismo con rosca para asegurar el asiento al inodoro para contar con una mayor estabilidad.
- Peso máximo de usuario: 100 kg



BDSR
BANCO PARA DUCHA SIN RESPALDO, ALTURA AJUSTABLE

Para personas en rehabilitación o con impedimento para estar de pie. Fabricado de aluminio resistente, el asiento tiene orificios para drenar el agua con facilidad.
Altura ajustable de 4 niveles
Resiste un peso máximo 100 kg.

REHABILITACIÓN



AND
ANDADERA



BAS
BASTÓN DE ALUMINIO



BA4
BASTÓN DE CUATRO
APOYOS



MULE
MULETA

TALLAS IN CH MED GDE



SIC
SILLA
COMODO



BAN
BANCA PARA
DUCHA



COMS
COMODO



PAT
PATO
ORINAL



DON
DONA

Cojín de poliuretano que sirve para liberar la presión que ejerce el peso del cuerpo sobre el área coxal. Útil en el tratamiento de hemorroides de la región. Cuenta con una funda removible y lavable.



REGA
REGATONES



AXI
AXILERAS



PUÑ
PUÑOS



REB
REGATON PARA BASTON ALEMAN

* Pieza.
* Hule antiderrapante.



RE4G
REGATON GRIS P- BASTON 4 APOYOS 1/2"

* Pieza.
* Hule antiderrapante.



RE4
REGATON PARA BASTON 4 APOYOS 1/2"

* Par.
* Hule antiderrapante.



REGA
REGATON PARA ANDADERA No. 20

* Par.
* Hule antiderrapante.



REG
REGATON PARA MULETAS

* Par.
* Hule antiderrapante.

T00UTF-B
UNIDAD DE TERAPIA FRÍA AZUL BREG

Indicada para lesiones que requieran de terapia fría, post-quirúrgica o post-traumática, para disminuir el dolor y la inflamación en hombro, rodilla, tobillo, entre otros.

Sistema que ofrece un flujo de agua fría por encima del nivel de riesgo, (no menor a 4°C) evitando quemaduras al paciente. Circulación semicerrada que da una temperatura constante a lo largo de toda la almohadilla.

No requiere cambiarse el agua por un lapso de hasta 8 horas. La unidad de terapia fría puede colocarse debajo de la cama del paciente y recibir su terapia cómodamente.



CUR-A
COJÍN UNIVERSAL TERAPIA FRÍA MANGUERA REGULAR AZUL

Indicadas para usarse con la unidad de terapia fría azul breg, en caso de una lesión o procedimiento quirúrgico, para disminuir el dolor y la inflamación.

Usos: hombro, codo, rodilla y tobillo.

TALLA UNIVERSAL



SENGEL-U
SOPORTE PARA EPICONDILITIS CON GEL

Para el tratamiento de los procesos inflamatorios del epicondilo lateral y que requieran de terapia fría o caliente que es proporcionada por el gel que se adosa en la parte interna del soporte.

TALLA UNIVERSAL



STNGEL-U
SOPORTE PARA TOBILLO EN NEOPRENO CON GEL

Sobre todo recomendado en las lesiones del tobillo que requieran compresión, como las deportivas, adicionalmente cuenta con la opción de terapia fría o calor.

TALLA UNIVERSAL



COM COMPRESAS 3M **3M**

Auxiliar en el tratamiento de lesiones que requieren frío o calor. Como esguinces menores, o bien dolores provocados por esfuerzo excesivo.

MEDIDAS 23,5 X 10,5 CMS



COM G COMPRESA GRANDE

TALLAS GDE (13 x 29 cms)



COM M COMPRESA MEDIANA

TALLAS MED (12 x 8 cms)





COC
COLLAR CERVICAL BLANDO
TRADICIONAL (DE ESTOQUINETE)

Muy útil en el tratamiento de esguince cervical leve. Es un aparato eficaz y cómodo, que permite ajustes rápidos en cuanto a su colocación.

TALLAS PE IN



COC05
COLLAR CERVICAL BLANDO DE ALGODÓN

Muy útil en el tratamiento de esguince cervical leve. Es un aparato eficaz y cómodo, que permite ajustes rápidos en cuanto a su colocación.

TALLAS INFANTIL



COF
COLLAR PHILADELPHIA

Indicado principalmente en tratamiento de esguince cervical moderado a severo.

TALLAS PEDIÁTRICO



COP
CORRECTOR DE POSTURA

Indicado en tratamiento de la mala postura, provocada por problemas de costumbre al caminar, o bien, al sentarse. El suave material del producto así como su fácil colocación lo hacen ideal para el tratamiento de dicho padecimiento.

TALLAS INFANTIL



CPC
CORREA PARA CLAVÍCULA

Este soporte de fácil colocación, también es conocido como vendaje de Ocho o Arnés para clavícula. Es excelente para el tratamiento de fracturas claviculares.

TALLAS PE IN





INHP / INHI
INMOVILIZADOR DE HOMBRO
PEDIÁTRICO/INFANTIL

Permite el tratamiento de lesiones agudas como luxación acromioclaviculares, contusiones o para uso postquirúrgico de estas lesiones. Se puede ajustar a distintas posiciones.

TALLAS PE IN



FEM1-D
FÉRULA FISIOLÓGICA PARA MUÑECA
DERECHA

FEM1-I
FÉRULA FISIOLÓGICA PARA MUÑECA
IZQUIERDA

Se emplea principalmente para el tratamiento de fracturas de muñeca y esguinces, así como en todos los padecimientos que requieren inmovilización de la articulación. Está elaborado con loneta reforzada, cuenta con una cucharita palmar orientada a 45°.

TALLAS PE IN



FEM2-D
FÉRULA PARA MUÑECA Y ANTEBRAZO
DERECHO

FEM2-I
FÉRULA PARA MUÑECA Y ANTEBRAZO
IZQUIERDO

Soporte metálico protegido con hule espuma, cubierto de vinilo. Utilizable en caso de lesión ligera, contusión articular, Tendosinoviosis o inmovilización de emergencia. Puede utilizarse como sustituto de enyesado secundario.

TALLAS PE IN



SME-D
SOPORTE ELÁSTICO PARA MUÑECA
DERECHA

SME-I
SOPORTE ELÁSTICO PARA MUÑECA
IZQUIERDA

Especial en el tratamiento de lesiones no severas que no requieran inmovilización de la articulación, como traumatismo de leve a moderado, bursitis, tendinitis, etc. Elaborado con varillas flexibles y cierres de velcro, para una colocación más cómoda.

TALLAS INFANTIL



SMN-D
SOPORTE PARA MUÑECA DERECHA
EN NEOPRENO

SMN-I
SOPORTE PARA MUÑECA IZQUIERDA
EN NEOPRENO

Indicado principalmente para la rehabilitación postquirúrgica de fracturas o esguinces de muñeca, extirpación de quiste sinovial o síndrome de Túnel del Carpo. Proporciona un soporte moderado de la articulación.

TALLAS INFANTIL



SUJI
SUJETADOR PARA MUÑECA (PAR)

Sujetador de muñeca para inmovilizar pacientes agitados intrahospitalarios. Elaborado en laminados de algodón acolchado para evitar laceraciones, cinta resistente con hebilla que permite la correcta sujeción. Usos: En pacientes inconscientes, neurológicos, o bajo efectos de anestesia.

TALLAS INFANTIL



SCN1
SOPORTE FISIOLÓGICO PARA CODO EN NEOPRENO

Producto ideal para el tratamiento de la epicondilitis o codo de tenista. Es muy útil en el cuidado de lesiones ligamentarias del codo.

TALLAS INFANTIL



SE
SOPORTE PARA EPICONDILITIS

Alivia la sensación dolorosa provocada por la inflamación del epicondilo lateral, brindando gran confort al paciente.

TALLAS INFANTIL



CA
CABESTRILLO

Se emplea como auxiliar para soportar el peso del aparato de yeso braquialmar, evitando así la tendinitis secundaria por estiramiento.

TALLAS PE IN



CAE
CABESTRILLO ESTAMPADO

Se emplea como auxiliar para soportar el peso del aparato de yeso braquialmar, evitando así la tendinitis secundaria por estiramiento. El estampado y color puede variar.

TALLAS PE IN



CAN
CABESTRILLO NEGRO

Se emplea como auxiliar para soportar el peso del aparato de yeso braquialmar, evitando así la tendinitis secundaria por estiramiento.

TALLAS PE IN

FA1
FAJA DORSOLUMBAR



TALLAS INFANTIL

Se emplea principalmente en el tratamiento de esguinces y compresiones dorsolumbares, causados por movimientos bruscos que impactan dicha región. Por su forma, también se conoce como soporte tipo Taylor.

FSK01
FAJA DORSOLUMBAR SKIN



TALLAS INFANTIL

Se emplea principalmente en el tratamiento de esguinces y compresiones dorsolumbares, causados por movimientos bruscos que impactan dicha región. Por su forma, también se conoce como soporte tipo Taylor.

FA5
FAJA SACROLUMBAR



TALLAS INFANTIL

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más comfortable. Diseñada con elástico, malla y velcro. Sus correas laterales de doble tensión, así como las cuatro varillas flexibles posteriores, permiten la flexión cómoda y segura.

FSK05
FAJA SACROLUMBAR SKIN



TALLAS INFANTIL

Producto específico para el tratamiento del dolor bajo de espalda, diseñado para brindar gran soporte y firmeza de la manera más comfortable. Diseñada con elástico, malla y velcro. Sus correas laterales de doble tensión, así como las cuatro varillas flexibles posteriores, permiten la flexión cómoda y segura.



STN
SOPORTE PARA TOBILLO EN
NEOPRENO

Auxiliar en el tratamiento de esguinces menores, o bien, en lesiones provocadas por esfuerzo excesivo.

TALLAS INFANTIL



STL
SOPORTE PARA TOBILLO EN
LONETA

Indicado en el tratamiento de esguinces y en la rehabilitación de diversos padecimientos de traumatismos de tobillo.

TALLAS INFANTIL



RON1
ANILLO SUBROTULIANO EN NEOPRENO

Utilizado especialmente en condromalacia de la rótula. Proporciona una compresión firme y un soporte excelente.

TALLAS INFANTIL



SOM
SOPORTE PARA MUSLO EN NEOPRENO

Soporte indicado en la prevención de lesiones musculares, ya que ofrece un soporte continuo a las estructuras del muslo.

Al estar elaborado con neopreno, mejora la circulación, favoreciendo con ello la rehabilitación.

TALLAS INFANTIL



RON3
RODILLERA
ABIERTA EN
NEOPRENO

Especial para el tratamiento de lesiones leves o artralgias que requieran de calor en su atención. Al ser abierta, permite un acomodo más fácil y rápido.

TALLAS INFANTIL



RON4
RODILLERA ABIERTA EN
NEOPRENO

Indicada para el tratamiento de lesiones ligamentarias, así como en aquellas que requieren estabilización lateral firme. Este aparato tiene la ventaja de estar abierto y permitir un ajuste a la rodilla aunque se encuentre inflamada.

TALLAS PE IN



RON7
MANGA PARA RODILLA
EN NEOPRENO
Especial para la prevención
de lesiones musculares y
tendinosas de la rodilla.

TALLAS INFANTIL



ZY
ZAPATO PARA YESO

Brinda el apoyo requerido por los pacientes enyesados, evitando que derrapen al momento de apoyar el pie, gracias a su suela acanalada. Es de fácil colocación.

TALLAS INFANTIL



BY
BOTA PARA YESO

Brinda el apoyo requerido para los pacientes inmovilizados, evitando que derrapen al momento de apoyar el pie, gracias a su suela acanalada. A diferencia del zapato para yeso, por ser más alta en la parte posterior, brinda mayor seguridad al usarla, además de ser de fácil colocación.

TALLAS INFANTIL



ZVD
ZAPATO VOLADO INFANTIL
NIÑO/NIÑA

Este modelo de zapato promueve el alivio reduciendo el peso llevado por el pie al frente y puede ser usado para cualquier Afección de la cabeza del Metatarso; reduce el peso del Cuerpo en caso de úlceras Infecciones, trauma o cirugía. Presenta una amplia base para Ayudar a la estabilidad adicional. Puede ser usado tanto en el pie Derecho como en el izquierdo.

TALLAS INFANTIL



ZVA
ZAPATO VOLADO DEL ANTEPIÉ IMPORTADO

Diseñado específicamente para reducir el peso llevado por el pie al frente quitando presión al metatarso, promoviendo el alivio, en caso de úlceras diabéticas e infecciones, también funciona como zapato post-operatorio en cirugías de hallux valgus y otras osteotomías. Puede ser utilizado tanto en el pie izquierdo como en el derecho.

TALLAS INFANTIL



ZRI
ZAPATO PARA REHABILITACIÓN INFANTIL
NIÑO/NIÑA

Muy útil en el tratamiento de pacientes con padecimientos de artritis reumatoide, diabetes, postquirúrgicas de allus valgus o traumatismo. Por su excelente diseño, brinda comodidad y seguridad al caminar. Es de fácil colocación.

TALLAS INFANTIL



ZYIE
ZAPATO PARA YESO IMPORTADO
INFANTIL

Indicado Para Los Pacientes Con Yeso.

TALLAS INFANTIL



BYNI-B
BOLSA PARA YESO NACIONAL BRAZO

Muy útil para el paciente enyesado al momento de bañarse, ya que evita la filtración de agua al aparato de yeso.

TALLAS

INFANTIL



BYNI-C
BOLSA PARA YESO NACIONAL PIERNA CORTA

Muy útil para el paciente enyesado al momento de bañarse, ya que evita la filtración de agua al aparato de yeso.

TALLAS

INFANTIL



BYNI-L
BOLSA PARA YESO NACIONAL PIERNA LARGA

Muy útil para el paciente enyesado al momento de bañarse, ya que evita la filtración de agua al aparato de yeso.

TALLAS

INFANTIL



COMI
COMPRESA INFANTIL

Auxiliar en el tratamiento de esguinces menores, o bien, en lesiones provocadas por esfuerzo excesivo.

TALLAS

12x18 CMS



MUA
MULETA

TALLAS

INFANTIL



AND
ANDADERA

TALLAS

INFANTIL



SPC
SUJETADOR PARA CIRCUNCISIÓN

Se compone de un juego con 4 tiras.

Fabricado en tela de dubetina suave, felpa y gancho.
Producto no esterilizado.

Producto desechable de un solo uso.

Este producto no requiere Registro Sanitario.

LARGO	ANCHO
31 cm	4 CM
+3%	+3%

TALLAS UNIVERSAL



FRN
FÉRULA PARA RECIÉN NACIDO


Fabricado en tela de dubetina, felpa y gancho. Varilla de plástico.
Incluye dos cintas con gancho para ajuste. Producto no esterilizado.

Producto desechable de un solo uso.

Este producto no requiere Registro Sanitario.

	LARGO	ANCHO
FÉRULA	9 CM	4 CM
TIRAS	16 CM	13 MM

TALLAS PEDIÁTRICO






TCARETA
CARETA FACIAL

Careta protectora facial transparente para proteger ojos, nariz y boca. Permite total visibilidad y evita tocarse el rostro fácilmente. Está diseñada para aislar los principales canales de contagio de enfermedades respiratorias. Esta elaborada en PET y PVC, lo cual garantiza su durabilidad y resistencia. Sus remaches permiten la movilidad de la careta y mayor resistencia al uso continuo. Su cinta elástica se adapta cómodamente a cualquier diámetro de la cabeza. Es reusable y lavable.

Modelo	CALIBRE	MATERIAL	DIMENSIONES	TALLA
TCARETA	15	PET	27 X 20.5 CM	AJUSTABLE UNIVERSAL

CARETA FACIAL INFANTIL



TCARETA
CARETA FACIAL INFANTIL



TCANIÑA
CARETA FACIAL INFANTIL CON DISEÑO NIÑA



TCANIÑO
CARETA FACIAL INFANTIL CON DISEÑO NIÑO

Careta protectora facial transparente para proteger ojos, nariz y boca. Permite total visibilidad y evita tocarse el rostro fácilmente. Está diseñada para aislar los principales canales de contagio de enfermedades respiratorias. Esta elaborada en PET y PVC, lo cual garantiza su durabilidad y resistencia. Sus remaches permiten la movilidad de la careta y mayor resistencia al uso continuo. Su cinta elástica se adapta cómodamente a cualquier diámetro de la cabeza. Es reusable y lavable.

TCARSEN CARETA SENCILLA

- Ideal para la protección y el uso diario.
- Visibilidad total.
- Cómoda y ligera.
- Medidas:
27 cm de largo X 20.5 cm de alto.

Componentes:

- 1.- Hule espuma firme (1" de ancho).
- 2.- Cinta elástica.
- 3.- Remaches reforzados.
- 4.- Plástico PET calibre 10.





TCBNN20
NEGRO



TCBNA25
AZUL

CUBRE BOCA DE NEOPRENO

- Excelente resistencia a las partículas del medio ambiente.
- Impermeable, no permite el paso de los fluidos.
- Alta resistencia al ozono.
- Color: azul marino y negro.
- 100% Neopreno, forro interior y exterior nylon jersey.
- Lavable y reusable.
- Transpirable.
- Ergonómico, no se distorciona con la flexión.

TALLAS UNIVERSAL JUNIOR

TALLAS UNIVERSAL JUNIOR

MEDIDA	UNIVERSAL	JUNIOR
LARGO	34.0 cm	32.0
ALTURA	13.5 cm	13.0



TCBINFA
CUBRE BOCA INFANTIL

- Uni capa.
- Estampado infantil.
- 80% poliéster 20% algodón.
- Lavable y reusable.
- Secado rápido.
- De 3-8 años de edad.

MEDIDA	UNIVERSAL
LARGO	23 cm
ALTURA	13.5 cm

TALLAS INFANTIL